

ΡΟΜΠΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όνομα Προϊόντος Ρόμπα Απομόνωσης Μιας Χρήσης
Κωδικός Προϊόντος FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L
Μέγεθος Προϊόντος Μονάδα μέτρησης: εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ GIMA	21131	21132
ΚΩΔΙΚΟΣ FULL GUARD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Μεγέθη	115x137 (M)	120x150 (L)
Μήκος (Από ώμο ως στρίψωμα)	115	120
Φάρδος (μια στρώση)	137	150
Μήκος Ζώνης	180	180
Μήκος Μανικιού	58	59
Απόκλιση	±2	±2

Μοντέλο Προϊόντος Τύπος Ρόμπας. M/L

Δομή και Σύνθεση Το προϊόν χρησιμοποιεί 25g μη υφασμένο ύφασμα PP. Αποτελείται από μπροστινό μέρος, πίσω μέρος, μανίκια, κορδόνια και μανσέτες. Η τεχνολογική διαδικασία περιλαμβάνει κοπή, συγκόλληση με υπερήχους, τοποθέτηση κορδονιών, αυτοκόλλητου velcro, μανσετών, πτύχωση και σφράγιση.

Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, κλινικές, εξεταστήρια, χώρους καθαριότητας, εργαστήρια, κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές, για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι βρεγμένο ή έχει ίχνη μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.

Τρόπος χρήση του προϊόντος Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το προϊόν, τινάξτε ελαφρώς τη ρόμπα, σηκώστε τις πλευρές του γιακά, βάλτε τα χέρια μέσα στα μανίκια, απλώστε τα χέρια προς τα μπροστά και δέστε τις ζώνες.

Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.

⚠ Προειδοποίηση

1. Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
2. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζετε ποτέ με άλλους.
3. Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.





















Ισχύς 2 έτη.

Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

 REF	Κωδικός προϊόντος		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
 LOT	Αριθμός παρτίδας		Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜ'ΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής		Ιατρική συσκευή
	Οχι αποστειρωμένο		Ημερομηνία λήξεως		Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Όριο υγρασίας		Läs bruksanvisningen		Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	Όριο θερμοκρασίας		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ε υρωπαϊκή Ένωση		Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή
	Αυτή είναι η πάνω πλευρά		Χειρίζεστε με προσοχή		

REF FGIS-PP25-M (21131)
 FGIS-PP25-L (21132)

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
 Yongan East Avenue,
 Xianning Economic Development
 Zone, Xianning City, Hubei Province, China
 Made in China

EC REF ZOUSTECH S.L.
 Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
 28046 - Madrid, Spain

Importerad av / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

