

iHealth®

Wireless Body Analysis Scale

FR Balance d'Analyse Corporelle
Connectée

IT Bilancia pesapersone con
analisi corporea wireless

ES Báscula inalámbrica de
análisis corporal

DE Drahtlose Körperanalysewaage

PT Balança de Análise Corporal
sem Fios

NL Draadloze weegschaal voor
lichaamsanalyse

GR Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης



OWNER'S MANUAL

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

ES MANUAL DE USUARIO

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

PT MANUAL DO PROPRIETÁRIO

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ	1
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	3
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	4

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης iHealth είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο ακριβείας το οποίο προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Η ζυγαριά λειτουργεί με πλήρως ηλεκτρονικό μηχανισμό και ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης για την εκτέλεση αυτόματης, μη παρεμβατικής μέτρησης της σύστασης του σώματος. Οι μετρήσεις εμφανίζονται και αποθηκεύονται σε iPod αφής, iPhone ή iPad με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι έγκυες πρέπει να συμβουλευούνται το γιατρό τους πριν από τη χρήση. Συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα ενυδάτωσης και μπορεί να προκύψουν ανακριβή αποτελέσματα. Συμβουλευτείτε τον ειδικό σας στον τομέα της υγείας για περισσότερες πληροφορίες.

Φυλάσσετε πάντοτε την Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης iHealth σε ξηρό μέρος. Για να εξασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα, τοποθετείτε τη ζυγαριά μακριά από μαγνητικά πεδία γιατί μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αυτό σε συνδυασμό με άλλες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως:

- ⚠ (1) Ιατρικά ηλεκτρονικά εμφυτεύματα όπως βηματοδότες.
- ⚠ (2) Ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης της ζωής όπως τεχνητή καρδιά/τεχνητοί πνεύμονες.
- ⚠ (3) Φορητές ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως ηλεκτροκαρδιογράφοι.

Το προϊόν αυτό μπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία των συσκευών αυτών με αποτέλεσμα σημαντικό κίνδυνο της υγείας των χρηστών τους.



OFFLINE ΜΝΗΜΗ

Η ζυγαριά μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 200 εγγραφές βάρους για κάθε χρήστη. Αν η μνήμη για τον κάθε χρήστη είναι πλήρης, τυχόν νέες εγγραφές θα διαγράψουν τις παλαιότερες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Επωνυμία προϊόντος: Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης iHealth [iHealth Wireless Body Analysis Scale]
2. Μοντέλο: HS6
3. Ταξινόμηση: Εσωτερικά τροφοδοτούμενη συσκευή, εξάρτημα εφαρμογής τύπου BF (τέσσερα ηλεκτρόδια)
4. Ισχύς: 4 μπαταρίες $\text{--- AAA} \times 1,5 \text{ V}$
Διάρκεια ζωής μπαταριών: Περίπου 3 μήνες καθημερινής χρήσης
5. Εύρος μετρήσεων:
Σωματικό βάρος: 5 kg-180 kg
Σωματικό λίπος: 5,0%-65,0%
Θερμοκρασία: 5 °C - 40 °C
Υγρασία: 20 - 85%RH
Ανάλυση ζυγαριάς: 0,1kg
6. Ακρίβεια:
Σωματικό βάρος: $\pm 0,5 \text{ kg}$ (5 kg-50 kg),
 $\pm 1\%$ (50 kg-180 kg)
Σωματικό λίπος: $\pm 1\%$

7. Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C - 40 °C
8. Επιτρεπτή υγρασία λειτουργίας: 20 - 85%RH
9. Επιτρεπτές θερμοκρασίες φύλαξης και μεταφοράς: -20 °C - 55 °C
10. Επιτρεπτή υγρασία φύλαξης και μεταφοράς: ≤90%RH

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μη επίπεδο πάτωμα, μαλακές επιφάνειες ή χαλιά γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αξιόπιστα.
2. Αυτή η Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης έχει σχεδιαστεί για ενήλικες. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από βρέφη ή μικρά παιδιά ή από οποιοδήποτε άτομο δε μπορεί να σταθεί χωρίς βοήθεια.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά κοντά σε πηγές ισχυρών μαγνητικών πεδίων, όπως φούρνοι μικροκυμάτων κλπ.
4. Η ζυγαριά θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης που διαθέτει για τουλάχιστον 10.000 μετρήσεις ή για δύο χρόνια χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Ασύρματη Ζυγαριά Σωματικής Ανάλυσης iHealth καλύπτεται από εγγύηση για αστοχία υλικών και κατασκευής για ένα χρόνο από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Η παραπάνω εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή λιανικής. Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε, κατά την κρίση μας, δωρεάν οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την παραπάνω εγγύηση. Τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη και η μοναδική σας αποζημίωση στο πλαίσιο της παραπάνω εγγύησης.

UITLEG VAN SYMBOLEN



Σύμβολο για το “ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ”



Σύμβολο για το “ΠΡΟΣΟΧΗ”



Σύμβολο για το “ΤΥΠΟΥ ΒΓ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ”



Σύμβολο για το “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σας ή στον προμηθευτή σας για πληροφορίες ανακύκλωσης”.



Σύμβολο για το “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ”



Σύμβολο για το “ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΕ ΞΗΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”



Σύμβολο για το “Έτος Κατασκευής”

Με την παρούσα, η [iHealth Lab Inc.], δηλώνει ότι το παρόν [HS6 CORE] είναι συμμορφούμενο προς τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης προς την Οδηγία 1999/5/ΕΚ μπορούν να ληφθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>



ANDON HEALTH CO., LTD.



No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District,
Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

Το iHealth είναι εμπορικό σήμα της iHealth Lab Inc.

Τυχόν άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.