



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**STAMPELLE - CRUTCHES - BÉQUILLES - KRÜCKEN MULETAS**  
**- MULETAS - ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ -**

العكازات

---

**Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.**

#### ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δεκανύπα πρέπει να χρησιμοποιούνται κρατώντας τα σωστά και μόνο για να υποστηρίξουν το σώμα (για ένα μέγιστο φορτίο 100 κιλών) κατόπιν ιατρικής συνταγής. Τα δεκανύκια πρέπει να ρυθμιστούν με τον κατάλληλο τρόπο σε σχέση με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα δεκανύκια δεν είναι κατεστραμμένα, ότι οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σωστά και ότι τα λαστιχένια άκρα που προστατεύουν από το γλιστρήμα δεν είναι φθαρμένα. Στην αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε τα αμέσως. Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τα δεκανύκια πάνω σε βρεγμένες ή επικλινείς επιφάνειες.

#### ΡΥΘΜΙΣΗ

##### **Δεκανύκια για τον πήχνη του χεριού Κωδ. 27793**

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 96 και 119 εκ. πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Η βίδα της σύνδεσης χρησιμεύει για να μην παίζουν μεταξύ τους οι δύο σωλήνες και πρέπει να βιδωθεί μόνο μετά που έχει μπει ο αναστολέας.

##### **Δεκανύκια για τις μασχάλες κωδ. 27798**

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 112 και 132 εκ. πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.

##### **Δεκανύκια για τις μασχάλες κωδ. 27792**

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 95 και 115 εκ. πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.

##### **Δεκανύκια για τις μασχάλες κωδ. 27799**





Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 119 και 139 εκ. πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.

##### **Δεκανύκια για τις μασχάλες κωδ. 27770**

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 100 και 130 εκ. πιέζοντας τον αναστολέα προς τα μέσα και προσέχοντας να τον αφήσετε ελεύθερο μέσα στην επιθυμητή οπή. Επιπλέον είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο στήριγμα της μασχάλης και τη λαβή: Ξεβιδώστε το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας και βγάλτε την βίδα από τη λαβή, βάλτε τη βίδα στην επιθυμητή οπή και στερεώστε βιδώνοντας το περικόχλιο σε σχήμα πεταλούδας.

#### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Παραγωγός		Κωδικός προϊόντος
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Αριθμός παρτίδας
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		Ημερομηνία παραγωγής		Μοναδικό αναγνωριστικό



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**

5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**FS937L - FS935S(M) - FS935S(S) - FS935S(L) - FS9252L**

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von  
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**MedNet EC-Rep GmbH**

Borkstrasse 10. 48163 Muenster.  
Germany

**GIMA 27793 - 27798 - 27792**  
**27799 - 27770**

