



GIMA

Διακοπή θερμοφορα

Οδηγίες χρήσης, Για να εξασφαλίσετε μία μακρόχρονη χρήση συμβουλευόμαστε να ακολουθήσετε τις συμβουλές που ακολουθούν
Μη χρησιμοποιείτε βραστό νερό και γεμίστε την θερμοφόρα μόνον τα ¾ της χωρητικότητας της
Πρὶν κλείσετε την θερμοφόρα με το πώμα βγάλτε έξω τον ατμό Σκουπίστε την θερμοφόρα και κρατήστε την μακριά από πηγές θερμοκρασίας

Υποδείξεις για μία ασφαλή χρήση της θερμοφόρας

Γεμίστε με νερό θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 45 βαθμών - Αποφύγετε τη συμπίεση της θερμοφόρας ενώ αυτή χρησιμοποιείται - Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης της θερμοφόρας είναι μεταξύ των 10 και 27 βαθμών Κελσίου - Πριν τη χρήση ελέγξτε πάντα τη γενική κατάστασή της, το σωστό βίδωμα της τάπας και τη στεγανότητά της . Αποφύγετε να κρατάτε την τσάντα σε άμεση επαφή με το δέρμα, τοποθετήστε την σε μια υφασμάτινη σακούλα .Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Producto sanitario
Dispositivo médico

Scadenza
Expiry
Date limite
Frist
διορία
Fecha tope
Prazo de entrega



REF 28601

LOT 000007



8 023279 286014



GIMA

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China



S09293
Size 22x44,5 cm