



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

# ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Χρήση μόνο για συλλογή ούρων και παροχέτευση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως όργανο μέτρησης ή για εργαστηριακές μελέτες.
- Οι ενδείξεις του όγκου είναι κατά προσέγγιση.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης του (η Gima αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης εάν το προϊόν δεν έχει φυλαχθεί σωστά και αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο).

- Η σακούλα θα πρέπει να τοποθετηθεί τέρμα κάτω, να κρεμαστεί στο κατάλληλο στήριγμα, σε κατακόρυφη θέση και με το σωλήνα προς τα πάνω.
- Το μοντέλο του ουροσυλλέκτη περιπάτου πρέπει να στερεώνεται στο μηρό μέσω ελαστικών ταινιών, τοποθετώντας τον κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης για να αποφεύγεται η παλινδρόμηση.
- Η σακούλα πρέπει πάντα να κρέμεται από κάποιο στήριγμα και να είναι τοποθετημένη κάτω από το επίπεδο της ουροδόχου κύστης, ώστε να αποφεύγεται η παλινδρόμηση των ούρων, σε όρθια θέση και με τον σωλήνα διοχέτευσης στραμμένο προς τα επάνω.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μη συνθλίβετε, μην τσιμπάτε και μην προκαλείτε την παρεμπόδιση του σωλήνα για να μη διακοπεί η ροή των ούρων μέσα στη σακούλα.
- Μη χρησιμοποιείτε με αιχμηρά εργαλεία.
- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε τον αέρα αν αντιληφθείτε παρουσία αέρα μέσα στη σακούλα.
- Για να εξασφαλιστεί η χρήση όλου του όγκου του συλλέκτη αποφύγετε την παρουσία αέρα ακόμη και κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει κλειστεί σωστά.
- Η επαναχρησιμοποίηση της σακούλας μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο μόλυνσης.
- Η σακούλα πρέπει να αντικαθίσταται προτού γεμίσει ως το μέγιστο επίπεδο.
- Στερεώστε σταθερά τον σύνδεσμο στον καθετήρα ή στον προσαρμογέα πέους.


### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ


- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
- Απορρίψτε μετά από την πρώτη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

	Παραγωγός		Κωδικός προϊόντος
	Ημερομηνία παραγωγής		Αριθμός παρτίδας
	Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου		Ημερομηνία λήξεως
	Διανεμήθηκαν από		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Όχι αποστειρωμένο		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	800160 (GIMA 28688)
	800161 (GIMA 28690)
	800162 (GIMA 28689)
	800163 (GIMA 28692)
	802220 (GIMA 28694)
	802221 (GIMA 28691)
	802222 (GIMA 28695)
	802223 (GIMA 28693)
	804257 (GIMA 28707)
	804258 (GIMA 28708)

 TECNOCLINIC, S.A.  
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km. 2.300 P.I.  
La Llanera 08208 Sabadell (Barcelona) - Spain  
Made in Spain

 Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

