



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W  
 LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W  
 GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W  
 GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W  
 LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL  
 LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL  
 LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA  
 LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA  
 LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL  
 LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL  
 GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W  
 GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W  
 CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W  
 CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W  
 GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W  
 GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W  
 70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W  
 50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W  
 70 KL MEDICINSK PANNLAMP MED LED 3W  
 50 KL KIRURGISK PANNLAMP MED LED 5W  
 70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W  
 50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W  
 70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W  
 50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W  
 70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W  
 50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W  
 70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W  
 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

**REF** KS-H1N (GIMA 30879) KS-W03 (GIMA 30936)



**Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd**  
 5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial  
 Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou,  
 China - Made in China



**Kingsmead Service B.V.**  
 Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland



**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

## 1. Εισαγωγή

Ο φακός προσφέρει στο χρήστη μια πολύ ομοιόμορφη δέσμη φωτός που δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή χρώματος στο εύρος του βάθους πεδίου των λουπιών. Ο φωτισμός κεφαλής διαθέτει ρυθμιστή ομαλού ελέγχου της έντασης του φωτός, ενσωματωμένο στη μονάδα της μπαταρίας. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει με ακρίβεια τη φωτεινότητα του φωτισμού κεφαλής επιτρέποντάς του να βλέπει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

## 2. Μοντέλα

**30879**  
**GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ**  
**ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W**

Οπτική διαδρομή σε ίσιο σχήμα  
Απλοί οπτικοί φακοί  
Χωρίς εσωτερικό φράγμα φωτός

**30936**  
**GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ**  
**ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W**

Οπτική διαδρομή σε σχήμα L  
Πολυ-οπτικοί φακοί  
Εσωτερικό φράγμα φωτός



## 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φωτισμός κεφαλής LED						
Κωδικός	Λυχνία LED	Ένταση	Διάρκεια ζωής led	Μέγεθος σημείου φωτισμού	Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	Διάρκεια μπαταρίας
30879	3W	20000-70000 lux	50000 ώρες	40-90 mm στα 20-50 cm	2 ώρες	2-12 ώρες
30936	5W	10000-50000 lux	50000 ώρες	50-100mm στα 20-50cm	2 ώρες	2-12 ώρες

## 4. Απεικόνιση

**30879**

Ο GIMA 70 KL Ιατρικός Φωτισμός Κεφαλής Led 3W είναι ένα μοντέλο που διαθέτει μονούς οπτικούς φακούς. Το περίβλημα του φωτισμού LED είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και συνεπώς είναι ανθεκτικό και ελαφρύ. Ο GIMA 70 KL Ιατρικός Φωτισμός Κεφαλής Led 3W διαθέτει ρυθμιστή ομαλού ελέγχου της έντασης του φωτός, ενσωματωμένο στη μονάδα της μπαταρίας. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει με ακρίβεια τη φωτεινότητα του φωτισμού κεφαλής επιτρέποντάς του να βλέπει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

### GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W

1. Υγιεινά και άνετα δερμάτινα μαξιλάρια
2. Προσαρμογή του φάρδους του κεφαλόδεσμου
3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
4. Οθόνη LED εμφάνισης επιπέδου μπαταρίας
5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
6. Ρυθμιστής φωτεινότητας



**30936**

Ο GIMA 50 KL Χειρουργικός Φωτισμός Κεφαλής Led 5W υιοθετεί οπτική διαδρομή σε σχήμα L προκειμένου να εξασφαλίζει καλή ευθυγράμμιση μεταξύ της δέσμης φωτός και της όρασης. Μικρό, με βάρος μόνο 200 g.

Μέγεθος σημείου φωτισμού ρυθμιζόμενο από εσωτερικό μίνι φράγμα φωτός.

Ενιαίος ασύρματος σχεδιασμός με τροφοδοτικό ισχύος DC και ταχεία αντικατάσταση.

Φωτεινή απεικόνιση ακριβείας μέσω πολυ-οπτικών φακών, ομοιόμορφη και ευδιάκριτη δίχως φωτορύπανση.

Ασύρματος φωτισμός κεφαλής LED με μονή μπαταρία.

### GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W

1. Προσαρμογή του ύψους του κεφαλόδεσμου
2. Προσαρμογή του φάρδους του κεφαλόδεσμου
3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
4. Οθόνη LED εμφάνισης επιπέδου μπαταρίας
5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
6. Ρυθμιστής φωτεινότητας
7. Προσαρμογή του σημείου φωτισμού
8. Προσαρμογή του ύψους του φωτισμού κεφαλής
9. Υγιεινά και άνετα δερμάτινα μαξιλάρια



## 5. Λίστα περιεχομένων συσκευασίας

Λίστα περιεχομένων συσκευασίας φωτισμού κεφαλής:

1. Φωτισμός κεφαλής LED: 1
2. Προσαρμογέας: 1
3. Μπαταρία: 1 ή 2 (εάν προβλέπεται)
4. Χάρτινο κουτί συσκευασίας με αφρώδες πολυαιθυλένιο (EPE): 1  
Θήκη από αλουμίνιο: (προαιρετικά)

## 6. Προσαρμογή

Ανάλογα με το άτομο, προσαρμόστε το ύψος και την περίμετρο του κεφαλόδεσμου.

## 7. Μέτρα προφύλαξης

Προσοχή στη λυχνία LED, μη στοχεύετε απευθείας στα μάτια.

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους.

Μην ακουμπάτε το οπτικό γυαλί με οτιδήποτε σκληρό ή με το χέρι.

Μην σκουπίζετε το γυαλί με οτιδήποτε σκληρό ή βρώμικο.

Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο όταν φοράτε τις μεγεθυντικές λούπες

## 8. Συντήρηση

1. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής ή σε περίπτωση που δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για καιρό φορτίστε την για πάνω από 6 ώρες.
2. Χρησιμοποιήστε τον γνήσιο προσαρμογέα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στα εξαρτήματα.
3. Χρησιμοποιήστε υγρό και καθαρό μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή και έπειτα χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να αφαιρέσετε το νερό.
4. Μην πλένετε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή πίεση.
5. Απόβλητα μπαταριών: η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, μην τις απορρίπτετε μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή μέσα στο κουτί ύστερα από τη χρήση.
7. Όταν το γυαλί είναι βρώμικο, καθαρίστε το με μαλακό πανί ή βούρτσας.
8. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα για να καθαρίσετε το οπτικό γυαλί και ρυθμίστε τα βιδωτά στοιχεία.

## 9. Μετά την πώληση

Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες μετά την αγορά.

Χρόνος εγγύησης της μπαταρίας: 3 μήνες μετά την αγορά.

Κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης και εφόσον η χρήση και η συντήρηση του προϊόντος γίνονται σωστά, εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη που οφείλεται στην ποιότητα του προϊόντος, σας παρέχουμε δωρεάν επισκευή και αντικατάσταση.















Η δωρεάν συντήρηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

1. Η βλάβη οφείλεται σε σφάλμα εγκατάστασης και λανθασμένη λειτουργία.
2. Η ζημιά οφείλεται σε ενέργεια αποσυναρμολόγησης από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας συντηρητή.
3. Η ζημιά οφείλεται σε μη κατάλληλη αποθήκευση και συντήρηση εκ μέρους του πελάτη.
4. Η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε ανωτέρα βία.

5. Οι λούπτες είναι εύθραυστες, δεν παρέχεται εγγύηση.

## 10. Συνθήκες λειτουργίας

1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C~40°C
2. Σχετική υγρασία: ≤ 80%
3. Ατμοσφαιρική πίεση: 50 kPa~106 kPa

Συμβολα			
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Κωδικός προϊόντος
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Αριθμός παρτίδας
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Παραγωγός
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Διάθεση WEEE		Ισχύει η κατηγορία II
	Ημερομηνία παραγωγής		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εισαγωγή από		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση



**ΧΩΝΕΥΣΗ:** Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών..

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.