



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR  
STEREOSCOPIC VISION – EXAMEN DE LA VISION  
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –  
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO  
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

**إختبار للرؤية المجسّمة**

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/

Fabricado por/Hergestellt von/Fabricado por/

Κατασκευασμένο από/مصنوع بواسطة

Levetta s.a.s. di Maffei Michele & C.-Via dei Cancellieri, 6/8

51100 Pistoia - Italy

levetta@levetta.com

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/

Distribuido por/Vertrieben von/Distribuido por/

Διανέμεται από το/موزع من قبل

Gima S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

**www.gimaitaly.com**

Made in Italy

**REF 5206 (GIMA 31293)**



M31293-M-Rev. 3.09.24

πλήρους οφθαλμολογικής εξέτασης. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας είναι ενδεικτικά, απευθυνθείτε στον ειδικευμένο γιατρό για οποιαδήποτε διάγνωση και εις βάθος εξέταση.

#### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το προϊόν αυτό δεν αποτελεί Ιατροτεχνολογικό Προϊόν αλλά πρόκειται απλώς για ένα ενδεικτικό εργαλείο που βοηθά σε μια πρώτη αξιολόγηση της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μάτια για τον σχηματισμό μιας ενιαίας εικόνας, ξεκινώντας από τις δύο εικόνες που παρέχονται χωριστά στον εγκέφαλο από καθένα από τα δύο μάτια.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας ενός έτους και άνω καθώς και σε ενήλικες.

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η δοκιμασία αποτελείται από μια κάρτα που απεικονίζει 4 εικόνες: μια μπάλα, ένα ψάρι, ένα αστέρι και ένα δέντρο. Έχουν επιλεγεί κοινές εικόνες οι οποίες μπορούν να αναγνωριστούν και να κατονομαστούν τόσο από τον ενήλικα όσο και από το παιδί σε πρώιμη ηλικία. Ζητείται από το άτομο να υποδείξει τι βλέπει στη δοκιμασία παρατηρώντας τις κινήσεις των ματιών του. Η μπάλα είναι το μοναδικό στοιχείο που είναι ορατό ακόμη και με το ένα μόνο μάτι, ενώ τα άλλα (το καθένα από αυτά τοποθετείται σε διαφορετικά επίπεδα βάθους) γίνονται αντιληπτά μόνο από όποιον διαθέτει διάφθαλμη όραση και έχει οπτική οξύτητα πάνω από 2-3/10. Στα συνεργάσιμα παιδιά και στους ενήλικες παρουσιάζεται η κάρτα με τη δοκιμασία από απόσταση 30 - 40 εκ. και τους ζητείται να δείξουν τις εικόνες: εάν γίνεται αντιληπτή μόνο η μπάλα, η δοκιμασία υποδηλώνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν κατάλληλες οφθαλμολογικές εξετάσεις.

Συνοπτικά:

Θετικό αποτέλεσμα:

Αναγνωρίζονται και κατονομάζονται όλα τα αντικείμενα

Αμφίβολο αποτέλεσμα:

Αναγνωρίζεται μόνο μία από τις εικόνες

Αρνητικό αποτέλεσμα:

Δεν αναγνωρίζεται κανένα από τα τρισδιάστατα αντικείμενα.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ:

Υποστηρικτική δοκιμασία για μια πρώτη αξιολόγηση σε περίπτωση υποψίας στραβισμού, αμβλυωπίας, μειωμένης όρασης σε ένα ή και στα δύο μάτια ή ως δοκιμασία ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης. Όσον αφορά τα μη συνεργάσιμα παιδιά μπορείτε να παρουσιάσετε τη δοκιμασία και να παρατηρήσετε εάν το παιδί προσπαθεί να συλλάβει κάποιο από τα αντικείμενα πέραν της μπάλας (ψάρι, αστέρι, δέντρο). Εάν συμβεί αυτό, τότε η δοκιμασία είναι κανονική. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε η δοκιμασία δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρα παθολογική και μπορεί να επαναληφθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό: σε περίπτωση αρνητικού ή αμφίβολου αποτελέσματος συνιστάται η εκτέλεση