



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

GR

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό. Μη χρησιμοποιείτε με ακατάλληλο τρόπο τα εργαλεία και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στους συνδέσμους ή στα στηρίγματα.

Η εσφαλμένη χρήση και η ελλιπής ή μη κατάλληλη συντήρηση ενδέχεται να επιφέρουν τη γρήγορη φθορά του εξοπλισμού. Τόσο την πρώτη φορά όσο και ύστερα από κάθε χρήση συνιστάται ο καθαρισμός, το στέγνωμα και η αποστείρωση του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται πάντα πριν από την αποστείρωση. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή/και λειαντικά προϊόντα. Συνιστώνται καθαριστικά διαλύματα και εκπλύσεις με pH 7,0. Προσέχετε ώστε τα προϊόντα να μην έρχονται σε επαφή με οξέα ή άλλα επιθετικά απολυμαντικά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μετέπειτα να συνεπάγεται αποχρωματισμό, σχηματισμό σκουριάς ή δημιουργία οπών. Μην αφήνετε τα εργαλεία να μουλιάσουν μέσα στα χημικά καθαριστικά / αποστειρωτικά διαλύματα για περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μετά την αποστείρωσή τους, τα εργαλεία πρέπει να πλένονται σχολαστικά με ζεστό νερό ώστε να απομακρύνεται κάθε ίχνος χημικής ουσίας, προκειμένου να αποφεύγεται ο αποχρωματισμός ή η διάβρωση.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στο καθαριστικό· να καθαρίζετε τον εξοπλισμό όταν βρίσκεται τόσο σε ανοιχτή όσο και σε κλειστή θέση· να ξεπλένετε επί 3 λεπτά και να ελέγχετε ότι το νερό εισέρχεται και εξέρχεται αρκετές φορές ακόμη και στις τυφλές οπές. Να χρησιμοποιείτε νερό εντελώς αποιονισμένο κατά τη φάση του τελικού ξεβγάλματος. Το νερό που περιέχει χλώριο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εργαλεία. Να στεγνώνετε πάντα τον εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει δείγματα διάβρωσης πρέπει να αποσύρεται αμέσως. Εκτελείτε πάντα οπτικό έλεγχο για να εντοπίσετε τυχόν ζημιές ή σημάδια φθοράς: τα κοφτερά άκρα δεν πρέπει να έχουν εγκοπές και η επιφάνειά τους πρέπει να είναι λεία. Τα μακριά εργαλεία δεν πρέπει να έχουν παραμορφώσεις. Ελέγχετε πάντα την ολισθαίνουσα κίνηση των αρθρώσεων. Ελέγχετε πάντα τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφάλισης.

Κατά τον χειρισμό, μην πιάνετε ποτέ τα εργαλεία από τις άκρες. Ο καθαρισμός πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην βάζετε τα εργαλεία στη θέση τους εάν είναι ακόμα υγρά.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα εργαλεία μικροχειρουργικής. Οι λεπτές άκρες αυτών των εργαλείων μπορεί εύκολα να καταστραφούν σε περίπτωση επαφής με άλλα εργαλεία ή με τα πλαϊνά μέρη της θήκης μέσα στην οποία αποθηκεύονται. Είναι προτιμότερο να τα πλένετε στο χέρι.

Διατηρείτε και αποθηκεύετε τα εργαλεία με τοξωτή λαβή επάνω σε ειδική βάση. Αφήνετε πάντα ανοιχτά τα ελατήρια και τις διατάξεις ασφάλισης.

Αποστείρωση

Προτού τα χρησιμοποιήσετε σε χειρουργικές επεμβάσεις, τα εργαλεία θα πρέπει να αποστειρώνονται με τη μέθοδο της θερμικής αποστείρωσης στους 270°F (132°C) για 15 λεπτά. Οι θερμοκρασίες αποστείρωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 280°F (137°C). Δεν υπάρχουν υποδείξεις σχετικά με τον μέγιστο αριθμό κύκλων αποστείρωσης, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση του προϊόντος.

Συντήρηση και λίπανση

Μετά από τον καθαρισμό και πριν από την αποστείρωση, τα εργαλεία που έχουν κινητά μέρη (π.χ. αρθρώσεις, διατάξεις ασφάλειας, συρόμενα ή περιστρεφόμενα μέρη) είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε λίπανση με υδατοδιαλυτό λιπαντικό (μη χρησιμοποιείτε λάδια γενικής φύσης).

Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του λιπαντικού όσον αφορά την αναλογία αραιώσης, τη διάρκεια και τη μέθοδο εφαρμογής

Απόρριψη

Τα κτηνιατρικά εργαλεία δεν χρειάζεται να απορρίπτονται με ιδιαίτερο τρόπο, διότι δεν περιέχουν τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί να ανακυκλωθεί στις μονάδες παραγωγής χάλυβα.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιά ή ελάττωμα στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante

Buraq Surgical Coporation

59C small Industrial estate 51310 Sialkot Pakistan

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / داريتمس :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Pakistan

