



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ο Χειρουργικός Δερματογράφος Tondaus προορίζεται για χρήση σε ανθρώπινο δέρμα για την τοποθέτηση σημαδιών κατά τη Συμβατική Χειρουργική, τη Χειρουργική Εντέρου, την Ορθοπαιδική Χειρουργική, τη Νευροορμονική Χειρουργική, την Καρδιαγγειακή Χειρουργική και την Ακτινοθεραπεία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην το εφαρμόζετε επάνω σε κατεστραμμένες βλεννώδεις μεμβράνες και δέρμα ή όταν υπάρχουν πληγές.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1). Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για αλλεργικές αντιδράσεις στο ιώδες Gentian/Allura Red AC/Indigo/διοξείδιο του τιτανίου (που αντιστοιχεί σε διαφορετικά χρώματα). Κατά τη χρήση, εάν ο ασθενής διαπιστωθεί ότι δεν είναι καλά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και χρησιμοποιήστε το σωστά.
- 2). Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά σε έναν μόνο ασθενή για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- 3). Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνό δέρμα. Εάν το δέρμα του ασθενούς είναι βρεγμένο ή ιδρωμένο, θα πρέπει πρώτα να το στεγνώσετε. Αφού το στεγνώσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
- 4). Κατά τη διάρκεια της χρήσης, απαιτείται προσοχή ως προς την προστασία της μύτης του δερματογράφου. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον δερματογράφο, καλύψτε τον με το καπάκι ώστε να μην στεγνώσει το μελάνι.
- 5). Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει λερωθεί. Μετά τη χρήση του, το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα ιατρικά απόβλητα.
- 6). Μην βρέχετε και μη σκουπίζετε το προϊόν με οργανικό διαλύτη. Οι οργανικοί διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- 7). Η χρήση του πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό.
- 8). Το προϊόν, μετά τη χρήση, θα πρέπει να θεωρείται ιατρικό απόβλητο και να απορρίπτεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1). Ελέγξτε την ακεραιότητα της εσωτερικής συσκευασίας πριν από τη χρήση. Μην το

χρησιμοποιείτε εάν η εσωτερική συσκευασία έχει υποστεί φθορά.

- 2). Αρχικά θα πρέπει να απολυμαίνετε και να στεγνώνετε το δέρμα (σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η χρήση γίνεται επάνω σε στεγνό δέρμα).
- 3). Χρησιμοποιήστε τον δερματογράφο για να σημαδέψετε επάνω στο δέρμα.
- 4). Για να αφαιρέσετε το σημάδι, χρησιμοποιήστε αλκοόλ 75%.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- 1). Το προϊόν αυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό, αεριζόμενο, ξηρό μέρος και να αποφεύγεται η επαφή με το νερό και με το άμεσο ηλιακό φως, καθώς και οι ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία και η επαφή με διαβρωτικά αέρια. Θερμοκρασία: $\leq 4^{\circ}\text{C}$, υγρασία: $\leq 90\%$, απαιτείται προσοχή ως προς τη χρήση απωθητικών αρουραίων και αντιπαρασιτικών προϊόντων για την αποφυγή ζημιάς στη συσκευασία.
- 2). Οι ιατρικοί δερματογράφοι μιας χρήσης μπορούν να μεταφέρονται με τα γενικά μέσα μεταφοράς, ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγονται οι δυνατές δονήσεις και κραδασμοί, καθώς και η βροχή και το χιόνι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä NL - Productiedatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby BG - Дата на производство EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatavošanas datums NO - Fabrikasjonsdato RO - Data fabricației SK - Dátum výroby SL - Datum proizvodnje SV - Tillverkningsdatum AR - عین صندل خیرات
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller GR - Παραγωγός DK - Fabrikant FI - Valmistaja NL - Fabrikant PL - Producent CZ - Výrobce BG - Производител EE - Tootja HR - Proizvajalec HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent RO - Producător SK - Výrobca SL - Proizvajalec SV - Tillverkare AR - عین صندل خیرات
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum GR - Ημερομηνία λήξης DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä NL - Vervaldatum PL - Data ważności CZ - Datum ukončení platnosti BG - Срок на годност EE - Aegumiskuu päev HR - Rok uporabnosti HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie SL - Rok uporabnosti SV - Utgångsdatum AR - عین صندل خیرات
REF	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode GR - Κωδικός προϊόντος DK - Produktkode FI - Tuotekoodi NL - Productcode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku BG - Код на продукт EE - Toote kood HR - Koda izdelka HU - Termékkód LT - Prekės kodas LV - Produkta kods NO - Produktkode RO - Cod produs SK - Kód výrobku SL - Koda izdelka SV - Produktkod AR - عین صندل خیرات



0123



MD

STERILE R



GIMA 33183

GIMA 33184



Dogguan Tondaus Meditech Co., Ltd.
 3rd Floor, No.27 Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town,
 Dogguan, Guangdong, China.
 Made in China

REF

TR03

TD01

EC REP

MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany



Gima S.p.A
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
 export@gimaitaly.com - gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

CE
0123