

## ΕΛ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΤΙΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:** Σχεδιασμένο για να προστατεύει τους ασθενείς από λοιμώξεις και μολύνσεις από επαφή με εξοπλισμό, προσφέρει υψηλό βαθμό προστασίας από βακτήρια και ιούς, με πολύ χαμηλά επίπεδα αντίστασης, ώστε να διασφαλίζει την ακρίβεια του διαγνωστικού αποτελέσματος. Το φίλτρο πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ανέπαφο, καθαρό και υγιές δέρμα.

**ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Τα στοιχεία ταυτοποίησης (κωδικός, παρτίδα και ημερομηνία παραγωγής) αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας.

### ΧΡΗΣΗ:

- Βγάλτε το φίλτρο και ελέγξτε ότι τόσο αυτό όσο και η εσωτερική μεμβράνη είναι άθικτα.
- Διαφορετικά πετάξτε το και συνεχίστε με ένα άλλο.
- Εισάγετε το φίλτρο στον αισθητήρα της συσκευής χωρίς να το πιέσετε, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του αισθητήρα.
- Τοποθετήστε το επιστόμιο στην άλλη πλευρά.
- Ποτέ μην επαναχρησιμοποιείτε το φίλτρο και το επιστόμιο σε άλλους ασθενείς, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση.
- Το φίλτρο δεν αποστειρώνεται.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο με την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού.
- Αυτό το φίλτρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεογνά.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** Μετά την χρήση, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε δοχεία κανονικών, μη τοξικών στερεών απορριμμάτων ή στα δοχεία γενικών απορριμμάτων των νοσοκομείων.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Με βάση την εμπειρία και τα αποτελέσματα διαφόρων αναλύσεων, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ατομική συσκευασία κάθε φίλτρου μέσω θερμοσυγκόλλησης, η οποία παρακολουθείται τακτικά σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή, εγγυάται την απουσία βακτηρίων..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750