



Πώς να χρησιμοποιήσετε

EL

Όνομα προϊόντων:
Ρολόι και σακουλάκια για αποστείρωση SOGEVA
Παραρτηρή Προϊόντος:
Τα ρολόι και τα σακουλάκια αποστείρωσης SOGEVA είναι κατασκευασμένα από πολυμερικό υλικό φύλλο κατασκευασμένο από συμπολυμερές PET/PP και χαρτί ιατρικής ποιότητας. Αλλάζουντας χρώμα, οι δείκτες επιδείχνουν κατηγορίες 1 για στείρα, αυθόνομοεξέλιξη προσφέρουν άμεση επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι συνθήκες αποστείρωσης.

Οδηγίες χρήσης:
Τα ρολόι και τα σακουλάκια αποστείρωσης SOGEVA είναι σχεδιασμένα να να παρέχουν στους επαγγελματίες υγείας μια αποτελεσματική μέθοδο παρακολούθησης των συμπεριλαμβανόμενων για αποστείρωση με στείρα, αυθόνομοεξέλιξη ή φαρμακευτική Προσφύλαξη να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα των συμπεριλαμβανόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων και επίσης να διατηρήσει τη σταθερότητα των υλικών συσκευών μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

Αλλαγή χρώματος δείκτη:
Τα ρολόι και οι θήκες αποστείρωσης SOGEVA είναι εξοπλισμένα με δείκτες διαδικασίας κατηγορίας 1, τυπωμένους με τη τριτοβάθμια μέθοδο το χρώμα. Οι δείκτες συμμορφώνονται με το ISO 11140-1. Οι δείκτες χρωματικής διαγραφής SOGEVA παρέχουν σαφή και αναγνώσιμη αλλαγή χρώματος μετά την αποστείρωση.
- Η ένδειξη σημείο κατηγορίας 1 αλλάζει από ανοιχτό μπλε σε σκοτεινό πράσινο μετά την έκθεση στη διαδικασία αποστείρωσης με στείρα.
- Ο δείκτης αυθόνομοεξέλιξης κατηγορίας 1 αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο μετά την έκθεση στη διαδικασία αποστείρωσης με φαρμακευτική.

Πώς να χρησιμοποιήσετε

1. Οι θήκες αποστείρωσης SOGEVA είναι έτοιμες για χρήση. Οι κάλυψες SOGEVA για αποστείρωση πρέπει να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος.

2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι κατασκευασμένη. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Προβλ. μέρος χρήσης.

3. Εργαστείτε ένα φάκελο σφραγισμένο ένα από τα ανοιχτά άκρα του τμήματος του κύλινδρου με μια βελανιδιού με την διατήρηση της μέσης μιας επικρατούμενης διαδικασίας σφράγισης. Η συνιστώμενη θερμοκρασία σφράγισης είναι μεταξύ 170 °C και 190 °C (338 - 374 °F), για διάρκεια λειτουργίας 1-6 δευτερόλεπτα.

4. Καλύψτε το στείρο άκρο των εργαλείων με ένα προστατευτικό για να αποφύγετε τραυματισμούς και σκόνη.

5. Τοποθετείτε το αντικείμενο που πρόκειται να αποστειρωθεί στη θέση. Μην γεμίζετε φακέλους σε περισσότερο από το 75% της χωρητικότητας τους. Αφήστε πάντα τουλάχιστον 1,5 cm (½ ίντσες) χώρου μεταξύ του στείρου και κάθε σφραγισμένης άκρης της θήκης για να αποφύγετε την υπερβολική υγρασία των σφραγισμένων τμημάτων.

6. Πριν κλείσετε, σφραγίστε χειροκίνητα όσο το δυνατόν περισσότερο άκρη από την πόρτα.

7. Εργαστείτε το ανοιχτό άκρο της θήκης με μια βελανιδιού με την διατήρηση της μέσης μιας επικρατούμενης διαδικασίας σφράγισης.

8. Κατά τη χρήση, αποφύγετε την πίεση στα σφραγισμένα μέρη, γυμνάστε τα στοιχεία κρατώντας την οριζόντια σε μια επίπεδη επιφάνεια.

9. Όταν τοποθετείτε θήκες, αποσυμφορήστε, τοποθετήστε τις στο καλάθι έτσι ώστε οι πλευρές του φύλλου να είναι ορατές προς τις πλευρές του φύλλου και οι πλευρές του χειριού να βλέπουν προς τις πλευρές του χειριού.

10. Οι σακουλάκια πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι ή στο δίσκο σε όρθια θέση και όχι πολύ κοντά μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα χέρι να μπορεί να περάσει ανάμεσά τους.

11. Αφήστε να στεγνώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την αποστείρωση με στείρα πριν από το κενό.

12. Κατά την σφράγιση των σακουλάκων από τον αποστειρωμένο, κρατήστε τα προσεκτικά για να αποφύγετε το σχίσιμο. Αποφύγετε να σακουλάκια μακριά από το φως του ήλιου, το νερό και άλλα υγρά.

13. Μην χρησιμοποιείτε υγρούς φακέλους. Εάν αλλάξετε τη θέση, επαναλάβετε τη διαδικασία αποστείρωσης.

14. Το ανοιχτό το φάκελο, χρησιμοποιήστε τον αντίθετο και το δείκτη σας για να κρατήσετε την πλευρά του χειριού και τον αντίθετο και το δείκτη του άλλου χειριού σας για να τραβήξετε την πλευρά του φύλλου. Ανοίξτε πάντα το φάκελο προς την κατεύθυνση του προϊόντος. Για τρέχει σφράγιση της μεμβράνης, ανοίξτε τη θέση στείρα και προσεκτικά.

Αριθμός παρτίδας:
Τα ρολόι και τα σακουλάκια αποστείρωσης SOGEVA παρέχονται με έναν αριθμό παρτίδας τυπωμένο σε χαρτί ιατρικής ποιότητας.

Ο αριθμός LOT επιβεβαιώνει την ομοιομορφία του προϊόντος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Εάν έχετε αποκαθίστε παρόμοια ή σφάλμα, είναι πιθανό να αποθηκεύσετε τον αριθμό LOT και να δωσέτε μια εικόνα.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Οι συσκευασίες αποστείρωσης πρέπει να προστατεύονται από το φως υγρασία και υπερβολική υγρασία. Εάν η πλευρά χειριού του φακέλου είναι βρεγμένη, μην τον χρησιμοποιείτε πλέον και απορρίψτε τον όπως καθορίζεται.

Διάρκεια στεριότητας:
Οι αποστειρωμένες θήκες και τα ρολόι πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρά, κλειστά συστήματα με ελεγχόμενη υγρασία και θερμοκρασία. Συνιστάται η διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ 14 και 25°C και της υγρασίας μεταξύ 30 και 70%. Η διατήρηση της στεριότητας με αυτές τις ελεγχόμενες παραμέτρους θα επιτρέψει στο προϊόν να είναι αποστειρωμένο και έως και 6 μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από την ημερομηνία λήξης (Πίνακας 1 DIN 58953-2:2010).

Διάρκεια ζωής / ημερομηνία λήξης:
Η διάρκεια ζωής (προ-αποστείρωση) των ρολών και σακουλάκων αποστείρωσης SOGEVA είναι 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής έως τις τελευταίες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 5 ετών από την ημερομηνία κατασκευής. Η ημερομηνία λήξης και η ημερομηνία κατασκευής επιτυγχάνονται στην εσωτερική ετικέτα και στην ετικέτα του κοινού αποστήτη. Προσφύλαξη να επιβεβαιώσουν την αποστείρωση των συμπεριλαμβανόμενων υαλινών συσκευών και επίσης να διατηρήσει τη σταθερότητα των υαλινών συσκευών μέχρι τη στιγμή της χρήσης.

Κάθε σφραγισμένο περιεχόμενο που αξιωματικά σε σχέση με το κτηνοτροφικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στην κατασκευαστική και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και/ή του δηλωμάτων ευρωπαϊκής του κράτους.

Οδηγίες απόρριψης:
Αναφέρετε τη χρησιμοποίησή ή κατασκευασμένα ρολόι και σακουλάκια αποστείρωσης σε αυτόνομες, σακούλες βιολογικού καύσιμου και όχι σε κανονικές σακούλες απορριμμάτων.



SOGEVA SRL – Via Pietro Nenni snc,
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
www.sogevasrl.com

