

**Αποστειρωτής εν ψυχρώ
για επεμβατικές ιατρικές συσκευές
σκόνη υπεροξικού οξέος**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ιδιότητες

Το GERMOCID POWDER περιέχει μια πρόδρομη ουσία υπεροξικού οξέος που ενεργοποιείται μετά την αραιώση της σκόνης σε ζεστό νερό. Η σκόνη διαλύεται εντελώς χωρίς να αφήνει υπολείμματα στον πάτο και χωρίς επιφανειακό αφρό. Το αρχικά μπλε υγρό θα γίνει άχρωμο μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά, στο χρόνο που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του δραστικού συστατικού (υπεροξικό οξύ) για να είναι έτοιμο για χρήση το διάλυμα, το οποίο θα έχει έτσι υψηλό μικροβιοκτόνο δυναμικό. Το GERMOCID POWDER μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό, απολυμαντικό, σποριοκτόνο, ψυχρό αποστειρωτικό για επεμβατικές ιατρικές συσκευές, νοσοκομεία, ιατρικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον αισθητικό τομέα σε μη επεμβατικές συσκευές. Το GERMOCID POWDER είναι επίσης αποτελεσματικό ως απολυμαντικό και για την απολύμανση και την ταχεία κρία αποστείρωση ευαίσθητων στη θερμότητα υλικών όπως: ενδοσκόπια, οπτικές ίνες, μετατροπείς κ.λπ. Η απόλυτη συμβατότητα με τα εξαρτήματα σημαίνει ότι το GERMOCID POLVERE μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πλυντήρια ενδοσκοπίων. Μετά τη χρήση, τα διαλύματα μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

Τρόπος χρήσης: Προετοιμασία του διαλύματος για εμβάπτιση:

ετοιμάστε το απαραίτητο χλιαρό νερό στον ειδικό δίσκο, ελέγχοντας ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 35°C για να διευκολύνετε τη διάλυση της σκόνης. καταβάλετε τη δόση σύμφωνα με τη δραστηριότητα που αναζητάτε. Ανακατέψτε το διάλυμα μέχρι να ληφθεί ένα διαυγές μπλε διάλυμα. περιμένετε 15 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το διάλυμα.

Απομόλυνση/Απολύμανση: χρησιμοποιήστε 8 g ανά λίτρο νερού και βυθίστε τα όργανα στο διάλυμα για 10 λεπτά. Σε περίπτωση επιμονής των οργανικών υπολειμμάτων, πλύνετε με κατάλληλο απορρυπαντικό. μετά τη βύθιση αφαιρέστε τα εργαλεία και ξεπλύνετε. Για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρόνο 7 ημερών από την παρασκευή (ανάλογα με την ποσότητα των εργαλείων που έχουν υποστεί επεξεργασία). **Σποροκτόνος δραστηριότητα:**

χρησιμοποιήστε 8 g ανά λίτρο νερού και βυθίστε τα όργανα στο διάλυμα για 10 λεπτά. Για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρόνο 24 ωρών από την παρασκευή.

Υψηλού επιπέδου απολύμανση / Ψυχρή αποστείρωση: χρησιμοποιήστε 16 g ανά λίτρο νερού και βυθίστε τα εργαλεία στο διάλυμα για 10 λεπτά. Μετά τη βύθιση, αφαιρέστε τα εργαλεία και ξεπλύνετε με αποστειρωμένο νερό. Στεγνώστε και αποθηκεύστε σε άσηπτο τρόπο. για την περιγραφόμενη δραστηριότητα, το διάλυμα παραμένει ενεργό για μέγιστο χρόνο 24 ωρών από την παρασκευή.

Σύνθεση: 100 γραμμάρια προϊόντος περιέχουν:

Τετρακετυλαιθυλενοδιαμίνη 25,00 g, Υπερανθρακικό νάτριο 42,00 g, παρασκευάσματα για γεύση στα 100,00 γρ.

Προειδοποιήσεις: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H318**

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. **P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τη χρήση. **P280** Φοράτε προστασία ματιών και προσώπου. **P305-P351-P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συ- νεχίστε να ξεπλένετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Εμπεριέχει:** ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ. Μην χρησιμοποιείτε για εργαλεία από Αλουμίνιο και κράμα Νικελίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικούς δίσκους. Για επαγγελματική χρήση.

Συμβατότητα με υλικά: Το GERMOCID POWDER έχει υψηλή συμβατότητα με τα περισσότερα από τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και την υγειονομική περίθαλψη. Οι μελέτες συμβατότητας GERMOCID POWDER / Ιατρική συσκευή δεν δείχνουν καμία υποβάθμιση της ιατρικής συσκευής μετά τη χρήση της GERMOCID POWDER υπό τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης.

Εγκυρότητα και διατήρηση: Το προϊόν ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής και πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία. Εάν η συσκευασία ανοιχθεί και κλείσει σωστά στο τέλος κάθε δειγματοληψίας, χωρίς το υπολειμματικό περιεχόμενο να έχει μολυνθεί από ουσίες ή/και εξωτερικούς παράγοντες, το παρασκεύασμα διατηρεί την ισχύ του μέχρι να εξαντληθεί το προϊόν. Το προϊόν φοβάται την υγρασία. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευασία.

Παρτίδα και λήξη: βλέπε συσκευασία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CE 0546 Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ

Παρασκευαστής:

GERMO SpA - Οδός Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Τηλ. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Οι προειδοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος