

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό
για μη επεμβατικές ιατρικές συσκευές
με απορρυπαντική δράση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ**Ιδιότητες**

Το GERMOCID ODORLESS είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα που εκτελεί μια γρήγορη και αποτελεσματική απορρυπαντική και απολυμαντική δράση. Είναι δραστικό έναντι των Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηρίων και ιών (αδενοϊός, HIV, HBV, HCV). Το GERMOCID INODORE είναι ένα ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών και μη επεμβατικών ιατρικών συσκευών όπως μάσκες προσώπου, οδοντιατρικές μονάδες και για τη θεραπεία διαφόρων εξοπλισμών/αντικειμένων όπως γραφεία, υποβραχιόνια, λαβές ιατρείων και οδοντιατρείων. Η υψηλή του απόδοση και ταχύτητα, τόσο ως απορρυπαντικό όσο και ως απολυμαντικό παρουσία οργανικών υλικών (αίμα, σάλιο, οργανικά εκκρίματα), του επιτρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα οδοντιατρικά και μη εργαλεία. Η απομάκρυνση των ακαθαρσιών δεν απαιτεί μηχανική δράση.

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο προϊόν σε 5-10% για 15' επαφή για βακτηριοκτόνο δράση, 10% για 15' για μυκητοκτόνο δράση, 10% για 60' για μυκοβακτηριοκτόνο δράση, 1% για 60' για ιοκτόνο δράση δραστηριότητα έναντι αδενοϊού, στο 15% για 60' για ιοκτόνο δράση έναντι HIV, HVC, HBV. Εφαρμόστε με σφουγγάρια, πανιά, ψεκαστήρες, χειροκίνητες ή μηχανικές αντλίες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο σε τοίχους και επιφάνειες που πλένονται. Αφήστε να δράσει και ξεπλύνετε. Το αραιωμένο διάλυμα είναι σταθερό για μία εβδομάδα εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, χωρίς μόλυνση από ουσίες ή/και εξωτερικούς παράγοντες.

Σύνθεση: 100,0 g προϊόντος περιέχουν: Χλωριούχο βενζαλκόνιο 10,0 g, Ο-φαινυλφαινόλη 1,0 g, συνδιαμορφωτικά, καθαρό νερό [όσο χρειάζεται] 100,0 γρ.

Προειδοποιήσεις: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατεύστε τα μάτια/πρόσωπο. P303-P361-P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους. P305-P351-P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συ- νεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εμπεριέχει: Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου. Ανακινήστε πριν τη χρήση. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με απορρυπαντικά και ανιονικά επιφανειοδραστικά. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. Μετά το άνοιγμα, εάν αποθηκευτεί σωστά, το προϊόν διατηρεί την ισχύ που αναγράφεται στην ετικέτα. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευασία. Για επαγγελματική χρήση.

Απορρυπαντικό συμβατό με τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 648/2004

Εγκυρότητα: 5 χρόνια

Παρτίδα και λήξη: βλέπε συσκευασία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CE 0546 Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ

Παρασκευαστής:

GERMO SpA - Οδός Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Τηλ. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Οι προειδοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος