

Απολυμαντικό απορρυπαντικό με βάση το αλκοόλ για μη επεμβατικές ιατρικές συσκευές
Έτοιμο για χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ**Ιδιότητες**

Το GERMOCID BASIC είναι ένα έτοιμο προς χρήση υδροαλκοολικό διάλυμα, με βάση τη διγλυκονική χλωρεξιδίνη και το SAQ, με ευρύ φάσμα δράσης για γρήγορη και αποτελεσματική απολύμανση επιφανειών και μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μεγάλων ή δυσπρόσιτων επιφανειών βιοϊατρικού εξοπλισμού και συγκεντρώνονται στο οδοντιατρείο (μάσκες προσώπου, επιφάνειες στήριξης, υποβραχιόνια, προσκέφαλα κ.λπ.). Το GERMOCID BASIC δεν χρειάζεται καμία αραίωση και παρέχει γρήγορη και παρατεταμένη προστασία έναντι: ιούς (αδενοϊός, HIV, HBV, HCV), βακτήρια (Gram-θετικά, Gram-αρνητικά), μυκοβακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του *Mycobacterium tuberculosis*) και μύκητες (ζύμες και μούχλα). Δρα και παρουσία οργανικής ύλης (αίμα, σάλιο, οργανικά εκκρίματα κ.λπ.). Το προϊόν εξατμίζεται γρήγορα. Δεν έχουν παρατηρηθεί διαβρωτικά αποτελέσματα στα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή βιοϊατρικός εξοπλισμός. Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση σε υλικά με βάση το οινόπνευμα.

Τρόπος χρήσης: Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ψεκάστε το GERMOCID BASIC απευθείας στις επιφάνειες και στα αντικείμενα που πρόκειται να επεξεργαστείτε. Αφήστε να δράσει και σκουπίστε με ένα πανί ή χαρτί μιας χρήσης. Το GERMOCID BASIC είναι ενεργό εντός πέντε λεπτών από την επαφή κατά Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων, έναντι μυκήτων (ζυμομύκητες και μούχλας) και ιών (συμπεριλαμβανομένων των HIV, HBV, HCV). κατά των μυκοβακτηρίων (συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης) σε 60 λεπτά.

Σύνθεση:

100,0 g προϊόντος περιέχουν:

Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 0,1 g;

Χλωριούχο βενζαλκόνιο 0,1 g;

Αιθυλική Αλκοόλη 45,0 g;

Ισοπροπυλική αλκοόλη 15,0 g;

Συνδιαμορφωτικά;

καθαρό νερό κατά βούληση στα 100,0 g

Προειδοποιήσεις: H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστ- ατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P370 +P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Επαγγελματική χρήση. Αποφύγετε τη χρήση σε υλικά που μπορεί να καταστραφούν από το αλκοόλ. Ο Το προϊόν δεν είναι συμβατό με απορρυπαντικά και ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Μετά το άνοιγμα, εάν φυλάσσεται σωστά, το προϊόν διατηρεί τη διάρκεια ζωής που αναγράφεται στην ετικέτα. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευασία. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Εξωτερική χρήση.

Εγκυρότητα: 3 χρόνια

Παρτίδα και λήξη: βλέπε συσκευασία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CE 0546 Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ

Παρασκευαστής:

GERMO SpA - Οδός Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Τηλ. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Οι προειδοποιήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ενημερώσεις στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος