



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LACCI EMOSTATICI MONOUSO
DISPOSABLE TOURNIQUETS
GARROTS JETABLES
TORNIQUETES DESECHABLES
GARROTES DESCARTÁVEIS
EINWEG-STAU BINDE
JEDNORAZOWE OPASKI UCISKOWE
STASSLANGAR FÖR ENGÅNGSBRUK
ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
EGYSZER HASZNÁLATOS ÉRSZORÍTÓK
ÛHEKORDSEÐ ŽGUTID
TOURNIQUETS VOOR EENMALIG GEBRUIK
ÛHEKORDSEÐ ŽGUTID

دح اول ل امعتس اول تابصاع

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede - All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located - Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social - Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado - É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós - Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji - Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss - Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvodacū i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsisest vahetuhtumistest tootjale ja teie asukohaliikmesriigi pädevale asutusele- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruija își are sediul utilizatorului - مع أي حادث خطير متعلق بالمنتجات الطبية التي نوفرها، يجب إبلاغ الشركة المصنعة والمختار المختصة في الدولة التي يقع مقرها المستخدم.

REF JS-TQ001 (GIMA 37510-37511-37512)



Ningbo Jenius Polymer Sci-Tech Co. Ltd
 N° 2112, Ningheng South Road, Hengxi Town, Yinzhou District,
 Ningbo, Zhejiang, China (Mainland)
 Made In China



MedNet GmbH Borkstrasse 10,
 48163 Münster, Germany



Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



**Μοντέλο JS-TQ001, διαστάσεις
450mm*25mm*0.635mm**

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από ιατρικό θερμοπλαστικό ελαστομερές πολυμερές, είναι γαλακτώδες λευκό ή χρωματιστό και είναι επιμήκες και επίπεδο.

Ο νέος σχεδιασμός σε συσκευασία κουτιού καθιστά το προϊόν ευέλικτο και μπορεί να αφαιρείται με συνεχόμενο τρόπο.

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση σε ιατρικά ιδρύματα κατά τις συνήθεις θεραπείες και τις θεραπείες με έγχυση, μετάγγιση αίματος, αιμόσταση, και είναι μιας χρήσης.

Επείγουσα αιμόσταση σε περίπτωση αιμορραγίας του σώματος ή αιμορραγίας από τσίμπημα φιδιού και εντόμων.

αντενδείξεις, θέματα που απαιτούν προσοχή, προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις :

1. το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης και πρέπει να καταστρέφεται μετά από τη χρήση.
2. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος.
3. μετά από τη χρήση, ξανακλείστε με το κάλυμμα για να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση από σκόνη και βακτήρια.
4. η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στο πλάι της συσκευασίας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις:

Το τουρδικέ μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αίματος και αν το έχετε σφιχτό για πολλή ώρα μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον ιστό, ακόμη και να οδηγήσει σε νέκρωση του άκρου.

Το τουρδικέ πρέπει να χρησιμοποιείται για το δέσιμο των άκρων και όχι του κεφαλιού, του λαιμού ή του κορμού.

Μην καλύπτετε με οτιδήποτε άλλο το τουρδικέ που είναι δεμένο στο άκρο.

Εάν χρειάζεται να αφήσετε τον ασθενή μόνο του, χρησιμοποιήστε στυλό ή κραγιόν για να σημειώσετε επάνω στο μέτωπό του την ώρα της εφαρμογής και τη θέση όπου βρίσκεται το kit.

Ελέγξτε την κυκλοφορία του αίματος:

Μετά το δέσιμο του τουρδικέ, θα πρέπει να ελέγχεται συχνά το δάχτυλο του ποδιού ή του χεριού για να διαπιστώνεται εάν υπάρχει μια σκούρα μωβ κηλίδα στο άκρο του τουρδικέ, και εάν η θερμοκρασία του σώματος στο τέλος του τουρδικέ έχει πέσει.

Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, χαλαρώστε τον επίδεσμο που δημιουργήσατε με το ρολόχο. Διαφορετικά, εάν η εφαρμογή είναι παρατεταμένη, θα προκληθεί νέκρωση του ιστού.

Για τον ίδιο λόγο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τουρδικέ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για το δέσιμο ενός άκρου, εκτός κι αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει κατά τη διάρκεια αρτηριακής απολίνωσης.






Γενικά, θα πρέπει πρώτα να δοκιμάζεται η άμεση πίεση, ακολουθούμενη από τα σημεία πίεσης, μέχρι στο τραύμα να διατηρηθεί η άμεση πίεση.

Εάν το τραύμα βρίσκεται στο τέλος του άκρου του σώματος, ανεβάστε το.

Συνθήκες αποθήκευσης:

το συσκευασμένο τουρδικέ πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια και καλά αεριζόμενο. Το συσκευασμένο τουρδικέ ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής υπό τις υποδεικνυόμενες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.

Σύμβολα

	Förvara på svalt och torrt ställe
	Tillverkare
	Satsnummer
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745
	Medicinteknisk produkt
	Skyddas från solljus
	Tillverkningsdatum
	Produktkod
	Läs bruksanvisningen
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Engångsanordning, får ej återanvändas
	Utgångsdatum
	Εισαγωγή από

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών