

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCITII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150**REF** TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ**
1. Συνδέστε τους σωλήνες στην κάθε πλευρά με τις βίδες όπως φαίνεται παραπάνω.
 2. Στερεώστε την αντίσταση στο κύριο πλαίσιο χρησιμοποιώντας τις βίδες.
 3. Κεντράρετε τον διακόπτη ρύθμισης στην οπή και περιστρέψτε τον στην αντίσταση για ρύθμιση της έντασης της άσκησης.

Σημείωση: Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε ένα λείο πάτωμα. Μπορείτε να εξασκηθείτε με τα χέρια ή τα πόδια σας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Προειδοποίηση: Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όρθιοι (max 40Kg). Μπορείτε να καθίσετε κάτω κι εν συνεχεία να εξασκήσετε τα πόδια σας. **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.