

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

1. Διαστάσεις (Μ*Π*Υ): Διαστάσεις ανοικτού φορείου: 196*50*18 (εκ.) Διαστάσεις κλειστού φορείου: 106*50*15 (εκ.)
2. Διπλωμένο σε αναπηρική καρέκλα: Ύψος πλάτης: 136εκ. Ύψος καθίσματος: 52εκ
3. Καθαρό βάρος: 9kg Μικτό βάρος: 11kg
4. Ικανότητα φορτίου: 159kg



Τρόπος λειτουργίας:

1. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1: Όταν το φορείο-αναπηρική καρέκλα από αλουμίνιο είναι σε ανοικτή διαμόρφωση, συνιστάται να χρησιμοποιείται η ζώνη ασφαλείας όταν ο ασθενής βρίσκεται επάνω στο φορείο
2. Διπλώστε το φορείο μετατρέποντάς το σε αναπηρική καρέκλα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Αρχικά, διπλώστε το και έπειτα σηκώστε το προς τα επάνω ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να έρθει στη θέση που φαίνεται στην Εικόνα 3. Κουμπώστε την ασφάλεια (βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια 2 είναι συνδεδεμένη στον πείρο ασφαλείας 1).
3. Η Εικόνα 3 απεικονίζει τα πόδια στήριξης. Διατίθεται και ένας διαφορετικός τύπος με ρόδες. Οι επιδόσεις του προϊόντος, η χρήση, η προβλεπόμενη χρήση κ.ο.κ. είναι ίδιες.
4. Το φορείο σε διπλωμένη διαμόρφωση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, διευκολύνει τη μεταφορά μέσα σε κλειστούς χώρους (όταν το φορείο είναι στη διαμόρφωση που φαίνεται στην Εικόνα 3, απασφαλίστε την ασφάλεια, τοποθετήστε το πόδι επάνω στη ράβδο δίπλα από τις ρόδες και ανασηκώστε την επενδυμένη ράβδο της πλάτης προς τα επάνω για να επαναφέρετε το φορείο στη διαμόρφωση της Εικόνας 1. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να το διπλώσετε).

Προβλεπόμενη χρήση: :

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στενούς χώρους με δύσκολη πρόσβαση, π.χ. στενοί διάδρομοι εισόδου, ελικοειδείς διάδρομοι ή σκάλες σε επίπεδα.

Συντήρηση:

1. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν (μαζί με απολύμανση)
2. Επιθεωρείτε συχνά το προϊόν για τυχόν εξαρτήματα που είναι χαλαρά.

Σημείωση

Επιβεβαιώνετε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση όταν χρησιμοποιείται και ότι το κούμπωμα είναι καλά ασφαλισμένο στον πείρο ασφαλείας όταν το φορείο χρησιμοποιείται ως αναπηρική καρέκλα.

Αποθήκευση και μεταφορά:

1. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε μη διαβρωτικό περιβάλλον προστατευμένο από την υγρασία.
2. Η μεταφορά του προϊόντος μπορεί να γίνει με τα κοινά μέσα μεταφοράς.
3. Για την αποθήκευση και τη μεταφορά, ακολουθείτε τις οδηγίες που απεικονίζονται επάνω στη συσκευασία.

Συσκευασία και αξεσουάρ:

1. Το προϊόν αυτό είναι συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο.
2. Αξεσουάρ: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εγχειρίδιο χρήσης.

	Παραγωγός		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Εισαγωγή από
	Κωδικός προϊόντος		όχι αποστειρωμένο		Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
	Αριθμός παρτίδας		Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		Ημερομηνία παραγωγής		
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745				

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.