

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Upute za uporabu

Model: Potpuno zatvoren s ventilacijskim otvorom

Rev. A/1Važenje: 2020-4-

Opis:

Medicinske izolacijske naočale namijenjene su da stvore fizičku barijeru koja dijeli oči od neposrednog okoliša. Uređaj sprječava da tekućine ili kapi prskaju iz kontakta korisnika. Medicinske izolacijske naočale namijenjene su za jednokratnu uporabu.

Naznake za uporabu:

Zaštita očiju s pridruženim mukoznim membranama od sprejeva i prskanja od tjelesnih tekućina.

Kontraindikacije:

Nema.

Nuspojave proizvoda:

Ovaj proizvod nema nuspojava.

Upozorenje:

1. Nemojte koristiti ako komponente pokazuju bilo kakav znak oštećenja.
2. Nemojte izlagati komponente temperaturama većim od onih koje su navedene na etiketi proizvoda.
3. Odložite proizvod kao biološki opasan otpad sukladno institucionalnom protokolu.

Rad:












Izvadite naočale iz vrećice za pakiranje, provjerite jesu li naočale u dobrom stanju i skinite zaštitni film; zaštitne naočale će pričvrstiti elastičnu traku b iza glave i prilagoditi meku fiksatorsku napravu kako bi pristajala uz lice.

Pohrana:

Pohranite proizvod na suhom mjestu na 0–30°C.

Držite dalje od sunčevog svjetla.1.

Objašnjenje simbola:

	Datum isteka		Uređaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti
	Broj serije		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Data di fabbricazione		Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti
	Medicinski uređaj u skladu s uredbom (UE) 2016/425		Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Proizvođač		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Šifra proizvoda		

UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci

CE PPE Cat.II izdato od strane:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Prijavljeno tijelo 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany

sukladno dodatku II Uredbe (EU)2016/425 - Usklađeno EN 166: 2001

Direktiva 2001/95/EZ