



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR**

**PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PEŠĀRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR**

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123



REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Upute za uporabu

Fleksibilni silikonski pesar obično se koristi za blagi prolaps maternice prvog ili drugog stupnja ili procidentiju. Pesari su izrađeni od %100 medicinskog silikona. Pesari su dizajnirani za upotrebu kod jednog pacijenta.

OPREZ

Savezni zakon zahtijeva da liječnik prepíše uređaj.

KONTRAINDIKACIJE

Pesari su kontraindicirani kod akutnih infekcija genitalnog trakta, infekcija zdjelice ili kod pacijenata koji ne odgovaraju.

POSTUPCI

Ugradnja obično zahtijeva probu različitih veličina kako bi se odredila odgovarajuća veličina pesara. Komplet za postavljanje pesara dragocjena je pomoć pri odabiru ispravnog pesara. Prije umetanja pesara može biti potreban vaginalni lubrikant radi udobnosti pacijentice.

Liječnik može predložiti K-Y jelly® ili ekvivalent.

Liječnik treba utvrditi je li pacijentu potrebna terapija estrogenom prije propisivanja pesara.

1. Obavite normalan pregled zdjelice prije namještanja i uvođenja pesara. Pregled zdjelice pomaže odrediti odgovarajuću veličinu. Pesar će se lako saviti preko najvećih drenažnih otvora kako bi se pojednostavilo umetanje i uklanjanje. Pesar bi trebao biti dovoljno velik za svoju indikaciju, ali ne smije uzrokovati nikakav pretjerani pritisak ili nelagodu.
2. Stisnite pesar i nežno ga umetnite kroz introitus. Nakon što pesar prođe introitus vagine, otpustite stisnuti pesar tako da se proširi do svog normalnog oblika.
3. Lagano pomaknite pesar do vrata maternice kako biste poduprli cistocelu ili rektokelu i maternicu. Kada je u ispravnom položaju, liječnik bi trebao moći umetnuti prst za pregled između vanjskog ruba pesara i stijenke vagine. Ovaj razmak će osigurati udobnost pacijenta i smanjiti rizik od nekroze pritiska.
4. Jednom postavljen na mjesto, pesar se ne bi smio pomaknuti pri stajanju, sjedenju, čučenju ili spužtanju. Pacijentu ne bi trebalo biti neugodno tijekom bilo koje od ovih rutinskih aktivnosti.
5. Ako se pacijent mora brinuti za pesar, svakako mu dajte upute o njegovom čišćenju, umetanju i uklanjanju.
6. Recite pacijentu da odmah prijavi bilo kakvu nelagodu ili poteškoće pri mokrenju ili

defekaciji.

UKLANJANJE, ČIŠĆENJE I PREDLOŽENO PRAĆENJE

1. Kako biste izvadili pesar, pažljivo ga pomaknite naprijed prema introitu. Kada dosegnete pesar iznutra, stisnite ga i pažljivo izvucite.
2. Pesar se može čistiti blagim sapunom i toplom vodom. Vijek trajanja pesara je ograničen. Pregledajte pesar na znakove propadanja.
3. S postavljenim pesarom, spolni odnos je kontraindiciran.
4. Razgovarajte s pacijentom o važnosti pridržavanja uputa i očekivanoj duljini vremena za korištenje pesara.
5. Unutar 24 do 48 sati, uvjerite se da pacijent nije alergičan na pesar. Pregledajte vaginu i pitajte pacijenticu je li bilo ikakve nelagode, iritacije, pritiska, osjetljivosti ili neobičnog vaginalnog iscjetka. Također utvrdite je li došlo do poboljšanja njezinih osobnih simptoma.
6. Zakažite naknadne posjete na temelju potreba pacijenata i u skladu s lokalnim propisima.

UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

SIMBOLI - OPIS

	Pročitajte upute za uporabu		Broj serije
	Proizvođač		Šifra proizvoda
	Datum proizvodnje		Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Medicinski uređaj u skladu je s Direktivom 93/42/EEC		Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti
	Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu		Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici		Bez lateksa
	Datum isteka		Nije sterilno
	Proizvod za jednokratnu upotrebu, nemojte ga ponovno koristiti		Uvezeno od strane