

**Koncentrirani deterdžent za instrumente
s proteolitičkim enzimima****OPASNOST****Svojstva**

GERMOCID ENZIMATICO je deterdžent s proteolitičkim enzimima za čišćenje liječničkih i stomatoloških instrumenata. Učinkovito djeluje na organske ostatke, čak i one suhe, i na tvrdokornu prljavštinu: može se upotrebljavati na staklenim, plastičnim i metalnim materijalima. Za PROFESIONALNU UPOTREBU, za ručno pranje i za upotrebu u ultrazvučnim uređajima.

Način upotrebe: Razrijedite GERMOCID ENZIMATICO u omjeru 0,6 – 10 % u litri vode iz slavine, po mogućnosti mlakoj, i temeljito promiješajte. Prije nego što uronite instrumente u pripremljenu otopinu, preporučujemo da ih dekontaminirate posebnim proizvodom, a zatim isperete hladnom vodom i uronite u otopinu proizvoda GERMOCID ENZIMATICO 10 minuta. U slučaju suhih ostataka ili tvrdokorne prljavštine, neka instrumenti stoje uronjeni jedan sat i eventualno upotrijebite četkicu.

Sastav: neionske površinski aktivne tvari 15 – 30 %; anionske površinski aktivne tvari 5 – 15 %; enzimi; miris (limonen, citral), konzervans (benzizotiazolinon).

Upozorenja: H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. EUH208 Sadrži: CITRAL Može izazvati alergijsku reakciju. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke. P280 Nositi rukavice / zaštititi oči / lice. P305-P351-P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Sadrži: Alkoksilirani masni alkohol. Za profesionalnu upotrebu. Čuvati na svježem i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Nakon otvaranja, ako se čuva pravilno, proizvod zadržava valjanost navedenu na naljepnici.

Deterdžent je u skladu s Uredbom (EZ) br. 648/2004

Valjanost: tri (3) godine

Serija i istek valjanosti: vidi pakiranje

MEDICINSKI PROIZVOD CE

Proizvođač:

GERMO S.p.A. – Via Giotto 19/21 – 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY