

**Sredstvo za hladnu sterilizaciju
za invazivne medicinske proizvode
prah peroctene kiseline**

OPASNOST**Svojstva**

GERMOCID POLVERE sadrži prekursor peroctene kiseline koja se aktivira nakon razrjeđivanja praha u mlakoj vodi; prah se u potpunosti rastapa bez ostavljanja ostataka na dnu i bez površinske pjene. Prvotno plava tekućina postaje bezbojna nakon petnaestak minuta, vrijeme potrebno da se aktivna tvar (peroctena kiselina) razvije kako bi otopina bila spremna za upotrebu, te će na taj način imati visok germicidni potencijal. GEMOCID POLVERE može se upotrebljavati kao sredstvo za dekontaminaciju, sredstvo za dezinfekciju, sporicid, sredstvo za hladnu sterilizaciju invazivnih medicinskih proizvoda, bolnica, medicinskih i stomatoloških ordinacija. Proizvod se može upotrebljavati i u estetskom području na neinvazivnim proizvodima. GERMOCID POLVERE učinkovit je i kao sredstvo za dekontaminaciju i za dezinfekciju te za brzu hladnu sterilizaciju materijala osjetljivih na toplinu kao što su: endoskopi, optička vlakna, pretvarači itd. Apsolutna kompatibilnost s komponentama znači da se GERMOCID POLVERE može upotrebljavati i s perilicama za endoskope. Nakon upotrebe otopine se mogu zbrinuti neopasan otpad.

Način upotrebe: Priprema otopine za uranjanje: u posebnoj posudi pripremite potrebnu mlaku vodu, regulirajući temperaturu na 35 °C kako bi se prah rastopio; ulijte dozu na temelju potrebnog djelovanja; miješajte otopinu dok ne dobijete bistru plavu otopinu; pričekajte 15 minuta prije upotrebe otopine. **Dekontaminacija/dezinfekcija:** upotrijebite 8 g po litri vode i uronite instrumente u otopinu na 10 minuta; u slučaju da se organski ostatci ne uklone, operite odgovarajućim deterdžentom; nakon uranjanja uklonite instrumente i isperite; za opisano djelovanje otopina ostaje aktivna najviše sedam dana od pripreme (ovisno o količini instrumenata koji se tretiraju). **Sporicidno djelovanje:** upotrijebite 8 g po litri vode i uronite instrumente u otopinu na 10 minuta; za opisano djelovanje otopina ostaje aktivna najviše 24 sata od pripreme.

Dezinfekcija visoke razine / hladna sterilizacija: upotrijebite 16 g po litri vode i uronite instrumente u otopinu na 10 minuta; nakon uranjanja uklonite instrumente i isperite sterilnom vodom; osušite i čuvajte na asptički način; za opisano djelovanje otopina ostaje aktivna najviše 24 sata od pripreme.

Sastav: 100 g proizvoda sadrži: Tetraacetiletilenediamin 25,00 g; natrijev perkarbonat 42,00 g; koformulanti q.s. na 100,00 g.

Upozorenja: **H302** Štetno ako se proguta. **H318** Uzrokuje teške ozljede oka. **P264** Nakon uporabe temeljito oprati ruke. **P280** Nositi zaštitu za oči i lice. **P305-P351-P338** U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. **P310** Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika/.... **Sadrži:** NATRIJEV PERKARBONAT. Ne upotrebljavajte instrumente od legura aluminija i nikla. Pridržavajte se uputa za upotrebu. Ne upotrebljavajte metalne posude. Za profesionalnu upotrebu.

Kompatibilnost s materijalima: GERMOCID POLVERE ima visoku kompatibilnost s većinom materijala od kojih se proizvode različiti proizvodi koji se upotrebljavaju u bolničkom i zdravstvenom okruženju. Studije kompatibilnosti između sredstva za hladnu sterilizaciju GERMOCID POLVERE i medicinskog proizvoda ne pokazuju pogoršanje medicinskog proizvoda nakon upotrebe sredstva GERMOCID POLVERE prema preporučenim uvjetima upotrebe.

Valjanost i čuvanje: Valjanost proizvoda jest dvije godine od datuma proizvodnje, čuva se u izvornom pakiranju. Ako se pakiranje ispravno otvori i zatvori na kraju svakog uzorkovanja, a preostali sadržaj nije kontaminiran tvarima i/ili vanjskim agensima, pripravak zadržava svoju valjanost sve dok se proizvod ne potroši. Proizvod se ne smije čuvati na vlažnom mjestu. Čuvati na svježem i suhom mjestu, daleko od izvora toplote. Ne upotrebljavati oštećeno pakiranje.

Serija i istek valjanosti: vidi pakiranje

MEDICINSKI PROIZVOD CE 0546, Europska direktiva 93/42/EEZ

Proizvođač:

GERMO S.p.A. – Via Giotto 19/21 – 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Upozorenja se mogu razlikovati ovisno o ažuriranjima sigurnosnog lista proizvoda