

Koncentrirano dezinfekcijsko sredstvo
za neinvazivne medicinske proizvode
za čišćenje

OPASNOST**Svojstva**

GERMOCID INODORE koncentrirana je otopina koja brzo i učinkovito djeluje kao deterdžent i dezinfekcijsko sredstvo. Djeluje protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, gljivica, mikobakterija i virusa (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). GERMOCID INODORE poseban je proizvod za čišćenje i dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda kao što su maske za lice, dentalne jedinice te za tretiranje različite/ih opreme/predmeta kao što su stolovi, nasloni za ruke, ručke u medicinskim i stomatološkim ordinacijama. Visoka učinkovitost i brzina otopine, bilo kao deterdžent ili kao dezinfekcijsko sredstvo u prisutnosti organskog materijala (krv, slina, organski eksudati), omogućuje upotrebu na svim medicinskim, stomatološkim instrumentima i onima koji to nisu. Uklanjanjem prljavštine ne zahtijeva se mehaničko djelovanje.

Način upotrebe: Upotrebljavajte proizvod razrijeđen 5 – 10 % za 15 minuta baktericidnog djelovanja, 10 % za 15 minuta fungicidnog djelovanja, 10 % za 60 minuta mikobaktericidnog djelovanja, 1 % za 60 minuta virucidnog djelovanja za Adenovirus, 15 % za 60 minuta virucidnog djelovanja za HIV, HVC, HBV. Nanesite spužvama, krpama, raspršivačima, ručnim ili mehaničkim pumpama ili bilo kojim drugim sredstvom na perive zidove i površine. Ostavite da djeluje i isperite. Razrijeđena otopina stabilna je tjedan dana ako se pravilno upotrebljava, bez kontaminacije tvarima i/ili vanjskim agensima.

Sastav: 100,0 g proizvoda sadrži: Benzalkovijev klorid 10,0 g; o-fenilfenol 1,0 g; koformulanti; pročišćena voda q.s. na 100,0 g.

Upozorenja: H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš. H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. P280 Nositi zaštitne rukavice i zaštitite oči/lice. P303-P361-P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu ili se otuširajte. P305-P351-P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadrži: Kvarterni amonijevi spojevi. Protresti prije upotrebe. Proizvod je nekompatibilan s deterdžentima i anionskim sufraktantima. Čuvati na svježem i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Nakon otvaranja, ako se čuva pravilno, proizvod zadržava valjanost navedenu na naljepnici. Ne upotrebljavati oštećeno pakiranje. Za profesionalnu upotrebu.

Deterdžent je u skladu s Uredbom (EZ) br. 648/2004

Valjanost: tri (5) godine

Serija i istek valjanosti: vidi pakiranje

MEDICINSKI PROIZVOD CE 0546, Europska direktiva 93/42/EEZ

Proizvođač:

GERMO S.p.A. – Via Giotto 19/21 – 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Upozorenja se mogu razlikovati ovisno o ažuriranjima sigurnosnog lista proizvoda