

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu nezgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

Tehnički parametar:

1. Dimenzije (D*Š*V): Rasklopljene dimenzije: 196*50*18 (cm) Sklopljene dimenzije: 106*50*15 (cm)
2. Sklopljeno u invalidska kolica: Visina naslona: 136 cm Visina sjedala: 52 cm
3. Neto težina: 9 kg Bruto težina: 11 kg
4. Pritisak ležaja: 159 kg



Način upotrebe:

1. Kao što je prikazano na slici jedan: Zbog proširenja nosila za invalidska kolica od aluminijske legure, dobro je koristiti sigurnosni pojas nakon što je pacijent na nosilima.
2. Preklopite nosiljku kao da su invalidska kolica, kao što je prikazano na slici 2, preklopite prvu, podignite je u smjeru strelice, što bi bilo u položaju prikazanom na slici 3. Pričvrstite sigurnosnu kopču (uvjerite se da je kopča 2 spojena sa posmičnim vijkom 1).
3. Pokažite grafikon 3 za potporne stopice, također postoji i druga vrsta nožica tipa kotača. Izvedba proizvoda, upotreba, primjenjivi opseg i tako dalje su isti.
4. Kao što je prikazano na slici 4, nakon sklapanja nosiljke, to je korisno za nošenje kući (kada su nosila zaustavljena na slici 3, olabavite sigurnosnu kopču, stanite na poprečnu šipku pored kotačića za noge, podignite jastuk naslona, osiguravajući da se nosila vrate na sliku 1 i da se mogu sklopiti).

Opseg primjene:

Ovaj se proizvod može koristiti u uskom ulaznom hodniku, hodniku, vijugavom hodniku ili hodniku na stepenicama s više platformi i tako dalje, teško ulazi u zatvoreni prostor.

Održavanje

1. Često održavanje urednim (uključujući dezinfekciju).
2. Često provjeravajte da li se dijelovi smanjuju.

Posebni podsjetnik

Mora jamčiti da je sigurnosni pojas u dobrom stanju kada se koristi, i svakako osigurati kopču za kopču na posmičnom vijku kada se koristi nosiljka za invalidska kolica.

Skladištenje i transport:

1. Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente non corrosivo e al riparo dall'umidità.
2. Il prodotto può essere trasportato con i normali mezzi di trasporto.
3. Per la conservazione e il trasporto, attenersi alle illustrazioni riportate nella confezione.

Conservazione e trasporto:

1. Ovaj proizvod treba čuvati u okolini otpornoj na vlagu i ne koroziji.
2. Ovaj proizvod dostupan je za opće prijevozno sredstvo.
3. Prema grafičkom prikazu u kutiji za pakiranje Obavlja skladištenje, transport.

	Proizvođač		Čuvati na hladnom i suhom mjestu		Uvezeno od strane
	Šifra proizvoda		Nije sterilno		Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu
	Broj serije		Medicinski uređaj		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Pročitajte upute za uporabu		Datum proizvodnje		
	Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745				

GIMA UVJETI JAMSTVA

Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.