

GimaLancet

- Lancette di sicurezza rotonde - automatiche
- Round safety lancets - automatic
- Lancettes de sécurité rondes - automatiques
- Lancetas redonda de seguridad - automáticas
- Lancetas de segurança redonda - automáticas
- Runde Sicherheitslanzetten - Automatik
- Nakłuwacze bezpieczne okrągłe - automatyczne
- Kulatá bezpečnostní lancety - automatické
- Rund säkerhetslansetter - automatiska
- Lanțete de siguranță rotund - automate
- Okrúhla bezpečnostné lancety - automatické
- Ronde veiligheidslancetten - automatische
- Rund sikkerhedslancetter - automatiske
- Pyöreä turvalansetit - automaattiset
- Ohutud lantsetid ümmarguse korpusega automaatsed
- Okrugla sigurnosne lancete - automatske
- Kerek biztonsági lándzsák - automatikus
- Apvali apsauginiai lancetai - avtomatiniiai
- Apajā drošības lancetes - automātiskās
- Rund sikkerhetslansetter - automatiske

- Okrogli varnostne lancete - avtomatske
- Заоблена безопасни ланцети - автоматично
- Круглая безопасные скарификаторы автоматические
- Στρογγυλή σκαριφιστήρες ασφαλείας αυτόματοι
- مشارط أمان دائرية - توماتيكية



GIMA
www.gimaitaly.com

100 pezzi pcs. 尺寸: 120*100*60mm

S09582 Rev. 0 - 11/21
Size 12x10x6 cm



Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No. 1, Shuangshan Sanjian road, Zhangqiu, Jinan city, Shandong, China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Importato da / Importat by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Importowane przez / Importovano / Importovano / Importeret af / Tuonti / Importat de / Importované / Importato / Importeja / Importeret av / Uvoženo s strani / Увоз от / Импортено / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



- Avvertenza e attenzione:** 1. Monouso. 2. Da usare entro la data di scadenza.
- Warning and Attention:** 1. Single use by one person. 2. Used only at the validity.
- Avertissement et attention:** 1. A usage unique par une seule personne. 2. Utilisation uniquement à la validité.
- Advertencia y Atención:** 1. Uso individual por una persona. 2. Usado solo en la validez.
- Advertência, Atenção:** 1. Uso único por uma única pessoa. 2. Use apenas dentro da validade.
- Warn- und Vorsichtshinweise:** 1. Dieses Produkt darf nur einmal von einer Person benutzt werden. 2. Dieses Produkt darf nach Ablauf der Gültigkeit nicht mehr benutzt werden.
- Ostrzeżenie i Uwaga:** 1. Do jednorazowego użytku przez jedną osobę. 2. Przechowywać terminu ważności.
- Varování a upozornění:** 1. Jednorázové použití jednou osobou. 2. Používá se pouze při platnosti.
- Varning och Observera:** 1. Engångsbruk för en person. 2. Används endast under giltighetstiden.
- Avertisment și atenționări:** 1. Produs destinat unei singure utilizări, de o singură persoană. 2. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.
- Varovanie a upozornenie:** 1. Iba na jedno použitie jednou osobou. 2. Použite iba v rámci platnosti.
- NL - Waarschuwingen en voorschriften:** 1. Voor eenmalig gebruik door één persoon. 2. Gebruik alleen binnen de geldigheidsperiode.

- Advarsel og anvisning:** 1. Engangsbrug til én person. 2. Må kun bruges indenfor gyldighedsperioden.
- Varoitus ja huomio:** 1. Kertakäyttöinen yhdelle henkilölle. 2. Käytät vain voimassaoloaikana.
- Tähelepanu! Hoiatused.** 1. Ühekordseks kasutamiseks ühel inimesel. 2. Kasutada ainult kehtivusaja jooksul.
- Upozorenje i pažnja:** 1. Jednokratna upotreba od strane jedne osobe. 2. Koristi se samo u roku valjanosti.
- Figyelmeztetés:** 1. Egy személy által egyszeri használat. 2. Csak az érvényességi idő végéig használható.
- Persèjimas ir dèmesio:** 1. Vienkartinio naudojimo tik vienam asmeniui. 2. Naudojama tik iki galiojimo termino.
- Bridinājums un uzmanību:** 1. Vienreizējai lietošanai vienai personai. 2. Izmantot, ievērojot derīguma termiņu.
- Advarsler og anbefalinger:** 1. Kun til engangsbruk. 2. Bruk innen utløpsdato.
- Opozorilo in pozornost:** 1. Enkratna uporaba za eno osebo. 2. Uporablja se le ob času njegove veljavnosti.
- Предупреждения и Внимание:** 1. Еднократна употреба от един човек. 2. Използва се само в периода на валидност.
- Осторожно:** 1. Одноразовое использование одним человеком. 2. Используется только в течение срока годности.
- Προειδοποίηση και προσοχή:** 1. Μία χρήση από ένα άτομο. 2. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την διάρκεια ισχύος.
- تحذير وتنبيه:** 1. استخدام واحد من قبل شخص واحد. 2. يُستخدم فقط في الصلاحية



Istruzioni per l'uso 1. Rimuovere il cappuccio di protezione. 2. Premere l'ago sulla punta del dito per raccogliere un campione di sangue. 3. Riposizionare il cappuccio di protezione sulla lancetta pungidito e gettare la lancetta usata in un cestino dei rifiuti.

- Instruction for use** 1. Twist off the protective cap. 2. Push the needle into fingertip to get blood sample. 3. Push the cap into the safety lancet back and dispose of the used one to a trash bin.
- Mode d'emploi** 1. Retirez le capuchon de protection en le tournant. 2. Enfoncez l'aiguille dans le bout du doigt la prise de sang. 3. Remplacez le capuchon dans l'aiguille de sécurité et jetez l'aiguille usagée dans une poubelle.
- Instrucciones de uso** 1. Retirar la tapa protectora. 2. Introduzca la aguja en la yema del dedo para tomar una muestra de sangre. 3. Empuje la tapa en la lanceta de seguridad hacia atrás y deseche la usada en un contenedor de basura.
- Instruções de uso** 1. Gire a tampa de proteção, removendo-a. 2. Empurre a agulha na ponta do dedo para extrair a amostra de sangue. 3. Empurre a tampa de volta na lanceta de segurança e descarte a lanceta utilizada no cesto de lixo.
- Gebrauchsanweisung** 1. Drehen Sie die Schutzkappe ab. 2. Drücken Sie die Nadel in die Fingerkuppe, um eine Blutprobe zu bekommen. 3. Drücken Sie die Kappe zurück in die Sicherheitslanzette und werfen Sie die gebrauchte in einen Abfalleimer.
- Instrukcja użytkowania** 1. Odkręcić zatyczkę ochronną. 2. Wbić igłę w opuszek palca, aby pobrać próbkę krwi. 3. Założyć zatyczkę z powrotem na nakłuwacz i wyrzucić do kosza na śmieci.
- Návod k použití** 1. Sejměte ochranný uzávěr. 2. Pichněte jehlu do špičky prstu, abyste získali vzorek krve. 3. Nasadte uzávěr zpět na bezpečnostní lancetu a použitou lancetu vyhodte do odpadkového koše.
- Bruksanvisning** 1. Vrid av skyddslocket. 2. Tryck nålen i fingertoppen för att ta ett blodprov. 3. Skjut tillbaka locket på säkerhetslansetten och lägg undan den använda nålen i en avfallsbehållare.
- Instrucțiuni de folosire** 1. Desfiletați capacul de protecție. 2. Împingeți vârful degetului cu acul, pentru a recolta eșantionul de sânge. 3. Înflețați la loc capacul pe lanțeta de siguranță și aruncați lanțeta folosită într-un coș de gunoi.
- Návod na použitie** 1. Vykrúťte ochranný kryt. 2. Ihlu zatlačte do špičky prsta na odber vzorky krvi. 3. Kryt zatlačte do zadnej časti bezpečnostnej lancety a použítu lancetu vyhodte do odpadkového koša.
- Gebruiksaanwijzing** 1. Draai de beschermende dop los. 2. Duw de naald in de vingertop voor een goed bloedmonster. 3. Plaats de beschermende dop terug op de veiligheidslancet en gooi het gebruikte artikel weg in een afvalbak.



Brugsanvisning 1. Drej beskyttelseshætten af. 2. Prik nålen ind i fingerspidsen for at få blodprøven. 3. Skub hættten tilbage i sikkerhedslancetten, og kassér den brugte enhed.

Käyttöohje 1. Kierrä suojakorkki irti. 2. Työnnä neula sormenpäähän verinäytteen ottamiseksi. 3. Työnnä korkki

- takaisin turvalansettiin ja hävitä käytetty jäteastian.
- Kasutusjuhised** 1. Keerake kaitsekork otsast. 2. Torgake nõel vereproovi võtmiseks sõrmeotsa. 3. Lükake nõel korpusesse tagasi ja visake kasutatud seade prügikasti.
- Upute za uporabu** 1. Odvijte zaštitnu kapicu. 2. Gurnite iglu na vrh prsta kako biste uzeli uzorak krvi. 3. Gurnite čep natrag u sigurnosnu lancetu i odložite rabljenu lancetu u kantu za smeće.
- Használati utasítások** 1. Csavarja le a védőkupakot. 2. Nyomja a tűt az ujjbegybe a vérminta vételezéshez. 3. Nyomja vissza a kupakot a biztonsági lándzsára, és a használtat dobja a szemetesekukába.
- Naudojimo instrukcijas** 1. Nuskukite apsauginį dangtelį. 2. Prispauskite adatą prie pirštų galiukų, kad paimtumėte kraujo mėginį. 3. Vėl įstumkite dangtelį į apsauginį lancetą ir panaudotą išmeskite į šiukšlių dėžę.
- Lietošanas instrukcija** 1. Noņemiet aizsargvāciņu. 2. Ieduriet adatu pirksta galā, lai iegūtu asins paraugu. 3. Nospiediet vāciņu atpakaļ drošības lancetē un izmetiet izlietoto miskastē.
- Bruksinstruksjoner** 1. Skru av beskyttelsehette. 2. Stikk nålen inn i fingertuppen for å ta blodprøve. 3. Skyv hetten inn i sikkerhetslansetten og kast den brukte i søppelet.
- Navodila za uporabo** 1. Odstranite zaščitni pokrovček. 2. Potisnite iglo v konico prsta, da dobite vzorec krvi. 3. Pokrovček potisnite nazaj v varnostno lanceto in ga odložite v posodo za smeti.
- Инструкция за употреба** 1. Развintете защитната капачка. 2. Натиснете иглата на върха на пръста, за да вземете кръвна проба. 3. Натиснете капачката обратно в безопасния ланцет и изхвърлете използваната капачка в кошчето за боклук.
- Инструкция по применению** 1. Откройте защитный колпачок. 2. Вставьте иглу в кончик пальца, чтобы взять образец крови. 3. Вставьте колпачок обратно в безопасный скарификатор и выбросьте использованный скарификатор в мусорное ведро.
- Οδηγίες χρήσης** 1. Βγάλτε στρίβοντας το προστατευτικό καπάκι. 2. Σπρώξτε τη βελόνα στην άκρη του δακτύλου για να πάρετε δείγμα αίματος. 3. Σπρώξτε το καπάκι στο πίσω μέρος του σκαριφιστήρα ασφαλείας και πετάξτε το χρησιμοποιημένο στον κάδο απορριμμάτων.
- تعليمات الاستخدام** 1. أدر الغطاء الواقى لفتحته. 2. ادفع الإبرة في طرف الإصبع للحصول على عينة الدم. 3. ادفع الغطاء إلى الجزء الخلفى من مشرط الأمان وتخلص من الغطاء المستخدم في سلة المهملات

Articolo - Item - Élément	Tipo - Type - Type	Profondità - Depth - Profondeur	Colore - Color - Couleur
Elemento - Item - Element	Tipo - Tipo - Typ - Typ	Profundidad - Profundidade	Color - Cor - Farbe - Kolor
Pozycja - Položka - Artikel	Typ - Typ - Tip - Typ	Tiefe - Głębokość - Hĺoubka	Barva - Färg - Culoare
Articol - Položka - Artikel	Type - Type - Tyypit	Djup - Profunzime - Hĺbka	Farba - Kleur - Farve
Element - Tuote - Üksus	Tüüp - Tip - Típus	Prikdiepte - Dybde - Syvvyys	Väri - Värv - Boja - Szín
Artikal - Tétel - Preké	Tipas - Tips - Type	Sügavus - Dubina - Mélység	Spalva - Krása - Farge
Prece - Element - Artikel	Vrsta - Тип - Тип	Gylis - Dzijums - Dybde	Varvo - Цвет - Цвят
Елемент - Изделие	Τύπος - النوع	Globina - Дълбочина	Χρώμα - اللون
Είδος - الصنف		Глубина - Βάθος - العمق	
04-2122 (24451)	21G	2.2mm	
04-2322 (24453)	23G	2.2mm	
04-2618 (24454)	26G	1.8mm	
04-2818 (24455)	28G	1.8mm	