

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Használati utasítás - Orvosi izolációs védőszemüveg

Modell: Általános típus

Felülv. A/1Hatályba lép: 2020-4-

Leírás:

Az Orvosi izolációs védőszemüveg célja, hogy fizikai határt képezzen, elválasztva a szemeket azok közvetlen környezetétől. Ez az eszköz megakadályozza, hogy folyadékok vagy cseppek a felhasználóval érintkezzenek. Az Orvosi izolációs védőszemüveget egyszeri használatra tervezték.

Használat célja:

a szem nyálkahártyájának védelme a fröccsenésektől, a permetektől és a testnedvek fröccsenésétől.

Ellenjavallatok:

Nincs.

A termék mellékhatásai

A terméknek nincsenek mellékhatásai.

Figyelmeztetés:

1. Ne használja, ha az alkatrészek sérülés jeleit mutatják.
2. Ne tegye ki az alkatrészeket a csomagolási címkén felsoroltnál magasabb hőmérsékletnek.
3. Az intézményi protokoll szerint a terméket biológiailag veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Használat:












Vegye ki a védőszemüveget a csomagolásból, győződjön meg arról, hogy a védőszemüveg jó állapotban van, igazítsa a védőszemüveg teleszkópos szárát kényelmes helyzetbe és helyezze a fülére

Tárolás:

A terméket száraz helyen tárolja, 0–30 °C között.

Napfénytől tartsa távol.

A szimbólumok magyarázata:

	Lejárat dátum		Eldobható eszköz, ne használja újra
	Tételszám		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Gyártás dátuma		Napfénytől védve tárolandó
	Orvosi eszköz előírásnak megfelelő (UE) 2016/425		Száraz, hűvös helyen tárolandó
	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Termékkód		

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Bejelentett szervezet 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Németország
a 2016/425/EU rendelet II. melléklete szerint - Harmonizált EN 166: 2001
2001/95/EK irányelv