

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuaja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Használati utasítás - Orvosi izolációs védőszemüveg

Modell: Teljesen zárt szellőzőnyílással

Felülv. A/1Hatályba lép: 2020-4-

Leírás:

Az Orvosi izolációs védőszemüveg célja, hogy fizikai határt képezzen, elválasztva a szemeket azok közvetlen környezetétől. Ez az eszköz megakadályozza, hogy folyadékok vagy cseppek a felhasználóval érintkezzenek. Az Orvosi izolációs védőszemüveget egyszeri használatra tervezték.

Használat célja:

a szem nyálkahártyájának védelme a fröccsenésektől, a permetektől és a testnedvek fröccsenésétől.

Ellenjavallatok:

Nincs.

A termék mellékhatásai

A terméknek nincsenek mellékhatásai.

Figyelmeztetés:

1. Ne használja, ha az alkatrészek sérülés jeleit mutatják.
2. Ne tegye ki az alkatrészeket a csomagolási címkén felsoroltnál magasabb hőmérsékletnek.
3. Az intézményi protokoll szerint a terméket biológiailag veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Használat:












Vegye ki a védőszemüveget a csomagolózsákból, ellenőrizze, hogy a szemüveg jó állapotban van-e, és tépje le a védőfóliát; a szemüveg rögzíti a rugalmas szalagot a fej mögött, és úgy állítja be a puha rögzítőeszközt, hogy szorosan illeszkedjen az archoz.

Tárolás:

A terméket száraz helyen tárolja, 0–30 °C között.

Napfénytől tartsa távol.

A szimbólumok magyarázata:

	Lejárat dátum		Eldobható eszköz, ne használja újra
	Tételszám		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Gyártás dátuma		Napfénytől védve tárolandó
	Orvosi eszköz előírásnak megfelelő (UE) 2016/425		Száraz, hűvös helyen tárolandó
	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Termékkód		

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jóttállás érvényes

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Bejelentett szervezet 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Németország
a 2016/425/EU rendelet II. melléklete szerint - Harmonizált EN 166: 2001
2001/95/EK irányelv