



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

ÖKOLÓGIAI HŐMÉRŐ

- a. A higanymentes klinikai hőmérő egy mérőeszköz a beteg hőmérsékletének mérésére, és a beteg szája, hónalja vagy végbélnyílása hőmérsékletének mérésére használható.
- b. A termék megfelel az EN+1:2000-12470A1:2009 szabványnak, Klinikai hőmérők - 1. rész: Folyékony fém üvegben típusú hőmérők csúcsértékjelzővel:
1. Használati feltételek: a mért hőmérséklet-tartomány °35C és °42C közötti, és a környezeti hőmérséklet (csak a higanymentes hőmérők esetében) °20C - °30C közöttinek kell lenni; ha a tárolási hőmérséklet °20C alatti, helyezze a hőmérőt °20C - °30C közötti hőmérsékletre legalább 2-1 órán át, vagy °30C - °35C hőmérsékletre 10 perccel a használat vagy teszt előtt.
 2. A hőmérsékletnek °10-C - °42C közöttinek kell lennie tárolás és szállítás közben;
 3. A hőmérő ártalmatlanítása: használat után rázza le a fémes folyadékot, majd tisztítsa meg, és helyezze a műanyag tokba, hogy ne sérüljön meg.

Megjegyzés a lerázáshoz: a hüvelykujjával és a mutatóujjával szorosan és óvatosan fogja meg a hőmérő végét, majd többször enyhén rázza meg a hőmérőt, amíg a folyadék le nem ér.

- c. Műveleti eljárás
1. Használat előtt a folyadékoszlop leesik a legalacsonyabb számozott skálajel alá; ezután tisztítsa meg, és fertőtlenítse a klinikai hőmérőt orvosi alkohollal, vagy helyezze egy sterilizált műanyag tubusra.
 2. Ügyeljen, hogy a beteg nyelve alá helyezze, ha szájon át mér, és kérje a beteget, hogy szorosan csukja be a száját.
 3. A rektális használatkor a klinikai hőmérőhöz használjon kenőcsöt, mielőtt a végbélbe helyezné.
 4. Ügyeljen, hogy a beteg hónaljához helyezze, ha hónaljon át mér, és kérje a beteget, hogy tartsa szorosan.

Olvassa le a klinikai hőmérő által mért számot 4 perccel a fenti lépések elvégzése után.

- d. Figyelmeztetés
1. Figyelmeztesse a beteget, hogy ne rágjon, beszéljen és játsszon, miközben a klinikai hőmérő a beteg nyelve alatt van;
 2. A beteg gyereket hagyja nyugodtan feküdni, és segítse úgy, hogy rektális használatkor megtartsa a klinikai hőmérő másik végét, hogy ne helyezze túl mélyre, illetve ne csússzon ki a végbélből.
 3. Kerülje a fürdést, evést vagy dohányzást fél órával a testhőmérséklet mérése előtt;
 4. Nem speciális használatra tervezték (pl. koraszülött babák, ovulációs hőmérséklet);
- e. A klinikai hőmérő ártalmatlanítása
- A fémes folyadék galliumból, indiumból és ónból álló ötvözet; a klinikai hőmérőt óvatosan kell kezelni. Különösen ügyelni kell arra, hogy ne ejtse le a műszert, vagy ne kezelje úgy, hogy az károsodást okozzon. Ha eltörik a klinikai hőmérő, tisztítsa meg a felhasadt fém folyadékot szappanhabos nedves ruhával, és a terméket a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
- f. Szimbólum leírása

	Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket).
	Tárolja napfénytől távol
	Tárolja hűvös, száraz helyen
	Olvassa el a használati utasítást
	Gyártó
	Gyártási dátum
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	A 93/42/EGK irányelvnek megfelelő orvostechnikai eszköz
	Termék kódja
	Tételszám
	Hőmérséklet korlát
	Higanymentes
	Importőr

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jóttállás érvényes.

Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Mode-
lo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Mo-
dell - Model - Model - Model - Model - نموذج - CR.W00

M25551-M-Rev.4-04.25



Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China



Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF 25551, 25586, 25589

