






500200n



385mm




500300n



500250



2.80 kg



500350


3.20 kg

2 kg

2.5 kg

500200n
500300n
500250
500350

185 kg



	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfeleléség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upoštevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

4 Használat előtt ellenőrizze a stabilitást.
5 -Távolítsa el egyszerűen a magasztót, hogy megtisztítsa és kezdje újra az 1. ponttól a telepítést.

Bérlés: ezt a terméket akkor lehet bérelni, ha azt megfelelően megtisztították. Ez a felhasználói kézikönyv a termékhez tartozik, és minden új felhasználónak át kell adni.

3. Tisztítás

A WC-ülés-emelőt naponta kell nem koptató tisztítószerrel tisztítani. Tisztítható klórtartalmú termékekkel, például Surfianios (Anios laboratóriumok), vagy szappanos vízzel. Ne használjon maró vagy koptató mosószert vagy nyomástisztítót. Sterilizálás lehetséges 90 ° C (194 ° F) és 80% páratartalom mellett 5 percig.

4. Anyagok

A wc magasztó egy darabból készül, a burkolat PVC-ből, a belső része nagy ellenálló képességű habból készül.

5. Hulladékkezelés

A terméket a regionális hulladéktalantlanítási előírásoknak megfelelően selejtezze.

6. Műszaki adatok

Gyártó a termék a vásárlási dátumától számítva 2 év garanciát vállal minden gyártási hibára. Ez a termék biokompatibilis. Termék használata 2 év.

HU - Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat mielőtt használná a terméket.

1. Biztonsági figyelmeztetések MAGYAR

- ♥ Mindig kérje az orvosa vagy az eladó segítségét a megfelelő beállítások és a termék használatával kapcsolatban.
- ♥ Ne hajoljon ki a wc magasztóból az egyensúly elvesztésének, leesés elkerülése érdekében.
- ♥ Ne üljön vagy álljon rá a fedélre.
- ♥ Tilos a termék szabadban tárolása, ne hagyja a terméket a napon (Vigyázat: ne hagyja a terméket a kocsiban, magas külső hőmérséklet esetében)!
- ♥ Ne használja kültéren, csak beltéren és standard wc csészéken.
- ♥ Csak wc magasztóként használja a terméket: ne térdeljen vagy lépjen a termékre, ne üljön a fedélre.
- ♥ MINDIG mindig tartsa be a termék címkéjén szereplő súlykorlátot.
- ♥ Az eszközön nem szabad módosítani. Csak az eredeti alkatrészeket használhatja a törött vagy hibás alkatrészek kicserélésére, és ezt elvégezni hagyja meg a műszaki személyzetnek.
- ♥ Az ülés felszerelése után ellenőrizze, hogy az megfelelően rögzítve van-e és stabil.
- ♥ Abban az esetben, ha hosszú ideig nem használta a wc magasztót, akkor mielőtt használná, ellenőriztesse szakemberrel.
- ♥ Minden használat előtt győződjön meg a termék stabilitásáról.
- ♥ Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményekről értesíteni kell a gyártót és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és / vagy a beteg letelepedett.

2. Rendeltetésszerű használat, javallat és ellenjavallat

Rendeltetésszerű használat:

Wc magasztót arra használnak, hogy a WC magasságát kényelmes szintre

használatát, fenntartva a méltóságot és a magánélet védelmét a csökkent mozgásképességű személyek számára. A wc magasztók otthon vagy ápolási otthonokban használhatók.

Indikáció

Törzsmozgás szabályzásának hiánya - Az egyensúly elvesztése - Ülési és álló helyzet nehézségek - A csípő és / vagy gerinc merevsége - Az alsó végtagok gyengesége - Csípőpótlás Ellenjavallatok

Ne használja:

- Súlyos kognitív zavar - Súlyos egyensúlyvesztés - Ülészárosodás
Csak szakemberek állíthatják be a terméket és taníthatják meg, hogyan kell használni. A helytelen használat vagy beállítás a készülék vagy a beteg túlterheléséhez vezethet. A készüléket a műszaki személyzetnek egyénileg kell beállítania az Ön igényei szerint.

Kérdezze meg a műszaki személyzetet, hogyan kell használni ezt a terméket, és ellenőrizze, hogy egyértelmű a magyarázat. Kétség esetén ne habozzon újra megkérdezni. Ne használja a terméket, ha bármilyen kockázatot lát.

- 1 - Emelje fel a WC-ülést.
- 2 - Nyomja rá a magasztót a wc csészére, amíg az teljesen ráilleszkedik.
- 3- Ellenőrizze, hogy awc magasztó «ajkai» lefedik a WC-csészét.