



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PESSARY
PESSARIO
PESSAIRE
PESSAR
PESARIO
PESSÁRIO
ΠΕΣΣΟΣ
ПЕСАР
PESAR

PESAR
NIJE STERILNO
PESSZÁRIUM
PESÁRIJS
PESSARIUM
PESSAR
PESAR VAGINAL
PESAR

فَرْجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China
Made in China



0123



REF PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



Shanghai International Holding Corp. Gmbh (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Gima S.p.A

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M-30030M-Rev.0.01.25

Használati utasítás

A rugalmas szilikon pesszárium általában enyhe vagy mérsékelt méhsüllyedés (prolapsus) vagy előesés (procidentia) esetén használatos. A pesszáriumok -%100ban orvosi minőségű szilikonból készülnek. A pesszáriumokat egyetlen betegnél történő használatra tervezték.

VIGYÁZAT

A készülék csak orvosi javaslatra alkalmazható

ELLENJAVALLATOK

A pesszárium használata akut nemi szervi fertőzések, kismencedencei fertőzések, vagy a beteg inkompatibilitása esetében ellenjavallt.

FELHELYEZÉS MÓDJA

A megfelelő pesszáriumméret meghatározásához általában különböző méretek kipróbálására van szükség. A pesszáriumillesztő készlet hatékony segítség a megfelelő pesszárium kiválasztásában. A pesszárium behelyezése előtt a páciens kényelme érdekében hüvelyi síkosítóra lehet szükség. Az orvos javasolhatja a K-Y zselét® vagy más, azzal egyenértékű készítményt.

Az orvosnak a pesszárium felírása előtt meg kell határoznia, hogy a betegnek szüksége van-e ösztrogénterápiára.

1. A pesszárium bevezetése és felhelyezése előtt végezzen el egy általános nőgyógyászati vizsgálatot. A vizsgálat segít meghatározni a megfelelő méretet. A pesszárium a legnagyobb elvezető nyílásoknál könnyen összehajtható, hogy megkönnyítse a behelyezést és eltávolítást. A pesszáriumnak elég nagyra kell lennie ahhoz, hogy betöltse célját, de nem okozhat indokolatlan nyomást vagy kényelmetlenséget.

2. Nyomja össze a pesszáriumot, és óvatosan helyezze be a hüvelybemeneten keresztül. Miután a pesszárium áthaladt az introituson, engedje el, hogy visszatárgulhasson a szokásos formájára.

3. Óvatosan tolja a pesszáriumot a méhnyakhoz a hólyagsér (cystocele) vagy végbélsér (rectocele) és a méh alátámasztására. A megfelelő helyzetben az orvosnak a vizsgálóujját a pesszárium külső széle és a hüvelyfal közé kell tudnia helyezni. Ez a távolság biztosítja a beteg kényelmét és csökkenti a nyomás miatti elhalás (necrosis) kockázatát.

4. Ha a helyére került, a pesszáriumnak álló, ülő, guggoló vagy előrehajló testhelyzetben nem szabad elmozdulnia. Nem szabad, hogy a rutinszerű tevékenységek során a páciens számára

kényelmetlen legyen.

5. Ha a páciensnek kell gondoskodnia a pesszáriumról, feltétlenül lássa el annak tisztítására, behelyezésére és eltávolítására vonatkozó tanácsokkal.

6. Figyelmeztesse a beteget, hogy ha bármilyen kellemetlen érzés, vagy vizelési, székelési nehézség jelentkezik, azonnal jelezze.

ELTÁVOLÍTÁS, TISZTÍTÁS ÉS JAVASOLT UTÁNKÖVETÉS

1. A pesszárium eltávolításához óvatosan húzza a pesszáriumot előre a hüvelybemenet felé.

Amikor a pesszárium elérhető közelségbe kerül, nyomja össze, és óvatosan húzza ki.

2. A pesszárium kímélő szappannal és meleg vízzel tisztítható. A pesszárium használati ideje korlátozott. Vizsgálja meg a pesszáriumot, hogy nem látható-e rajta károsodás.

3. Amikor a pesszárium be van helyezve, a szexuális együttlét ellenjavallt.

4. Hívja fel a beteg figyelmét az utasítások betartásának fontosságára és a pesszárium használatának várható időtartamára.

5. 24-48 órán belül győződjön meg arról, hogy a beteg nem allergiás-e a pesszáriumra. Vizsgálja meg a hüvelyt, és kérdezze meg a páciens, hogy előfordult-e kellemetlen érzés, irritáció, nyomás, érzékenység, vagy szokatlan hüvelyi folyás. Beszéljék meg azt is, hogy történt-e javulás a személyes tüneteiben.

6. Ütemezzék be az utánpótlás időpontjait a beteg igényeihez igazodva és a helyi irányelvekkel összhangban.

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jóttállás érvényes.

SZIMBÓLUMOK – LEÍRÁS

	Olvassa el a használati utasításokat		Tételszám
	Gyártó		Termékkód
	Gyártás dátuma		Száraz, hűvös helyen tárolandó
	Az orvostechnikai eszköz megfelel a 93/42/EGK irányelvnek		Napfénytől védve tárolandó
	Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		Latex-mentes
	Lejárat dátum		Nem steril
	Eldobható eszköz, ne használja újra		Importálta: