



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W  
LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W  
GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W  
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W  
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL  
LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL  
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA  
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA  
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL  
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL  
GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W  
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W  
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W  
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W  
GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W  
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W  
70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W  
50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W  
70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W  
50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W  
70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W  
50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W  
70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W  
50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W  
70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W  
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W  
70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W  
50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

REF

KS-H1N (GIMA 30879) KS-W03 (GIMA 30936)

MD



Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd  
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial  
Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou,  
China - Made in China

EC REP

Kingsmead Service B.V.  
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

## 1. Bevezetés

A lámpa nagyon egyenletes fénysugarat biztosít a felhasználó számára, amelynek színe nem változik a nagytűk mélységélességi tartományában. Az akkumulátor egységbe épített fejlámpa fokozatmentes fényerő-szabályozással rendelkezik. Ez a felhasználó számára a fejlámpa fényerejének pontos szabályozását teszi lehetővé, így a legapróbb részlet is tisztán látható.

## 2. Modellek

**30879****70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W**

Egyenes fényút Egyszerű optikai lencse  
Nincs belső fényrács

**30936****50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W**

L-alakú fényút Multi-optikai lencse Belső fényrács



## 3. Műszaki adatok

LED fejlámpa						
Kód	LED égő	Intenzitás	A led élettartama	Fényfolt mérete	Akkumulátor töltési ideje	Akkumulátor üzemideje
KS-H1N	3 W	20000-70000 lux	50000 óra	40-90 mm 20-50 cm távolságról	2 óra	2-12 óra
KS-W03	5 W	10000-50000 lux	50000 óra	50-100 mm 20-50 cm távolságról	2 óra	2-12 óra

## 4. Ábra

**30879**

A GIMA 70 KL LED orvosi fejlámpa 3 W az egy optikai lencsével rendelkező modell. A LED égő háza alumíniumból készült, így tartós és könnyű. Az akkumulátor egységbe épített GIMA 70 KL LED orvosi fejlámpa 3 W fokozatmentes fényerő-szabályozással rendelkezik.

Ez a felhasználó számára a fejlámpa fényerejének pontos szabályozását teszi lehetővé, így a legapróbb részlet is tisztán látható.

### GIMA 70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W

1. Higiénikus és kényelmes bőr párnák
2. A fejpánt szélessége állítható
3. Újratölthető akkumulátor
4. LED képernyő, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségét
5. Ki/be kapcsolás
6. Fényerő szabályozás



### 30936

A GIMA 50 KL sebészeti led fejlámpa 5 W L-alakú fénytut vesz fel, melynek jó koaxialitása van a fénysugár és a látás között.

Mini és alacsony súly, csak 200 g.

A fényfolt mérete igazítható a belső mini fényrács által.

Integrált vezeték nélküli kialakítás DC tápellátással és gyorsan cserélhető.

Pontos képalkotás a többszörös optikai lencse által, egységes és jól körülhatárolható, fényszennyezés nélkül. Vezeték nélküli LED fejlámpa, egy akkumulátorral.

### 50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W

1. A fejpánt magassága állítható
2. A fejpánt szélessége állítható
3. Újratölthető akkumulátor
4. LED képernyő, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségét
5. Ki/be kapcsolás
6. Fényerő szabályozás
7. A fényfolt állítható
8. A fényzőró fej magassága állítható
9. Higiénikus és kényelmes bőr párnák



## 5. Csomagolási lista

A fejlámpa csomagolási listája:

1. LED fejlámpa: 1
2. Adapter: 1
3. Akkumulátor: 1 vagy 2 (ha konfigurált)
4. EPE karton Csomagoló doboz: 1 Alumínium doboz: (opció)

## 6. Beállítás

Az egyéni szükségleteknek megfelelően a fejpánt magassága és hossza állítható.

## 7. Figyelem

Figyeljen a LED lámpára, ne világítson közvetlenül a szembe. Az eszközt tartsa szárazon,

ne használja nedves helyen.

Ne érintse az optikai üveget semmi kemény eszközzel vagy kézzel. Ne törölje meg az optikai üveget semmi kemény vagy szennyezett eszközzel.

Ne nézzen közvetlenül a napba, amikor az orvosi nagyítót viseli.

## **8. Karbantartás**

1. Első használatkor vagy hosszabb idejű inaktivitás után legalább 6 órán keresztül kell feltölteni.
2. Kérjük, hogy az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.
3. Kérjük, hogy az eszköz tisztításához nedves és tiszta puha ruhát használjon, majd egy száraz ruhával törölje meg.
4. Az eszközt ne merítse vízbe, és ne tartsa magas hőmérsékleten, illetve magas nyomáson.
5. Hulladék akkumulátor: kérjük, az érvényben lévő szabályok szerint semmisítse meg, ne dobja a háztartási szemétkébe.
6. A használat végén helyezze az eszközt a dobozba.
7. Ha az üveg szennyezett, puha ruhával vagy kefével tisztítsa meg.
8. Az optikai üveg tisztításához használjon alkoholt és szorítsa meg a csavarozott részeket;

## **9. Értékesítés után**

Jótállási idő: 12 hónap a vásárlás időpontja után. Az akkumulátor jótállási ideje: 3 hónap a vásárlás időpontja után.

Amennyiben a terméket megfelelően használják és karbantartják, és a jótállás időtartama alatt olyan meghibásodás fordul elő, amely a termék minőségéből ered, vállaljuk annak díjmentes javítását és cseréjét.

A díjmentes javítást az alábbi körülmények között nem vállaljuk:

1. A meghibásodás beszerelési hiba és nem megfelelő használat eredménye.
2. A kárt a mi cégünk által nem jóváhagyott szerelő szétszerelési műveletei okozták.
3. A kárt az ügyfél nem megfelelő megőrzési és karbantartási műveletei okozták.
4. A meghibásodást és a kárt vis major okozta.
5. A nagyító törékeny, rá nem vonatkozik a jótállás.

## **10. Üzemi körülmények**

1. Környezeti hőmérséklet: 5 °C~40 °C
2. Relatív páratartalom: ≤ 80%
3. Légköri nyomás: 50 kPa~106 kPa



Szimbólumok			
	Orvostechnikai eszköz, amely megfelel a 2017/745/EU rendeletnek		Termékkód
	Vigyázat: figyelmesen olvassa el az utasításokat (figyelmeztetéseket)		Cikkszám
	Kövesse a használati utasításokat		Gyártó
	Száraz, hűvös helyen tartandó		Napfénytől tartsa távol.
	Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása		II. osztály alkalmazott
	Gyártás dátuma		Orvostechnikai eszköz
	Importálta		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben



**Ártalmatlanítás:** Tilos a terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.  
A felhasználóknak gondoskodniuk kell a selejtezésre váró készülékek ártalmatlanításáról az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadással.

## GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jótállás: a vásárlás dátumától számított 12 hónap