

Ref 920100
Evolution - Progress

Ref 920201
Advance

Tiki
920115
920117



Indicateur d'usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger




Evolution
200 ***

Advance
20 *9**

Progress II
201 7**

Progress I
200 7**

Tiki Turquoise-Purple: 200 510
Tiki Orange-blue: 200 520



| | FR | EN | DE | ES | |
|---|--|---|---|--|--|
| | Signification des symboles | Explanation of symbols | Zeichenerklärung | Explicación de los símbolos | |
| 1 | Dispositif Medical | Medical Device | Medizinprodukt | Dispositivo médico | |
| 2 | Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. | Read the instruction manual before use | Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen! | Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo | |
| 3 | Respecter les instructions de sécurité! | Observe the safety instructions! | Sicherheitshinweise beachten! | Siga las instrucciones de seguridad | |
| 4 | Conformité CE | CE conformity | CE-Konformität | Conformidad con la normativa CE | |
| | PT | PL | HU | TR | |
| | Significado dos símbolos | Objaśnienia symboli | Szimbólumok jelentése | Sembollerin açıklamaları | |
| 1 | Dispositivo médico | Wyrób medyczny | Orvosi eszköz | Tıbbi cihaz | |
| 2 | Antes de utilizar, leia, por favor, o manual | Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi | Használat előtt olvassa el a használati útmutatót | Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz | |
| 3 | Siga as instruções de segurança | Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa. | Tartsa be a biztonsági utasításokat! | Güvenlik uyarılarını dikkate alınız | |
| 4 | Certificado CE | Deklaracja CE | CE megfeleléség | CE uygunluğu | |
| | IT | NL | SI | HR | GR |
| | Significato dei simboli | Verklaring van de symbolen | Pomen simbolov | Objašnjenje simbola | Επεξήγηση Συμβόλων |
| 1 | Dispositivo Medico | Medisch hulpmiddel | Medicinski pripomoček | Medicinski uređaj | Ιατρική Συσκευή |
| 2 | Prima dell'uso leggere le relative istruzioni! | Voor gebruik de handleiding lezen. | Pred uporabo preberite navodila | Pročitati korisničke upute prije uporabe | Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση |
| 3 | Osservare le istruzioni per la sicurezza | Veiligheidsinstructies respecteren | Upoštevajte varnostna navodila! | Pažljivo pogledajte sigurnosne upute | Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας! |
| 4 | CE conformità | CE conformiteit | CE Certifikat | CE-Deklaracija | CE Συμμόρφωση |

HU- Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat mielőtt használná a terméket.

1. Biztonsági figyelmeztetések MAGYAR

- ♥ Mindig kérje az orvosa vagy az eladó segítségét a megfelelő beállítások és a termék használatával kapcsolatban.
- ♥ Tilos a termék szabadban tárolása, ne hagyja a terméket a napon (Vigyázat: ne hagyja a terméket a kocsiban, magas külső hőmérséklet esetében)!
- ♥ Ne használja extrém időjárási körülmények esetében (38°C felett vagy 0° C alatt)!
- ♥ Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket (csavarok rögzítése, váz, markolat, stb...)!
♥ A markolatot mindig erősen, megfelelően fogjuk használat közben!
- ♥ Esés esetében: engedjük el, ügyeljünk arra, hogy ne essünk rá a termékre!
- ♥ Mindig lassan, kis léptékekkel haladjunk előre a súly megfelelő elosztása és az egyensúly megtartása miatt.
- ♥ Ne használjuk esős vagy jeges, csúszós felszínen illetve lépcsőn(hó, jég, víz...)!
♥ Terméket CSAK a rendeltetésének megfelelően használjuk: ne használjuk emelőnek vagy bútor szállítására!
- ♥ Mindig tartsuk be a maximális súlyhatárt!
- ♥ A termék kinyitása vagy összeszerelése után mindig bizonyosodjunk meg a termék megfelelő stabilitásáról.
- ♥ Ne akasszunk semmit sem a termékre.
- ♥ Semmilyen átalakítás sem szükséges a terméken. Csak eredeti alkatrészeket használjon a törött vagy meghibásodott részek cseréjére, melyet szakértővel végeztesen el.
- ♥ Ha sokáig nem használja a terméket, akkor használat előtt ellenőrizze a terméket.
- ♥ Legyen óvatos mikor használja: vigyázzon a lyukakra és a burkolat egyenetlenségeire.
- ♥ Minden, az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményről értesíteni kell a gyártót és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a felhasználó és / vagy a beteg letelepedett.

2. Rendeltetészerű használat, javallatok és ellenjavallatok

Rendeltetészerű használat:

A járást segítő eszközöket két célra használják: rehabilitációs program részeként, amikor a felhasználó sérülésből, műtét után lábadozik; vagy hosszú távú mobilitást segítő eszközként, amikor a felhasználónak állandó nehézségei vannak a járással.

Ezek az eszközök elősegítik az egyensúly fenntartását, elősegítik a sérülések (különösen esések) megelőzését, és lehetővé teszik a használó számára, hogy önállóan tudjon közlekedni. A mobilitási segédeszközök modellől függően beltéren vagy kültéren használhatóak.

A mozgást segítő segédeszközökkel módosíthatjuk a súlyeloszlást: a séta során a lábakon átvitt súly egy része a keretre vagy a botra kerül a karunkon át. Az ülésel felszerelt termékek rövid időre pihenést biztosítanak a használónak.

Indikációk:

- Az önállóság elvesztése járási rendellenességek miatt
- Egyensúly- és / vagy testtartási rendellenességek - Sétálási problémák
- Rehabilitációs program részeként sérülés vagy műtét után

Ellenjavallat: Ne használja a következő esetekben:

- Súlyos kognitív zavar - Súlyos egyensúlyvesztés - Súlyos motoros vagy érzékelési rendellenességek - A felső végtagok gyengesége

Vigyázat!

Csak szakember állíthatja be a terméket és mutathatja meg a helyes használatát. Nem megfelelő használat vagy beállítás sérülést okozhat.

A terméket mindig egyénileg, a beteg igényeinek megfelelően kell beállítani. Kérje az eladó vagy szakember segítségét a termék használatával kapcsolatban, győződjön meg arról, hogy minden egyértelmű a termék használatával kapcsolatban.

Magasság beállítása

- a. Vegye ki a bepattintható fémcsapot, húzza le a csövet a kívánt magasság eléréséig.
- b. Helyezze be a bepattintható fémcsapot az Ön magasságának megfelelő lyukba.

Figyelem! A fémcsapnak át kell mennie a külső és a belső csövön egyaránt a megfelelő rögzítés biztosítása érdekében. Használat előtt mindig győződjön meg a fémcsap megfelelő rögzítéséről.

A termék magassága 10 féleképpen állítható bepattintható fémcsap segítségével.

3. Tisztítás

A terméket rendszeresen tisztítsuk száraz tiszta anyaggal. A markolat tisztításához karcmentes folyékony tisztítószer ajánlott a szennyeződés elkerülése érdekében. Sose használjon olajos szereket, sérülésveszélyt okozhat!

A botvéggumikat rendszeresen kell cserélni és ellenőrizni.

4. Anyaga

Anyaga duralumínium, polipropilén markolattal.

5. Hulladék

A terméktől való megszabadulás esetén tartsuk be a helyi hulladékkezelési szabályokat.

6. Műszaki leírás

Markolatmagasság: 75-99 cm tartományban állítható, 10 féleképpen.

A termék biokompatibilis. Szabvány: DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 10993-1. Felhasználási idő: 2

év.

ten