

1. (IT) Appoggiare la base del carrello sul pavimento. 1. (EN) Put the main body of the trolley on the floor. 1. (FR) Poser le corps principal du chariot sur le sol. 1. (DE) Stellen Sie die Hauptplatte des Wagens auf den Boden. 1. (ES) Coloque la estructura principal del carro en el suelo. 1. (PT) Coloque a estrutura principal do carrinho no chão. 1. (EL) Τοποθετήστε τη βάση του τροχήλατου στο πάτωμα. 1. (BG) Поставете основното тяло на количката на пода. 1. (CZ) Umístěte hlavní část těla vozíku na zem. 1. (DA) Stil vognens hoveddel på gulvet. 1. (ET) Asetage käru põhikorpusele. 1. (FI) Laita vaunun päärunko lattialle.

2. (IT) Inserire il pannello di estensione nella base. 2. (EN) Insert the extension body onto the main body. 2. (FR) Insérer le corps d'extension sur le corps principal. 2. (DE) Setzen Sie die Verlängerungsplatte auf die Hauptplatte. 2. (ES) Inserte la pieza de extensión en la estructura principal. 2. (PT) Insira a estrutura da extensão na estrutura principal. 2. (EL) Συνδέστε την επέκταση στη βάση. 2. (BG) Поставете удължителя в основното тяло. 2. (CZ) Zasuňte prodloužení do hlavní části těla. 2. (DA) Sæt forlængelsesdelen ind i hoveddelen. 2. (ET) Pange pikendatav osa põhikorpuse külge. 2. (FI) Lisää rungon jatke päärunkoon.

3. (IT) Inserire le colonne nella base seguendo la codifica per colore. 3. (EN) Insert the column according to colour code onto the body. 3. (FR) Insérer la colonne selon le code de couleur sur le corps. 3. (DE) Stecken Sie die Säulen entsprechend dem Farbcode auf die Platte. 3. (ES) Inserte la columna según el código de color en la estructura. 3. (PT) Insira a coluna, de acordo com o código de cores, na estrutura. 3. (EL) Τοποθετήστε τις στήλες σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα επάνω στη βάση. 3. (BG) Поставете колоната в тялото според цвятвия код. 3. (CZ) Zasuňte sloupky v souladu s barevným značením do těla. 3. (DA) Sæt søjlen på delen i henhold til farvekoden. 3. (ET) Sisestage sammas vastavalt värvikoodile korpusesse. 3. (FI) Lisää pylväs värikoodin perusteella runkoon.

4. (IT) Fissare le colonne e la barra metallica a U alla base con viti e chiave a brugola. 4. (EN) Fix the column and the U-shaped metal bar onto the body with screws and "L" spanner. 4. (FR) Fixer la colonne et la barre métallique en U sur le corps à l'aide de vis et de la clé en « L ». 4. (DE) Befestigen Sie die Säule und die U-förmige Metallstange mit Schrauben und einem Inbusschlüssel am Gehäuse. 4. (ES) Fije la columna y la barra metálica en forma de U a la estructura con tornillos y llave en "L". 4. (PT) Fixe a coluna e a barra metálica em forma de U à estrutura com parafusos e uma chave em "L". 4. (EL) Στερεώστε τις στήλες και τη μεταλλική ράβδο σχήματος U επάνω στη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες και το κλειδί «L». 4. (BG) Фиксирайте колоната и U-образната метална шина върху корпуса с винтове и L-образен гаечен ключ. 4. (CZ) Pripevněte sloupek a kovovou U-tyč k tělu pomocí šroubů a klíče ve tvaru „L“. 4. (DA) Fastgør søjlen og den U-formede metalstang på delen med skruer og "L"-nøgle. 4. (ET) Kinnitage sammas ja U-kujuline metallvarras kruvide ja L-võtmega korpuse külge. 4. (FI) Kiinnitä pylväs ja U-mallinen metallitanko runkoon ruuveilla ja "L"-avaimella.

5. (IT) Inserire i pannelli delle pareti all'interno delle scanalature delle colonne dall'alto verso il basso. Assicurarsi che i pannelli delle pareti siano posizionati con le scanalature rivolte verso l'interno del carrello. 5. (EN) Insert the wall panels inside the column channels from top to bottom. Make sure that the wall panel grooves are inside the trolley. 5. (FR) Insérer les panneaux latéraux dans les cannelures de la colonne en partant du haut vers le bas. S'assurer que les rainures des panneaux latéraux soient à l'intérieur du chariot. 5. (DE)chieben Sie die Wandplatten von oben nach unten in die Säulenkanäle ein. Vergewissern Sie sich, dass die Nuten der Wandplatten nach innen zeigen. 5. (ES) Introduzca los paneles de pared dentro de los canales de la barra de arriba abajo. Asegúrese de que las ranuras de los paneles de pared queden dentro del carro. 5. (PT) Insira os painéis de parede dentro dos canais da coluna, de cima para baixo. Certifique-se de que as ranhuras dos painéis de parede estão dentro do carrinho. 5. (EL) Εισάγετε τα πάνελ στις υποδοχές των στηλών από πάνω προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι οι αυλακώσεις των πάνελ βρίσκονται στο εσωτερικό του τροχήλατου. 5. (BG) Поставете стенните панели в каналите на колоните отгоре надолу. Уверете се, че жлебовите на стенния панел са вътре в количката. 5. (CZ) Vložte stěnové panely do drážek sloupků odshora dolů. Ujistěte se, že drážky stěnového panelu jsou uvnitř vozíku. 5. (DA) Sæt vægpanelet ind i søjlens kanaler fra top til bund. Sørg for, at vægpanelets riller er inde i vognen. 5. (ET) Lükake seinapaneelid ülevalt alla sambas olevatesse soontesse. Veenduge, et seinapaneelid sooned oleksid käru sees. 5. (FI) Aseta seinäpaneelit pylvään kanaviin ylhäältä alas. Varmista, että seinäpaneelin urat ovat vaunun sisällä.

6. (IT) Posizionare il ripiano superiore sulle 4 colonne. Assicurarsi che i fori del ripiano siano posizionati correttamente sulle colonne. 6. (EN) Place the top shelf on the 4 columns. Make sure that the shelf holes are positioned correctly on the column. 6. (FR) Placer l'étagère supérieure sur les 4 colonnes. S'assurer que les trous de l'étagère sont positionnés correctement sur la colonne. 6. (DE) Setzen Sie die obere Abdeckplatte auf die 4 Säulen. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher in der Abdeckplatte richtig auf der Säule positioniert sind. 6. (ES) Coloque el estante superior sobre las 4 barras. Asegúrese de que los agujeros del estante están colocados correctamente en la barra. 6. (PT) Coloque a prateleira superior sobre as 4 colunas. Certifique-se de que os furos da prateleira estão corretamente posicionados na coluna. 6. (EL) Τοποθετήστε το επάνω ράφι στις 4 στήλες. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του ραφίου έχουν τοποθετηθεί σωστά στις στήλες. 6. (BG) Поставете горното отделение върху 4-те колони. Уверете се, че отворите на отделениято са позиционирани правилно върху колоната. 6. (CZ) Umístěte horní policičku na 4 sloupky. Ujistěte se, že jsou otvory policičky správně umístěny na sloupku. 6. (DA) Placer den øverste hylde på de 4 søjler. Sørg for, at hyldens huller er placeret korrekt på søjlen. 6. (ET) Asetage ülemine salv neljale sambale. Veenduge, et salves olevad augud on sambale õigesti paigutatud. 6. (FI) Laita ylähyllly 4 pylvään päälle. Varmista, että hyllyn reiät on asemoitu oikein pylvään päälle.

7. (IT) Fissare il ripiano superiore alle colonne con viti e cacciavite. 7. (EN) Fix the top shelf on the column using screws and a screw driver. 7. (FR) Fixer l'étagère supérieure sur la colonne en utilisant des vis et un tournevis. 7. (DE) Befestigen Sie die obere Abdeckplatte mit Schrauben und einem Schraubenzieher an der Säule. 7. (ES) Fije el estante superior en la barra utilizando tornillos y un destornillador. 7. (PT) Fixe a prateleira superior à coluna utilizando parafusos e uma chave de fendas. 7. (EL) Στερεώστε το επάνω ράφι στις στήλες χρησιμοποιώντας τις βίδες και ένα κατσαβίδι. 7. (BG) Закрепете горното отделение върху колоната с винтове и отвертка. 7. (CZ) Pripevněte policičku ke sloupkům pomocí šroubů a šroubováku. 7. (DA) Fastgør den øverste hylde på søjlen med skruer og en skruetrækker. 7. (ET) Kinnitage ülemine salv samba külge kruvidega kasutades kruvikeerajat. 7. (FI) Kiinnitä ylähyllly pylvääseen ruuveilla ja ruuvimeisselillä.


8. (IT) Inserire il portasacco nelle scanalature del ripiano superiore. 8. (EN) Insert garbage cover into the top shelf channels. 8. (FR) Insérer le couvercle de la poubelle dans les cannelures de l'étagère supérieure. 8. (DE) Setzen Sie die Müllsackabdeckung in die Nuten der oberen Abdeckplatte ein. 8. (ES) Inserte la tapa de la basura en las columnas del estante superior. 8. (PT) Insira a tampa do lixo nos canais da prateleira superior. 8. (EL) Συνδέστε το κάλυμμα του κάδου σκουπιδιών στις ειδικές υποδοχές του επάνω ραφίου. 8. (BG) Поставете капак за боклук в каналите на горното отделение. 8. (CZ) Nasadte kryt odpadu do drážek horní policičky. 8. (DA) Sæt affaldsdækslet ind i den øverste hyldekanaler. 8. (ET) Sisestage prügikate ülemise salve soontesse. 8. (FI) Laita jäätastian kanssi ylähyllin kanaviin.

9. (IT) Posizionare il secchio rosso e il secchio blu sul corpo principale. 9. (EN) Place the red and blue mop buckets on the main body. 9. (FR) Placer les seaux à serpillière rouge et bleu sur le corps du chariot. 9. (DE) Stellen Sie den roten und den blauen Moppeimer auf die Hauptplatte. 9. (ES) Coloque los cubos de la fregona rojo y azul en la estructura principal. 9. (PT) Coloque os baldes, vermelho e azul, da esfregona sobre a estrutura principal. 9. (EL) Τοποθετήστε τον κόκκινο και τον μπλε κάδο επάνω στη βάση. 9. (BG) Поставете червената и синята кофа за mop върху основното тяло. 9. (CZ) Umístěte červený a modrý kbelík na mop na hlavní tělo. 9. (DA) Placer de røde og blå moppespande på hoveddelen. 9. (ET) Asetage punased ja sinised mõõdri põhikorpusele. 9. (FI) Aseta punaiset ja siniset moppisangot päärunkoon.

10. (IT) Posizionare i secchi da 6L nelle rispettive posizioni. 10. (EN) Place the 6L buckets in their proper position. 10. (FR) Placer les seaux de 6L dans leur position. 10. (DE) Stellen Sie die 6-Liter-Eimer in ihre richtige Position. 10. (ES) Coloque los cubos de 6 L en su correcta posición. 10. (PT) Coloque os baldes de 6 L nas suas posições próprias. 10. (EL) Τοποθετήστε τους κάδους των 6L στη σωστή θέση. 10. (BG) Поставете 6-литровите кофи в правилно положение. 10. (CZ) Umístěte 6litrové kbelíky na jejich místo. 10. (DA) Placer 6L-spandene i deres rette position. 10. (ET) Asetage 6-liitrised ämbrid õigeste kohta. 10. (FI) Aseta 6 litran sangot paikoilleen.

11. (IT) Posizionare i 2 vassoi all'interno del corpo del carrello. 11. (EN) Place the 2 trays inside the trolley body. 11. (FR) Placer les 2 bacs dans le corps du chariot. 11. (DE) Setzen Sie die 2 Schalen in den Wagenkasten ein. 11. (ES) Coloque las 2 bandejas en la estructura del carro. 11. (PT) Coloque os 2 tabuleiros dentro da estrutura do carrinho. 11. (EL) Τοποθετήστε τους 2 δίσκους στο εσωτερικό του τροχήλατου. 11. (BG) Поставете 2 таби в количката. 11. (CZ) Umístěte 2 odkládací desky do těla vozíku. 11. (DA) Placer de 2 bakker inde i vogndelen. 11. (ET) Asetage 2 alust käru korpusesse. 11. (FI) Aseta 2 tarjotinta vaunun runkoon.

(IT) IL CARRELLO È PRONTO PER L'USO (EN) THE TROLLEY IS READY FOR USE (FR) LE CHARIOT EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ (DE) DER WAGEN IST EINSATZBEREIT (ES) EL CARRO ESTÁ LISTO PARA EL USO (PT) O CARRINHO ESTÁ PRONTO A UTILIZAR (EL) ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (BG) КОЛИЧКАТА Е ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА (CZ) VOZÍK JE PŘIPRAVEN K POUŽITÍ (DA) NU ER VOGNEN KLAR TIL BRUG (ET) KÄRU ON KASUTUSVALMIS (FI) VAUNU ON KÄYTTÖVALMIS



1. (HR) Stavite glavni dio kolica na pod. **1. (HU)** Helyezze a kocsí főtestét a padlóra. **1. (LT)** Padėkite pagrindinį vežimėlio korpusą ant grindų. **1. (LV)** Nolieciet ratiņu galveno korpusu uz grīdas. **1. (NB)** Sett undervognen til trallen på gulvet. **1. (NL)** Plaats het hoofdgedeelte van de wagen op de vloer. **1. (PL)** Ustawić główny korpus wózka na podłodze. **1. (RO)** Puneți corpul principal al căruciorului pe podea. **1. (SK)** Hlavné teleso vozíka položte na podlahu. **1. (SL)** Glavno telo vozička položite na tla. **1. (SV)** Placera vagnens huvudram på golvet. **1. (AR)** ضع هيكل العربة الرئيسي على الأرض.

2. (HR) Umetnite produžetak u glavni dio. **2. (HU)** Helyezze be a hosszabbító testet a főtestre. **2. (LT)** Įstatykite prailiginimo korpusą ant pagrindinio korpuso. **2. (LV)** Ielieciet pagarinājuma korpusu galvenajā korpusā. **2. (NB)** Sett forlengeren inn i undervognen. **2. (NL)** Plaats het verlengstuk van het lichaam op het hoofdlichaam. **2. (PL)** Wprowadź korpus przedłużający na korpus główny. **2. (RO)** Introduceți corpul extensiei pe corpul principal. **2. (SK)** Na hlavné teleso založte predĺžovacie teleso. **2. (SL)** Vstavite podaljšek telesa v glavno telo. **2. (SV)** Sätt in förlängningsramen på huvudramen.

2. (AR) أدخل هيكل الامتداد على الهيكل الرئيسي.

3. (HR) Umetnite stupac prema kodu boje na tijelo. **3. (HU)** Helyezze be az oszlopot a színekódnak megfelelően a testre. **3. (LT)** Įstatykite koloną pagal spalvinį kodą ant korpuso. **3. (LV)** Ielieciet kolonnā atbilstoši krāsai kodam uz korpusa. **3. (NB)** Sett inn stengene i henhold til fargekodene på undervognen. **3. (NL)** Plaats de kolommen in overeenstemming met de kleurcode op het lichaam. **3. (PL)** Wprowadź kolumnę zgodnie z kodem koloru na korpus. **3. (RO)** Introduceți coloana conform codului de culoare pe corp. **3. (SK)** Na teleso založte stĺpik podľa kódu farby. **3. (SL)** Vstavite stebriček v telo v skladu z barvno kodo. **3. (SV)** Sätt in stolpen enligt färgkoden på ramen.

3. (AR) أدخل العمود حسب رمز اللون على الهيكل.

4. (HR) Pričvrstite stup i metalnu šipku u obliku slova U na tijelo vijcima i "L" ključem. **4. (HU)** Rögzítse az oszlopot és az U-alakú fémrudat a testre a csavarokkal és az „L” csavarkulccsal. **4. (LT)** Pritvirtinkite koloną ir „U” formos metalinį strypą prie korpuso varžtais ir „L” formos veržiarakčiu. **4. (LV)** Piestipriniet kolonnā un U-veida metāla stieni pie korpusa ar skrūvē un „L” uzgriežņu atslēgu. **4. (NB)** Fest stengene og den U-formede metallstangen på undervognen med skruer og pipenøkkel. **4. (NL)** Bevestig de kolommen en de U-vormige metalen stang met de schroeven en met behulp van een inbussleutel aan het lichaam. **4. (PL)** Zamocować kolumnę i metalowy drążek w kształcie litery U na korpusie za pomocą śrub i klucza „L”. **4. (RO)** Fixați coloana și bara metalică în formă de U pe corp cu șuruburi și cheia în „L”. **4. (SK)** Stĺpik a kovový tyč v tvare U pripevnite na teleso skrutkami a „L” kľúčom. **4. (SL)** Pritrdite stebriček in kovinsko palico v obliki črke U na telo z vijaki in ključem v obliki črke „L”. **4. (SV)** Fäst stolpen och den U-formade metallstängan på ramen med skruvar och „L”-nyckel.

4. (AR) ثبت العمود والقضيب المعثني على شكل حرف L على الهيكل باستخدام البراغي ومفتاح “L”.

5. (HR) Umetnite zidne ploče unutar kanala stupova od vrha prema dolje. Uvjerite se da su utori na zidnoj ploči unutar kolica. **5. (HU)** Helyezze be a falpaneléket az oszlopcsatornák-ba fentről lefelé. Győződjön meg róla, hogy a falpanel hornyai a kocsí belsejében vannak. **5. (LT)** Įstatykite sienelių plokštes į kolonos kanalą nuo viršaus iki apačios. Įsitikinkite, kad sienelių plokščiai grioveliui yra vežimėlio viduje. **5. (LV)** Ielieciet sienu paneļus kolonnās kanālā no augšas uz leju. Pārliecinieties, vai sienas paneļa riņķis atrodas ratiņos. **5. (NB)** Før inn veggpanelene i skinnene på stengene ovenfra og ned. Se til at fordyppningene på veggpanelet er inne i trallen. **5. (NL)** Steek de wandpanelen van boven naar beneden in de sleuven van de kolommen. Zorg ervoor dat de sleuven voor de plaatsing van de wandpanelen naar de binnenkant van de wagen zijn gericht. **5. (PL)** Wprowadź panele ściągane do rowków na kolumnie, w kierunku do góry w dół. Upewnij się, że rowki na panelu ścianki znajdują się wewnątrz wózka. **5. (RO)** Introduceți panourile de perete în interiorul canalelor coloanei de sus în jos. Asigurați-vă că toate canelurile panoului de perete sunt în interiorul căruciorului. **5. (SK)** Stenové panely vložte dovnútra kanálov stĺpika zhora nadol. Uistite sa, či drážky stenových panelov sú vnútri vozíka. **5. (SL)** Stenske plošče vstavite v kanale stebrov od zgoraj navzdol. Preprijajte se, da so utori za stenske plošče znotraj vozička. **5. (SV)** Sätt in väggpanelerna i stolpkanalerna uppifrån och ned. Se till att väggpanelens spår är på vagnens insida.

5. (AR) أدخل الألواح الجدارية داخل قنوات العمود من الأعلى إلى الأسفل. تأكد من أن أخاديد اللوح الجداري موجودة داخل العربة.

6. (HR) Postavite gornju policu na 4 stupa. Provjerite jesu li rupe za police ispravno postavljene na stup. **6. (HU)** Helyezze a felső polcot a 4 oszlopra. Győződjön meg róla, hogy a polcfuratok megfelelően vannak elhelyezve az oszlopon. **6. (LT)** Uždekite viršutinę lentyną ant 4 kolonų. Įsitikinkite, kad lentynos angos yra tinkamoje padėtyje ant kolonos. **6. (LV)** Nolieciet augšējo plauktu uz 4 kolonnām. Pārliecinieties, vai plaukta atveris ir pareizi novietots uz kolonnās. **6. (NB)** Sett topphyllen på de 4 stengene. Se til at hyllehullene er korrekt plassert på stengene. **6. (NL)** Plaats het topblad op de 4 kolommen. Zorg ervoor dat de gaten van het blad correct op de kolommen worden geplaatst. **6. (PL)** Umiejscowić górną półkę na 4 kolumnach. Upewnij się, że otwory półki są umiejscowione poprawnie na kolumnie. **6. (RO)** Așezați raftul de sus pe cele 4 coloane. Asigurați-vă că orificiile raftului sunt poziționate corect pe coloană. **6. (SK)** Hornú policiu umiestnite na 4 stĺpiky. Uistite sa, či otvory policičky sú správne umiestnené na stĺpiku. **6. (SL)** Postavite zgornjo polico na 4 stebre. Preprijajte se, da so luknje na polichah pravilno nameščene na stebri. **6. (SV)** Placera den översta hyllan på de 4 stolparna. Se till att hyllhålén är korrekt placerade på stolpen.

6. (AR) ضع الرف العلوي على الأعمدة الأربعة. تأكد من وضع فتحات الرف بشكل صحيح على العمود.

7. (HR) Pričvrstite gornju policu na stup pomoću vijaka i odvijača. **7. (HU)** Rögzítse a felső polcot az oszlopra a csavarokkal és egy csavarhúzóval. **7. (LT)** Pritvirtinkite viršutinę lentyną ant kolonos naudodami varžtus ir atsuktuvą. **7. (LV)** Piestipriniet augšējo plauktu pie kolonnās, izmantojot skrūves un skrūvgriezi. **7. (NB)** Fest topphyllen på stengene med skruer og skruttrekker. **7. (NL)** Bevestig het topblad met schroeven en gebruik van een schroevendraaier op de kolommen. **7. (PL)** Zamocować górną półkę na kolumnie za pomocą śrub i śrubokręta. **7. (RO)** Fixați raftul superior pe coloană folosind șuruburi și o șurubelniță. **7. (SK)** Hornú policiu pripevnite na stĺpik použitím skrutiek a skrutkovača. **7. (SL)** Zgornjo polico pritrdite na steber z vijaki in izvijačem. **7. (SV)** Fäst den övre hyllan på stolpen med skruvar och en skruvmejsel.

7. (AR) ثبت الرف العلوي على العمود باستخدام البراغي ومفك البراغي.

8. (HR) Umetnite poklopac za smeće u kanale gornje police. **8. (HU)** Helyezze be a szemetesfedele a felső polc csatornáiba. **8. (LT)** Įstatykite šiukšlių dangtį į viršutinius lentynos kanalus. **8. (LV)** Ielieciet atkritumu vāku augšējo plauktu kanālā. **8. (NB)** Før inn lokket på søppelkassen i skinnene på topphyllen. **8. (NL)** Plaats het deksel van de vuilniszak in de sleuven van het topblad. **8. (PL)** Wprowadź pokrywę kosza na śmieci do rowków na górnjej półce. **8. (RO)** Introduceți capacul de gunoi în canalele raftului superior. **8. (SK)** Do kanálov hornej policičky vložte kryt na odpady. **8. (SL)** Pokrov za smeti vstavite v kanale zgornje police. **8. (SV)** Sätt i avfallslocket i den övre hyllans kanal.

8. (AR) أدخل غطاء القمامة في قنوات الرف العلوي.

9. (HR) Postavite crvenu i plavu kantu za brisanje na glavno tijelo. **9. (HU)** Helyezze a piros és kék felmosóvödöröket a fő testre. **9. (LT)** Uždekite raudoną ir mėlyną šluostės kibirus ant pagrindinio korpuso. **9. (LV)** Nolieciet sarkano un zilo mopu spaiņus uz galvenā korpusa. **9. (NB)** Sett den røde og blå mopphøtten på undervognen. **9. (NL)** Plaats de rode en blauwe emmers op de wagen. **9. (PL)** Umiejscowić czerwone i niebieskie wiadro na mop na głównym korpusie. **9. (RO)** Așezați găleata roșie și albastră pentru mop pe corpul principal. **9. (SK)** Červené a modré vedrá mopu položte na hlavné teleso. **9. (SL)** Rdeče in modro vedro za metlo namestite na glavno telo. **9. (SV)** Placera de röda och blå mopphinkarna på huvudramen. **9. (AR)** ضع دلاء الممسحة الحمراء والأزرقاء على الهيكل الرئيسي.

10. (HR) Postavite kante od 6L na njihov pravilan položaj. **10. (HU)** Helyezze a 6L vödöröket a megfelelő helyükre. **10. (LT)** Įdėkite 6 l kibirus į savo vietą. **10. (LV)** Nolieciet 6L spaiņus pareizajā vietā. **10. (NB)** Sett 6L bøttene i riktig posisjon. **10. (NL)** Plaats de emmers van 6 liter op hun plek. **10. (PL)** Umiejscowić wiadro 6L na odpowiedniej pozycji. **10. (RO)** Așezați gălețile de 6L în poziția corectă. **10. (SK)** 6 l vedrá umiestnite do ich správnej polohy. **10. (SL)** Postavite 6 l vedra na ustrezno mesto. **10. (SV)** Placera 6L hinkarna i rätt läge. **10. (AR)** ضع الدلاء سعة 6 لترات في مكانها الصحيح.

11. (HR) Postavite 2 ladice unutar tijela kolica. **11. (HU)** Helyezze a 2 tálcát a kocsí testébe. **11. (LT)** Įdėkite 2 padėklus į vežimėlio korpusą. **11. (LV)** Nolieciet 2 paplātes ratiņu korpusā. **11. (NB)** Sett de 2 brettene inn i tralleovognen. **11. (NL)** Plaats de 2 schappen tussen de kolommen van de wagen. **11. (PL)** Umiejscowić 2 wózki w korpusie wózka. **11. (RO)** Așezați cele 2 tăvi în interiorul corpului căruciorului. **11. (SK)** 2 tácky umiestnite dovnútra telesa vozíka. **11. (SL)** Postavite 2 pladnja v telo vozička. **11. (SV)** Placera de 2 brickorna inuti vagnens ram. **11. (AR)** ضع الصينيتين داخل هيكل العربة.

(HR) KOLICA SU SPREMNA ZA UPOTREBU **(HU)** A KOSCI HASZNÁLATRA KÉSZ **(LT)** VEŽIMĖLIS PARUOŠTAS NAUDOTI **(LV)** RATINĪ IR GATAVI LIETOŠANA **(NB)** TRALLEN ER KLAR FOR BRUK **(NL)** DE WAGEN IS KLAAR VOOR GEBRUIK **(PL)** WÓZEK JEST GOTOWY DO UŻYCIA **(RO)** CĂRUCIORUL ESTE GATA DE UTILIZARE **(SK)** VOZÍK JE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE **(SL)** VOZIČEK JE PRIPRAVLJEN ZA UPORABO **(SV)** VAGNEN ÄR KLAR FÖR ANVÄNDNING

(AR) العربة جاهزة للاستخدام