

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE**  
**TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE**  
**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**  
**MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**DWUWARSTOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**  
**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI**

**قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي**

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
 Distribuido por / Distribuído por / Distribuemas av / Διανέμεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



**REF 20751 / BP2020V3TN FS**

**MYCROCLEAN ITALIA SRL**  
 Via Carlo Porta, 14  
 20064 Gorgonzola - Italy  
 Made in Italy



**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
 Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
 Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
 Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
 Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



8 023279 207514

000001



**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo  
 Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Il risultato ottenuto sulle mascherine serie BP2020 è di 7,5 quindi buono o molto traspirante.

**4 - Modalità d'uso e avvertenze**

Manipolare con mani pulite e igienizzate, facendo aderire bene la mascherina al viso, nella giusta posizione, ovvero con la parte più piccola verso il naso, e quella più grande su bocca e mento.

**NON MODIFICARE LA MASCHERINA; NON TAGLIARE GLI ELASTICI; INDOSSARE AL DIRITTO** (come indicato in figura).

**In caso contrario la mascherina perde la sua funzione protettiva.**

**5 - Lavaggio**

A mano o in lavatrice, con detersivo, fino a 60°C. **NON USARE CANDEGGINA.**

Rispettando le indicazioni di uso e manutenzione, il prodotto mantiene le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fino a 100 lavaggi ca.

**6 - Smaltimento**

Mascherina da smaltire come RSU (a meno che non sia stata contaminata, nel qual caso deve essere smaltita come "rifiuto speciale"). La busta esterna viene smaltita come plastica.

	Codice prodotto		Numero di lotto
	Fabbricante		Data di fabbricazione
	Non sterile		Leggere le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		

**ITALIANO**

**1 - Descrizione prodotto e destinazione d'uso**

Mascherina lavabile, in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio, destinata alla protezione di naso e bocca.

**2 - Classificazione**

Le mascherine della serie BP2020V3TN sono classificate di Tipo II, secondo la norma UNI EN 14683:2019.

**3 - Caratteristiche**

Il dispositivo, costituito da uno strato in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio e da uno strato esterno idrorepellente, è lavabile in lavatrice fino a 60°C (il tessuto resiste fino a 150°C) Non è sterile.

**Valori di PFE: Filtrazione Particellare (%) 0.3 µm 0.5 µm al 95%.**

Tessuto risultato **NON CITOTOSSICO**, da test effettuato su fibroblasti, secondo la norma UNI EN ISO 10993-5.

**Filtrazione BFE**

BFE = 99,8 % (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019).

**Carico Biologico**

UFC < 30 UFC (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019).

**Permeabilità all'aria (cm<sup>2</sup> /cm<sup>3</sup>/sec) ASTM E96** (Conosciuto anche come ISO - 11092 o test Ret o Hohenstein)