

COPRISCARPE MONOUSO ANTISCIVOLO
DISPOSABLE ANTI-SKID SHOE COVER

IT

Nome del prodotto Copriscarpe monouso antiscivolo

Codice prodotto FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

Modello prodotto Copriscarpe normale, 15x40cm

Struttura e composizione Il copriscarpe è realizzato in PP da 35g ed è dotato di elastico per il fissaggio e di stampa antiscivolo sul fondo.

Uso previsto Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.

Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto potrebbe essere esposto a umidità o muffa. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

Modalità d'uso del prodotto

1. Aprire la confezione ed estrarre il copriscarpe, allungare i piedi e distendere il copriscarpe sui piedi.
2. Sistemare il copriscarpe in modo tale che tutta la scarpa sia coperta.

Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.



Avvertenza

1. Questo prodotto è monouso, non riutilizzare.
2. Questo prodotto è monouso, non utilizzarlo in condivisione con altri.
3. È vietato l'uso se la confezione o il copriscarpe sono danneggiati.

Avviso: Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

Validità 3 anni.

Data di produzione Vedere la data sulla confezione

Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

 REF	IT Codice prodotto GB Product code		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community
 LOT	IT Numero di lotto GB Lot number		IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Limite di temperatura GB Temperature limit		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Non sterile GB Non-sterile		IT Data di scadenza GB Expiration date		IT Dispositivo medico GB Medical Device		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged

REF FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Humiss Beratung GmbH
Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

