

CUFFIA MONOUSO CON LACCETTI

DISPOSABLE CAP WITH TIES

IT

Nome prodotto Cuffia monouso con laccetti

Codice prodotto FGDCT-SM35 (Z1098)

Modello prodotto Cuffia con laccetti 62x14,5 cm

Struttura e composizione La cuffia è realizzata in SMS da 35-40g ed è dotata di laccetti per il fissaggio.

Usò previsto Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.

Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto potrebbe essere esposto a umidità o muffa. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.

Modalità d'uso del prodotto

1. Aprire la confezione ed estrarre la cuffia, quindi tirare le estremità della cuffia con entrambe le mani.
2. Alzare le mani e posizionare la cuffia sulla testa e regolarla in modo da raccogliere completamente i capelli.

Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.



Avvertenza

1. Questo prodotto è monouso, non riutilizzare.
2. Questo prodotto è monouso, non utilizzarlo in condivisione con altri.
3. È vietato l'uso se la confezione o la cuffia sono danneggiate.

Avviso: Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

Validità 3 anni.

Data di produzione Vedere la data sulla confezione

Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

	IT Codice prodotto GB Product code		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community
	IT Numero di lotto GB Lot number		IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Limite di temperatura GB Temperature limit		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Non sterile GB Non-sterile		IT Data di scadenza GB Expiration date		IT Dispositivo medico GB Medical Device		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged
	IT Identificatore univoco del dispositivo EN Unique device identifier						

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

FGDCT-SM35

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

