


TERMOMETRO DIGITALE BL3 - AMPIO SCHERMO
BL3 DIGITAL THERMOMETER - WIDE SCREEN
DIGITAL THERMOMETRE BL3 - ÉCRAN LARGE
TERMOMETRO DIGITAL BL3 - PANTALLA ANCHA
TERMOMETRO DIGITAL BL3 - ECRĂ AMPLO
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ BL3 - ΕΥΡΕΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ


Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

ITALIANO

SPECIFICHE

Intervallo di temperatura:	32,0-43,9°C (89,6-111,1°F) Ad una temperatura inferiore a 32,0°C (89,6°F) compare la scritta L°C. (°F) Ad una temperatura superiore ai 43,9°C (111,1°F) compare la scritta H°C (°F)
Risoluzione:	0,1°C (°F)
Accuratezza:	±0,1°C (da 34,0°C fino a 42,0°C); ±0,2°C (altro intervallo) ±0,2°F (da 93,2°F fino a 107,6°F); ±0,4°F (altro intervallo)
Display:	Display a cristalli liquidi a 3 cifre ½
Batterie (inclusa)	CR2032 (3V)
Consumo elettrico:	0,40 milliwatt in modalità di misurazione
Vita della batteria:	Oltre 160 ore di funzionamento ininterrotto
Dimensioni:	Dimensioni approssimative: 117mmx30mmx16mm
Peso:	Peso approssimativo 20 grammi, batteria compresa
Segnale acustico:	A raggiungimento del picco di temperatura viene avvertito un segnale acustico della durata di 5 secondi
Memoria:	Dotato di memoria incorporata che permette la visualizzazione del valore precedentemente rilevato
Condizioni di funzionamento:	Temperatura: 10-40°C (50-104°F) umidità relativa: 15-95% senza condensa
Condizioni di stoccaggio:	Temperatura: -25-55°C (-13-131°F) umidità relativa: 15-95% senza condensa
Garanzia di qualità:	Certificazione ISO 13485 Conforme alle norme ASTM- E1112, EN12470-3, EN60601-1
Classificazione del prodotto:	Apparecchio tipo BF 

COME USARE L'APPARECCHIO

- Disinfettare la sonda con alcool etilico disinfettante prima dell'uso.
- Non tenere premuto il pulsante ON OFF, sul display comparirà l'ultimo valore memorizzato, come nella foto  Ultima Memoria
- Rilasciare il pulsante dell'alimentazione e comparirà sul display la scritta L°C, o °F in cui °C o °F lampeggerà. 
- Inserire la sonda nella posizione appropriata (ascellare, orale o rettale).
- Quando il segno dei gradi °C (o °F) ha smesso di lampeggiare, viene indicata la temperatura corretta. La lettura della temperatura non cambierà finché la scritta lampeggia.
- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo un minuto. Tuttavia, per prolungare la vita della batteria, è meglio spegnere il termometro usando il pulsante ON-OFF dopo aver annotato la temperatura.

Caratteristiche particolari

Allarme di temperatura normale Un allarme suonerà quando il picco di temperatura sarà stato registrato e il termometro sarà pronto per la lettura. L'allarme di temperatura normale (4 bip seguiti da una breve pausa) suonerà ripetutamente per circa 10 secondi.

Memorizzazione dell'ultima temperatura registrata Non appena il termometro verrà acceso, si avvertirà un bip di breve durata, quindi il termometro eseguirà una procedura di autoesame, durante il quale tutte le tacche digitali saranno visibili sullo schermo LCD. Successivamente apparirà l'ultimo valore di lettura e comparirà sullo schermo per 2 secondi il valore 37,0°C (98,6°F). Il valore di lettura verrà sovrascritto solo nel caso venga registrata una nuova temperatura.

Per modelli dotati di allarme febbre Nel caso la temperatura registrata sia pari a 38,0°C (100,4°F), l'allarme febbre (un breve bip della durata ininterrotta di 10 secondi) suonerà, una volta che sarà raggiunto il picco di temperatura. Il valore resterà memorizzato sullo schermo fino allo spegnimento del termometro.

Per modelli che consentono la scelta tra gradi centigradi e gradi Fahrenheit Tenere premuto il pulsante ON-OFF fino a che compare il simbolo °C o °F, poi si può passare dalla modalità gradi centigradi alla modalità diversi gradi Fahrenheit o viceversa. Non appena il pulsante viene rilasciato, il termometro passerà in modalità di lettura.

NOTA: Disinfettare sempre il termometro prima dell'uso.


NOTA: Se la temperatura ambiente è inferiore ai 32,0°C (89,6°F), verrà visualizzato tale dato, invece che L°C (°F) o H°C (°F).














NOTA: è consigliabile proteggere la punta del sensore con protezioni sanitarie per evitare infezioni incrociate o contaminazioni. L'uso di protezioni può comportare una differenza di 0,1°C (0,2°F) rispetto alla temperatura reale. Smaltire tutte le protezioni delle sonde usate e conservare l'apparecchio in luogo sicuro.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Quando viene visualizzato il simbolo , la batteria necessita di essere sostituita.



 **Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ειδοποιήσεις)
	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας		IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use FR Suivez les instructions d'utilisation ES Siga las instrucciones de uso PT Siga as instruções de uso GR Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
	IT Fabricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός		IT Parte applicata di tipo BF GB Type BF applied part FR Appareil de type BF ES Aparato de tipo BF PT Aparelho de tipo BF GR Συσκευή τύπου BF
	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea PT Representante autorizado na União Europeia GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Disposición WEEE PT Disposição REEE GR Διάθεση WEEE
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR A conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42/CEE ES Dispositivo médico según la Directiva 93/42/CEE PT Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42/CEE
	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR A conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico GR Ημερομηνία παραγωγής		