



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA PER NEONATI

BABY SCALE

PÈSE-BÉBÉ

BÁSCULA PARA BEBÉS

BALANÇA DE BEBÉ

BABYWAAGE

لفظلا نازيم

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones - Manual de Operação - Bedienungsanleitung -
مادختسالا لي ليد

Modello/Model: RGZ-20A (GIMA 27302)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / غناصلا
Wuxi Weigher Factory (Limited Company)
Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu
POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato e distribuito da / Imported and distributed by / Importé et distribué par / Importado y distribuido por
Importado e distribuido por / Importiert und vertrieben von / مت ليق نم اهعيزوتو اهداريتسا /

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Prima di utilizzare la bilancia leggere attentamente il presente manuale

Specifiche

Tipo	RGZ-20A-YE
Max.	20 kg/44 lb
Divisione	50 g (0~10kg) /2 oz (0~22 lb) 100 g (10~20 kg) /4 oz (22~44 lb)
Dimensioni del piatto	545 x 270 (L x P)
Dimensioni totali	545 x 370 x 150 (L x P x A)
Peso netto	3,1 kg

PRESCRIZIONI

Non usare l'attrezzatura se è danneggiata. Rivolgersi al proprio rivenditore.

Evitare riparazioni precarie. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente con parti di ricambio originali, che devono essere installate in conformità all'uso previsto.

Poiché il prodotto è realizzato in materiali anticorrosione, idonei per le condizioni ambientali previste per il suo uso normale, non è richiesta alcuna cura speciale; tuttavia, è necessario conservarlo in un luogo chiuso, accertandosi che sia protetto da polvere e sporco per assicurarne le condizioni igieniche. Inoltre, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo che possa essere facilmente raggiunto dal personale in caso di necessità.

APERTURA

Ricordare sempre che il materiale di imballaggio (carta, cellophane, punti, nastro adesivo, ecc.) può tagliare e/o ferire se non viene maneggiato con cura. È necessario rimuoverlo con mezzi adeguati e avere cura di tenerlo fuori dalla portata di persone non responsabili; lo stesso vale per gli strumenti utilizzati per rimuovere gli imballaggi (forbici, coltelli, ecc.).

Dopo aver aperto le confezioni, prima di tutto è necessario controllare tutti i pezzi e le parti che compongono il prodotto. Assicurarsi che siano tutti presenti e in perfette condizioni.

INSTALLAZIONE

Dopo aver disimballato la bilancia, montare il vassoio, serrando le due viti di fissaggio con un cacciavite. Non è necessario tarare la bilancia. Deve essere collocata su una superficie piana (tavolo o pavimento) per il corretto funzionamento.

FUNZIONAMENTO

Prima di pesare il neonato, controllare la posizione dell'ago; se l'ago non si trova sullo zero, portarlo a zero ruotando la manopola di regolazione. Dopo aver regolato la bilancia, premere leggermente sul vassoio varie volte (pressione di 1 -2 kg). Se, dopo aver esercitato la pressione, l'ago ritorna a zero, la bilancia è pronta per l'uso.

Se il bambino è in grado di stare in piedi, la bilancia può essere usata senza vassoio. In questo caso, lasciare che il bambino stia in piedi direttamente sulla base della bilancia.

Quando il vassoio viene rimosso, regolare di nuovo la bilancia. L'ago deve essere impostato su zero!

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede nessuna manutenzione speciale. La vita utile della bilancia dipende dal suo uso. Resiste contro la maggior parte dei prodotti chimici, eccetto metiletilchetone, sostanze diluenti e acetone.

 **Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.