



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF

27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



CARATTERISTICHE

L'altimetro da parete GIMA (cod. 27335) è uno strumento che ha la funzione di misurare in cm l'altezza di una persona. L'altimetro da parete è applicabile a parete e può misurare fino a un massimo di 2 m, permette una rapida lettura della statura e non ingombra l'ambiente.

PRESCRIZIONI

 Non tirare bruscamente il cursore, il nastro graduato potrebbe rompersi.

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato.

 Non usate l'apparecchio se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro rivenditore. Evitare qualunque riparazione precaria. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente con ricambi originali che vanno installati secondo l'uso previsto.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un ambiente chiuso, evitandone l'esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

DISIMBALLO

 Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophan, punti metallici, nastro adesivo, ecc.) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura.

Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc.).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

INSTALLAZIONE

Per il montaggio dell'altimetro da parete è necessario posizionare il cursore alla parete esattamente ad un'altezza di 2 m a filo della base di appoggio e, tenendo il prodotto compatto, fissare con gli appositi tasselli la piastrina. A questo punto l'altimetro da parete è pronto per l'utilizzo.

FUNZIONAMENTO

Per la misurazione della statura è sufficiente prendere il cursore con una mano e tirarlo verso il basso, fino ad appoggiarlo sulla testa della persona da misurare, infine leggere la misura in corrispondenza della barra rossa nell'apposita finestra.

MANUTENZIONE

Il prodotto è stato progettato per durare a lungo. Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato.

 Per garantire un miglior livello di igiene si consiglia di pulire con un disinfettante il cursore ad ogni utilizzo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	Codice prodotto	 LOT	Numero di lotto
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Fabricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE