



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO - ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI - ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização - Gebrauchsunstandhaltungsanleitung - Instrukcja obsługi
- Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

ITALIANO

INTRODUZIONE

L'orchidometro è uno strumento utilizzato per fornire una misurazione indicativa del volume dei testicoli. È composto da un filo di dodici sfere numerate in legno. Le sfere sono ordinate in ordine crescente da 1 a 25 millimetri. La discrepanza della dimensione dei testicoli con gli altri parametri di maturità sessuale può essere un'importante indicazione sulla presenza di varie patologie.

Si consiglia di approfondire anche con altri strumenti eventuali discrepanze al fine di produrre una corretta diagnosi.

SIMBOLI

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
REF	Codice prodotto
LOT	Numero di lotto

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INDICAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'ORCHIDOMETRO:

PULIZIA E MANUTENZIONE

Utilizzare un panno pulito o un fazzoletto di carta leggermente imbevuto di disinfettante per pulire la superficie dell'orchidometro.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ORCHIDOMETRO

Comparare le sfere dell'orchidometro all'area dei testicoli per rilevare lo stadio di maturità sessuale. Leggere il numero sulla sfera che si avvicina maggiormente alla dimensione del testicolo.

Numero presente sulla sfera	Stadio di maturità sessuale
1-3	Infanzia
4-6	Prima pubertà
8, 10	Pubertà
12, 15	Pubertà avanzata
20, 25	Età adulta

Il prodotto non è un dispositivo medico.

REF A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

