






500200n



385mm



500300n



500250



2.80 kg



500350


3.20 kg

2 kg

2.5 kg

500200n
500300n
500250
500350

185 kg



	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfelelőség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upoštevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

IT - Attenzione, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale per l'utente prima dell'uso, e a conservarlo per ulteriori dubbi.

1. Indicazioni

Consultare sempre il proprio medico o il fornitore per determinare la corretta regolazione e l'uso del dispositivo.

- ♥ Non sporgersi dalla sede rialzata per evitare di cadere fuori dal dispositivo.
- ♥ Non sedere o camminare sul coperchio.
- ♥ Non conservare fuori e non lasciare sotto il sole (attenzione: non lasciare il prodotto in una macchina in caso di elevata temperatura esterna).
- ♥ Non utilizzare fuori, ma solo all'interno e su un water standard.
- ♥ Controllare attentamente tutte le parti di questo articolo (viti, tubi, fermi ecc....) e se tutte le viti sono serrate.
- ♥ Utilizzare solo come un sedile rialzato e in modo corretto: non stare in ginocchio e non calpestare il prodotto, non sedersi sul coperchio.
- ♥ Rispettare sempre il limite di peso sull'etichettatura del dispositivo.
- ♥ Nessuna modifica deve essere fatta su questo dispositivo. Utilizzare solo parti originali da sostituire se rotto o difettoso e lasciarlo fare da un tecnico.
- ♥ Dopo il montaggio del prodotto, assicurarsi che sia bloccato e fissato prima di utilizzarlo.
- ♥ In caso non sia stato utilizzato l'alza wc per un lungo periodo, farlo controllare da un tecnico prima di utilizzarlo nuovamente.
- ♥ Controllare sempre la stabilità prima di utilizzarlo.
- ♥ Ogni incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo deve essere comunicato al costruttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e / o il paziente.

2. Uso previsto , indicazioni e contra indicazioni

Uso previsto:

Un alzawater viene utilizzato per aumentare l'altezza di una toilette ad un livello confortevole, rendendo più facile sedersi e alzarsi. L'aumento delle sedute dei servizi igienici facilita l'uso autonomo della toilette, mantenendo la dignità e la privacy per chiunque abbia problemi di mobilità. I sedili possono essere utilizzati in casa o in case di cura.

Indicazioni:

Mancanza di controllo del busto - Perdita di equilibrio - Difficoltà a sedersi e stare in piedi - Rigidità delle anche e/o della colonna vertebrale - Debolezza delle estremità inferiori - Sostituzione dell'anca - Una persona ferita

Contra indicazioni:

Non utilizzare in caso di:

- Grave disturbo cognitivo - Grave perdita di equilibrio - Insufficienza nel sedersi

Solo i tecnici specialisti possono regolare il prodotto e ti insegnano ad usarlo, l'uso o regolazione sbagliata potrebbero portare a un sovraccarico del dispositivo. Chiedere sempre al personale tecnico come usare il prodotto e fare in modo che sia chiara la spiegazione. In caso di dubbio, non esitate a chiedere nuovamente.

1- Prendere il rialzo per WC.

2- Spingere il rialzo sulla tazza del WC fino a fissarlo stabilmente.
3- Assicurarsi che i lembi del rialzo stiano ben coprendo i bordi della tazza.
4- Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima dell'uso.
5- Rimuovere semplicemente il prodotto per pulirlo e ricominciare dal punto 1 per fissarlo nuovamente.
Noleggio: questo prodotto può essere noleggiato a condizione che esso sia igienizzato correttamente. Il manuale per l'utente fa parte del prodotto e dev'essere consegnato a ogni nuovo utente.

3. Igienizzazione

Il rialzo per WC può essere igienizzato quotidianamente con un detergente non abrasivo. Può essere igienizzato con prodotti che non contengono clorina, come Surfanions (Laboratori Anios), o con acqua e sapone. Non usare nessun tipo di detergente corrosivo o abrasivo, o idropultrici. La sterilizzazione è possibile a 90°C (194°F), all'80% di umidità per 5 minuti.

4. Materiali

Il rialzo per WC è composto da un singolo pezzo, il rivestimento è in PVC e all'interno è composto di una schiuma ad alta resilienza.

5. Smaltimento dei rifiuti

Si prega di smaltire questo prodotto in conformità con le disposizioni regionali per lo smaltimento dei rifiuti.

6. Caratteristiche tecniche

Questo prodotto ha una garanzia di due anni dalla data d'acquisto, per ogni difetto di fabbricazione. Questo prodotto è biocompatibile. Durata dell'utilizzo: 2 anni.