

ITA - GIMA BRUSH: Spazzolino per prelievo citologico endocervicale

Lo spazzolino è costituito da setole in nylon, trattenute da un avvolgimento in metallo. È montato su stelo plastico.

È indicato per prelevare cellule dal canale endocervicale della cervice uterina, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato, addestrato ed autorizzato ad effettuare il prelievo per il Pap-test.

Non esporre a fonti di calore, estrarre il dispositivo dalla confezione immediatamente prima dell'utilizzo. Prima dell'utilizzo, ispezionare visivamente il dispositivo per verificarne l'integrità.

USO PREVISTO: GIMA BRUSH serve a prelevare le cellule che esfoliano dal canale endocervicale della cervice uterina

INDICAZIONI: è indicato anche in presenza di canale cervicale stenotico

CONTROINDICAZIONI: è controindicato in corso di gravidanza

MODALITÀ D'USO: inserire lo speculum in vagina per evidenziare la cervice uterina, estrarre Gimabrush dalla confezione trattenendolo dalla parte dello stelo, ispezionare visivamente il dispositivo per verificarne l'integrità, introdurlo lentamente nel canale cervicale, effettuare una rotazione completa, estrarre lentamente, strisciare e ruotare ripetutamente le setole sul vetro portaoggetto.



Biogyn S.r.l. Via volta, 14 – 41037 Mirandola Italy

Distributor: Gima S.p.a. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate Italy



REF EBR2 S01

CE 0476



MP 2005 002 rev08 del 07/21