



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


CE



CASCETTO 2 LED CON 5 LENTI

(Con cassetta portatile staccabile con sorgente luminosa a LED e 11 tipi di ingrandimenti)


Grazie per aver acquistato questa lente d'ingrandimento multifunzionale con regolazione bidirezionale con archetto, dotata del brevetto di ultima generazione! Questo prodotto può essere utilizzato per la pesca, la lettura, il giardinaggio, la lavorazione meccanica, la manutenzione elettronica, ecc. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per un uso corretto.




Caratteristiche principali:

1. La comune lente d'ingrandimento con archetto adotta la modalità di regolazione della tensione fronte-retro. L'uso prolungato della lente d'ingrandimento può causare una certa pressione sulle orecchie e causare dolore. Questo archetto è dotato di una regolazione bidirezionale per risolvere il problema.
2. La guaina in pelle dell'archetto della comune lente d'ingrandimento è realizzata in pelle artificiale di PVC, che si indurisce facilmente al freddo invernale ed è impermeabile all'aria d'estate, essendo piuttosto scomoda. La guaina dell'archetto di questo prodotto è realizzata in un unico pezzo in PPR ecocompatibile, e il suo design a semisfera sulla superficie è permeabile all'aria e garantisce il massimo comfort. La guaina dell'archetto non ha bordi taglienti.
3. Le comuni lenti d'ingrandimento con archetto sono dotate solo di quattro lenti intercambiabili. Ma questa lente d'ingrandimento con archetto ha cinque lenti (con diversi ingrandimenti), che possono garantire 11 tipi di ingrandimenti diversi e una più ampia gamma di applicazioni.



Come utilizzare la cassetta portatile staccabile con sorgente luminosa:



Il supporto della luce non può essere girato se la cassetta con la sorgente luminosa non è stata estratta;



Premere con le dita i due punti concavi sulla cassetta con la sorgente luminosa, quindi tirare fuori leggermente la cassetta con la sorgente luminosa;



A questo punto, il supporto della luce a LED può essere girato verso l'alto e verso il basso;

Dopo lo smontaggio, la cassetta con la sorgente luminosa può essere utilizzata separatamente come fonte di illuminazione


Installazione e smontaggio della lente:

1. Installazione della lente



- Pulire la superficie della lente con carta o panno morbido e pulito per evitare di graffiare la superficie della stessa;
- La superficie convessa della lente deve essere rivolta verso l'esterno e quella piatta verso gli occhi;
- È sufficiente inserire un lato della lente (con la superficie ad arco) verso il basso nel foro di inserimento della lente.

2. Smontaggio della lente: eseguire questa procedura seguendo l'ordine inverso rispetto al metodo precedente.

3. Durante l'installazione e lo smontaggio frequente della lente, posizionare o spostare la stessa parallelamente; in caso contrario, la parte superiore della lente potrebbe danneggiarsi facilmente se venisse posizionata a caso dopo essere stata estratta.





Lente con 5 tipi di ingrandimento




Metodo di regolazione dell'archetto:

1. Durante la regolazione delle dimensioni del capo, girare la manopola di regolazione (A) sull'intervallo appropriato.
2. Girare la manopola di regolazione in alto-basso (B) nell'intervallo appropriato durante la regolazione dell'altezza dell'archetto.
3. Il dado di fissaggio di alluminio (C) è in grado di regolare la posizione della lente verso l'alto e verso il basso.


Manopola di regolazione in alto-basso (B)



Sostituzione della lente:




Premere verso il basso la fibbia contrassegnata con PUSH, spingere fuori la cassetta con la sorgente luminosa



Estrarre la cassetta con la sorgente luminosa

Spingere il coperchio della batteria verso l'esterno



1. Le perdite della batteria, il surriscaldamento e le crepe sono una delle cause del malfunzionamento e del danneggiamento del LED;
2. Non utilizzare batterie di dimensioni, forma e prestazioni diverse;
3. Si prega di togliere le batterie quando la luce a LED non viene utilizzata per molto tempo.

Spingere il coperchio della batteria verso l'esterno seguendo la direzione della freccia, tirare la striscia di tessuto verso l'alto per estrarre le 3 vecchie batterie e inserire quelle nuove

Ingrandimenti	Distanza dagli oggetti osservati
1.0x	300~350 mm
1.5x	240~260 mm
2.0x	215~235 mm
2.5x	205~225 mm
3.0x	160~180 mm
3.5x	135~145 mm
4.0x	125~135 mm
4.5x	110~130 mm
5.0x	100~120 mm
5.5x	80~95 mm
6.0x	60~85 mm

Ingrandimenti della lente:









1. Le lenti a lastra singola hanno un ingrandimento pari a 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X.
2. Le lenti a doppia lastra hanno un ingrandimento pari a 3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X.
3. Gli ingrandimenti sono indicati al centro della lente.
4. La tabella di destra indica la proporzione tra gli ingrandimenti e gli oggetti osservati.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>