

IT – FILTRO MONOUSO BATTERICO E VIRALE ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONE D'USO: realizzato per proteggere i pazienti dal contagio e le attrezzature dalla contaminazione, offre un elevato grado di protezione contro batteri e virus con bassissimi livelli di resistenza per garantire l'accuratezza del risultato diagnostico. Il filtro deve essere applicato a contatto soltanto con pelle integra, pulita e sana.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: i dati identificativi (codice e lotto) sono riportati nell'etichetta identificativa apposta sulla scatola.

UTILIZZO:

- Estrarre il filtro dalla busta e verificare se il dispositivo e la superficie filtrante sono integri. - - In caso contrario eliminare il filtro e procedere con un nuovo.
- Inserire il filtro nel sensore dell'apparecchio senza forzare, seguendo sempre le istruzioni d'uso del produttore dell'apparecchiatura (se presente, usare, ove necessario, il boccaglio inserendolo nel foro libero del filtro).
- Non riutilizzare mai il filtro e il boccaglio per altri pazienti, per evitare la contaminazione incrociata.
- Il dispositivo non è sterilizzabile.
- Usare solo in presenza di personale medico.
- Non adatto per uso neonatale.

SMALTIMENTO E SICUREZZA: dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in normali contenitori di residui solidi non tossici o in quelli dei rifiuti ospedalieri generici.

CONTROINDICAZIONI: in base alle esperienze e ai risultati di diverse analisi non esistono effetti nocivi in conseguenza di un uso appropriato del prodotto.

ATTENZIONE:

- il confezionamento singolo in busta termosaldata garantisce l'assenza di carica batterica, che viene monitorata periodicamente secondo il sistema di qualità del produttore.
- Non riutilizzare mai il filtro e il boccaglio, per evitare la contaminazione incrociata.

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750