



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403

Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Stecche a striscia imbottite per dita

MANUALE D'USO



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF 04SD000A(Gima code 34120) – 04SD000B(Gima code 34121) - 04SD000C(Gima code 34122)



Megapharma Ospedaliera s.r.l.
Via Asolana, 26/b · I-31017 Crespano del Grappa (TV) Tel.
+39 0423 538746 · Fax. +39 0423 538748

MODALITÀ D'USO:

1 – Determinare la lunghezza necessaria, quindi ricavarla tagliando la stecca. (la misura può essere ricavata raddoppiando la lunghezza tra il metacarpo e la punta del dito da immobilizzare); 2 – Posizionare un'estremità della stecca sul dorso della mano, percorrere tutta la lunghezza del dito quindi piegarla in modo tale che l'altra estremità arrivi al palmo;
3 – Se necessario piegare il dito in modo da ottenere la posizione delle articolazioni desiderata; 4 – Assicurare la stecca con fascia di bendaggio.

AVVERTENZE: Usare sotto controllo medico.

MATERIALE:

Alluminio, stirobutadiene 100% adesivo.

MISURE:

A 50 x 1,5 cm, B 50 x 1,9 cm, C 50 x 2,4 cm. Spessore 1,2 mm.

INDICAZIONI:

Immobilizzazione e protezione delle falangi e delle articolazioni in-terfalangee, in caso di frattura.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto, non esposto alle intemperie ed alla luce del sole.