

# IT UMDIFICATORE PER OSSIGENOTERAPIA ISTRUZIONI PER L'USO

## INDICAZIONI

Umidificazione di ossigeno per somministrazione terapeutica attraverso bocca e naso

## PREPARAZIONE E COLLEGAMENTI

**MODELLO: OS/17-6 (HB-72462) ; OS/17-6LN (HB-72465)**

Collegare il collare a dado presente sul coperchio al flussometro.

Collegare il tubo della cannula nasale all'uscita dell'ossigeno sul coperchio dell'umidificatore.

Versare acqua distillata fino al livello MAX ed avvitare il coperchio fino al completo serraggio.

Regolare il flusso di ossigeno e la concentrazione come da istruzioni del medico.

Al fine di evitare l'eventuale erogazione di ossigeno non umidificato, assicurarsi che il terminale di pescaggio nel flacone sia immerso nel liquido, altrimenti riempire nuovamente.

Un flusso di ossigeno superiore ai 10litri/min può determinare una possibile immissione di liquido, proveniente dall'umidificatore, nella miscela inviata al paziente.

Eseguire una prova di erogazione dell'ossigeno per verificare la correttezza dei collegamenti ed in particolare modo che il liquido non entri nel tubo della cannula o della maschera.

## CONTROINDICAZIONI

Non sono descritte controindicazioni per l'ossigenoterapia.

## AVVERTENZE

Il prodotto è monouso. Il suo riutilizzo può comportare:

1. La presenza di residui biologici che possono provocare infezioni crociate.
2. Alterazioni dei materiali.
3. La perdita delle caratteristiche funzionali iniziali del prodotto.

Prima del collegamento all'erogatore di ossigeno verificarne il funzionamento.

Se la pressione interna nella bottiglia supera i 6PSI, si attiva un allarme acustico.

Il prodotto è monouso (per unico paziente) e comunque non può essere utilizzato in modo continuo per un periodo superiore a 30 giorni.

I sistemi di erogazione di ossigeno devono essere conformi alle normative vigenti

I dispositivi devono essere collegati e messi in funzione da personale qualificato

## IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto deve essere conservato nella sua confezione originale in locali caratterizzati da condizioni ambientali, di temperatura ed umidità relativa, specificate nella etichetta posta sulla confezione. La sovrapposizione di pesi sulle confezioni potrebbe danneggiare il prodotto.

## NOTE GENERALI

Se durante o in seguito all'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali. Per qualunque malfunzionamento o difetto del dispositivo, informare il Servizio Qualità del Fabbricante.

## SMALTIMENTO

I rifiuti provenienti da strutture sanitarie devono essere smaltiti secondo le vigenti normative.

	IT	EN	DE	ES	FR	PT
	Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici	Compliant with current European legislation on Medical Devices	Entspricht der aktuellen europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte	Cumple con la legislación europea vigente sobre dispositivos médicos	Conforme à la législation européenne en vigueur sur les dispositifs médicaux	Em conformidade com a legislação europeia em vigor sobre Dispositivos Médicos
	Dispositivo medico	Medical Device	Medizinprodukt	Producto sanitario	Dispositif médical	Dispositivo médico
	Identificativo unico del dispositivo	Unique Device Identifier	Einmalige Produktkennung	Identificador único del producto	Identifiant unique des dispositifs	Identificação única do dispositivo
	Consultare le istruzioni d'uso	Consult instructions for use	Gebrauchsanweisung lesen	Consulte las instrucciones de uso	Consulter les instructions d'utilisation	Consulte as instruções de utilização
	Fabbricante	Manufacturer	Hersteller	Fabricante	Fabricant	Fabricante
	Numero di catalogo	Catalogue number	Katalognummer	Número de Catálogo	Code de référence	Número de Catálogo
	Numero di lotto	Batch code	Posten-Nummer	Número de Lote	Numéro de lot	Número de Lote
	Data di produzione	Date of manufacture	Herstellungsdatum	Fecha de Producción	Date de production	Data de Fabrico
	Scadenza	Use by	Verfalldatum	Fecha de Caducidad	Date de péremption	Prazo de Validade
	Non riutilizzare	Do not reuse	Nicht wiederverwenden	No reutilizar	Ne pas reutiliser	Não reutilizar
	Limiti di temperatura	Temperature limitation	Temperaturbereich	Límites de Temperatura	Limites de température	Limites de Temperatura
	Limiti di umidità	Humidity limitation	Feuchtigkeitsbereich	Límites de Humedad	Limites d'humidité	Limites de Humidade
	Proteggere dalla luce solare	Keep away from sunlight	Vor Sonnenlicht schützen	Mantener alejado de la luz solar	Tenir à l'abri de la lumière du jour	Manter longe da luz solar
	Numero di pezzi	Quantity of pieces	Stückzahl	Cantidad de piezas	Nombre de pièces	Quantidade de peças
	Non contiene lattice di gomma naturale	Do not contain natural rubber latex	Enthält kein Naturlatex	No contiene LÁTEX de goma natural	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	Não contém latex de borracha natural
	Distributore	Distributor	Verteiler	Distribuidor	Distributeur	Distribuidor