



ISTRUZIONI PER L'USO

NOME DEL PRODOTTO: STRISCIA INDICATRICE DI STERILIZZAZIONE INTEGRATA EO TIPO 5 (IE3501)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Le strisce indicatrici di sterilizzazione integrata EO Tipo 5 PMS Steritest sono progettate per l'uso con sterilizzatori a base di ossido di etilene, con condizioni d'esercizio di 60% ($\pm 10\%$) di umidità, 37 °C ($\pm 0,5$ °C) e 90 minuti o 54 °C ($\pm 0,5$ °C) 30 minuti a 600 ± 30 mg/L di concentrazione di EO.

Dopo l'esposizione all'EO, l'indicatore chimico fornisce una conferma visiva accurata cambiando colore, ad indicare che le condizioni di sterilizzazione sono state soddisfatte.

Le strisce indicatrici di sterilizzazione integrata EO tipo 5 PMS Steritest sono classificate come di Tipo 5 in conformità alla norma EN ISO 11140-1.

Durante l'esposizione alla sterilizzazione a base di ossido di etilene a condizioni specifiche, il colore dell'indicatore passerà da **Bianco** a Giallo Senape.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizionare la striscia indicatrice chimica PMS Steritest su ogni confezione, aprire l'astuccio o il vassoio da sterilizzare con ossido di etilene. Collocare la striscia in una posizione nella confezione dove l'ossido di etilene arriva con difficoltà.
- Processare la confezione come d'abitudine in uno sterilizzatore a base di EO.
- Al completamento del ciclo di sterilizzazione, verificare che l'indicatore abbia cambiato di colore e sia diventato giallo senape.
- Se il cambiamento di colore non è visibile o non è uniforme, le condizioni di sterilizzazione possono essere inadeguate e gli articoli devono essere nuovamente sottoposti alla procedura con strisce indicatrici nuove/non processate.
- I prodotti conservati alle condizioni raccomandate hanno una vita utile di tre (3) anni dalla data di produzione.
- La data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto sono stampate sulla scatola del prodotto.
- Le strisce indicatrici chimiche non devono essere riutilizzate.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare a una temperatura massima di 35 °C e con una umidità massima del 70% UR.
- Le strisce indicatrici chimiche devono essere tenute lontane da fonti di calore dirette, dalla luce del sole e da umidità in eccesso.



PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. N.2
Huzurkent/Mersin/TURCHIA
Telefono: +90 324 238 7042 | Fax: +90 324 238 6549
pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com