ΙT

Detergente concentrato per strumenti con enzimi proteolitici

PERICOLO

Proprietà

GERMOCID ENZIMATICO è un detergente enzimatico proteolitico per la pulizia e detersione dello strumentario medico ed odontoiatrico. Agisce efficacemente sui residui organici, anche quelli secchi, e sullo sporco ostinato: può essere impiegato sui materiali in vetro, plastica e metallo. Per USO PROFESSIONALE, indicato per il lavaggio manuale ed anche per l'utilizzo in apparecchi ad ultrasuoni.

Modalità d'uso: Diluire GERMOCID ENZIMATICO in ragione dello 0,6-10% in un litro d'acqua di rubinetto, possibilmente tiepida, e mescolare accuratamente. Prima di immergere gli strumenti nella soluzione preparata, si consiglia di decontaminarli con un prodotto specifico, quindi risciacquarli usando acqua fredda e immergerli nella soluzione di GERMOCID ENZIMATICO per 10 minuti. In presenza di residui secchi o di sporco ostinato, prolungare l'immersione a 1 ora ed eventualmente usare uno spazzolino.

Composizione: Tensioattivi non ionici 15-30%; Tensioattivi anionici 5-15%; Enzimi; Profumo (Limonene, Citral), Conservante (Benzisothiazolinone).

Avvertenze: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. EUH208 Contiene: CITRALE Può provocare una reazione allergica. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi / il viso. P305-P351-P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: Alcol grasso alcossilato polimero. Per uso professionale. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura, se correttamente conservato, il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta.

Detergente conforme al Regolamento CE nº 648/2004

Validità: 3 anni

Lotto e scadenza: vedi confezione

DISPOSITIVO MEDICO CE

Fabbricante:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938 www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY