

**Detergente Disinfettante a base alcolica per Dispositivi Medici non invasivi  
Pronto all'Uso****ATTENZIONE****Proprietà**

GERMOCID BASIC è una soluzione idroalcolica pronta all'uso, a base di Clorexidina digluconato e SAQ, ad ampio spettro d'azione per una disinfezione rapida ed efficace di superfici e dispositivi medici non invasivi, superfici estese o difficilmente accessibili di apparecchiature biomedicali e riuniti nello studio odontoiatrico (maschere facciali, piani d'appoggio, braccioli, poggiatesta, eccetera). GERMOCID BASIC non necessita di alcuna diluizione e garantisce una protezione rapida e prolungata nei confronti di: virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), batteri (Gram-positivi, Gram-negativi), micobatteri (compreso il Micobatterio tubercolare) e funghi (lieviti e muffe). Agisce anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici, eccetera). Il prodotto evapora velocemente. Non sono stati osservati effetti corrosivi a carico dei materiali di cui sono costituiti i dispositivi medici o apparecchiature biomedicali. Si consiglia di evitare l'impiego su materiali deteriorabili all'alcool.

**Modalità d'uso:** Agitare prima dell'uso. Nebulizzare GERMOCID BASIC direttamente sulle superfici e gli oggetti da trattare. Lasciare agire quindi passare un panno o carta monouso.

GERMOCID BASIC è attivo in cinque minuti di contatto contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi, contro funghi (lieviti e muffe) e virus (compresi HIV, HBV, HCV); verso micobatteri (compreso TBC) in 60 minuti.

**Composizione:**

100,0 g di prodotto contengono:

Clorexidina digluconato 0,1 g;

Benzalconio Cloruro 0,1 g;

Alcol Etilico 45,0 g;

Alcol Isopropilico 15,0 g;

coformulanti;

acqua depurata q.b. a 100,0 g

Avvertenze: H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Vietato fumare. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. Uso professionale. Evitare l'impiego su materiali deteriorabili dall'alcol. Il prodotto è incompatibile con detergenti e tensioattivi anionici. Dopo l'apertura, se correttamente conservato, il prodotto mantiene la validità riportata in etichetta. Non utilizzare confezioni danneggiate. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Uso esterno.

**Validità:** 3 anni

**Lotto e scadenza:** vedi confezione

**DISPOSITIVO MEDICO CE 0546 Direttiva Europea 93/42/ECC**

**Fabbricante:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

**MADE IN ITALY**

Le avvertenze possono subire variazioni con gli aggiornamenti della scheda di sicurezza.