



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
FUNNY COMPRESSION SOCKS
CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY
CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY
MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY
FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR
FUNNY SKARPETKI UCISKOWE

Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)
6115100000 (GIMA 41201)
6115100000 (GIMA 41205)
6115100000 (GIMA 41206)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Tillverkare / Producent
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.
Room 301, Lane 222, Yehui Road,
Qingpu District, Shanghai
Made in China

una federa. Non candeggiare. Non usa l'asciugatrice.
• Non lavare a secco. Non stirare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Calze a compressione

Grazie per aver scelto un prodotto Shanghai Amigo.
I nostri prodotti sono sinonimo di comfort e benessere personale.
La piacevole sensazione di leggerezza e benessere si ottiene grazie all'effetto dinamico della compressione graduata del prodotto.
La compressione diminuisce dalla caviglia in su.

La sezione del tallone prevede:

- Il corretto posizionamento del tallone in corrispondenza dello spazio per il tallone garantisce una maggiore stabilità.
- Il corretto posizionamento nel punto di massima compressione, nonché una migliore vestibilità e una maggiore elasticità lungo la circonferenza della caviglia.

I prodotti Shanghai Amigo non sono dispositivi medici.
Sono particolarmente efficaci per alleviare la sensazione di pesantezza e affaticamento delle gambe.

Istruzioni e raccomandazioni per l'uso delle calze a compressione

Si consiglia di indossare le calze a compressione non appena ci si alza al mattino.

Le calze a compressione devono essere protette dal contatto con oli, creme o unguenti applicati sulle gambe per motivi medici o estetici. Unghie ruvide o anelli con bordi ruvidi potrebbero danneggiare il tessuto del prodotto.

Se la pelle è bagnata, applicare del talco sul piede per facilitare l'inserimento nelle calze.

1. Girare le calze al rovescio, ad eccezione della parte del piede. È preferibile girare le calze in modo che il tallone rimanga all'esterno.
-Usare entrambe le mani per allargare la parte del piede e far scivolare il piede nella calza fino al tallone.
-Rigirare la parte di calze al rovescio, facendo attenzione a posizionare correttamente il tallone.
2. Inserire il resto della gamba fino al ginocchio, lisciando il tessuto con il palmo della mano.
Non tirare mai direttamente il bordo superiore delle calze.
-Nel caso di collant, seguire la stessa procedura descritta sopra fino a quando il collant arriva all'altezza del ginocchio su entrambe le gambe.
3. Arrotolare la parte restante del collant verso l'alto fino al cavallo, lisciando il tessuto con le mani e controllando che la compressione sia uniforme.

Controindicazioni generali

Malattia occlusiva arteriosa periferica in stato avanzato - Forte edema degli arti inferiori di natura patologica - Flebite settica - Flebite grave, come la flemma cerulea dolens - Linfangite - Neuropatie periferiche avanzate (es. diabete mellito) - Altri disturbi sensoriali degli arti - Intolleranze/allergie legate al materiale delle calze compressive.

Controindicazioni relative

Ulcere e ferite aperte - Dermatosi di tipo umido - Immobilità - Dermatite da stasi - Incontinenza valvolare del sistema venoso superficiale e profondo. - Trombosi venosa profonda o tromboflebite acuta - Sindrome post-tromboflebitica - Per le calze con bordi in silicone, possono insorgere irritazioni cutanee in caso di ipersensibilità al materiale stesso

Avvertenze speciali

Le calze a compressione Shanghai Amigo devono essere indossate solo dopo aver consultato un medico.

In caso di dolore o irritazione della pelle durante l'uso delle calze a compressione, togliere immediatamente le calze e consultare un medico o il proprio rivenditore.

Composizione dei materiali

Nylon 65% - poliestere 30% - spandex 5%

Taglie disponibili: small - medium - large - extra large

Istruzioni di lavaggio

Le calze possono essere lavate a mano o in lavatrice.

- Lavaggio a mano: utilizzare detersivi per tessuti delicati. Risciacquare accuratamente.

Non strizzare. Asciugare all'aria.

- Lavaggio in lavatrice: inserire il capo in un apposito sacchetto o in



Avvertenza

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero verificarsi nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in modo improprio o per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Shanghai Amigo Textile Co

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.