




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

EXAMINATION TABLE
LETTINO DA VISITA
DIVAN D'EXAMEN
CAMILLA DE EXPLORACIÓN



Manuale d'uso - User manual -
Manuel d'utilisation - Introducción del manual

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

ATTENTION : Les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre complètement le présent manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores deben leer atentamente y comprender completamente el presente manual antes de utilizar el producto.

Gima 44460



Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Made in China

REF X09



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelleaan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Introduzione al manuale

Nota:

Prima di procedere all'installazione e all'uso, leggere attentamente il presente manuale e attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate. È necessario che tutti gli utilizzatori abbiano familiarità con il contenuto del manuale d'uso e siano a conoscenza delle precauzioni in esso riportate.

- Il presente manuale è riferito al lettino da visita in acciaio inossidabile X09. Il manuale d'uso descrive le modalità di installazione, le istruzioni per l'uso e i punti di ispezione per la manutenzione.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono solo a scopo illustrativo. Per l'uso effettivo, fare riferimento al prodotto reale.
- Il presente manuale d'uso comprende la descrizione, le istruzioni, la manutenzione e i parametri tecnici del prodotto.
- Per qualsiasi domanda, contattare il centro di assistenza post-vendita o il distributore.
- Tutte le persone che utilizzano o maneggiano questo prodotto sono tenute a prendere visione del manuale e ad attenersi alle indicazioni in esso contenute.
- Fatto salvo il verificarsi di situazioni impreviste, l'utilizzatore è tenuto a conoscere le corrette procedure di utilizzo del dispositivo e le relative precauzioni.

USO PREVISTO

Un lettino per visite mediche è un'attrezzatura importante per garantire il comfort dei pazienti che presentano lesioni, traumi o in stato di shock

1. Guida all'installazione

1.1 Elenco degli accessori standard

Al momento dell'apertura della confezione, verificare che tutte le parti elencate di seguito siano presenti.

Tabella a:






N.	Nome	Immagine	Specifiche	QTÀ	Unità
1	Couch plate		/	1	pz
2	Struttura dei piedini		539*543mm	2	pz
3	Tubo di collegamento		Φ25*1.2*1323-M8mm	1	pz
4	Elementi di fissaggio	/	Vedere tabella a.1	1	set

Tabella a. 1:


N.	Nome	Immagine	Specifiche	QTÀ	Unità
1	Bullone a testa esagonale esterno		M10*25mm	8	pz
2	Rondella piatta		Φ10*Φ21*H1.8mm	8	pz
3	Rondella elastica		Φ10*Φ17*H3mm	8	pz
4	Dado di serraggio		M10mm	8	pz
5	Bullone a testa esagonale esterno		M8*40mm	2	pz
6	Rondella piatta		Φ8*Φ16*H1.2mm	2	pz
7	Rondella elastica		Φ8*Φ14*H2.5mm	2	pz

1.2 Installazione della struttura dei piedini

Adagiare la struttura principale capovolta avendo cura di appoggiarla su un tappetino di protezione





2. Metodo di utilizzo




Dimensioni	Lunghezza	mm	1900±10
	Larghezza		600±10
	Altezza		680±10
Peso	Portata massima	kg	170


1.3 Installazione del tubo di collegamento



2.1 Funzione di sollevamento dello schienale



Per attivare la funzione di sollevamento dello schienale sollevare la porzione posteriore del piano di appoggio del lettino, portandola alla massima inclinazione quindi abbassarla alla posizione desiderata.



3. Manutenzione del lettino da visita in acciaio inox

1. Per essere certi di utilizzare il lettino da visita in sicurezza, è necessario sottoporlo regolarmente a controlli di sicurezza. Si consiglia di effettuare un controllo ogni sei mesi per assicurarsi che non vi siano parti allentate e che il funzionamento sia regolare.
2. Al termine della sua vita utile, è possibile riciclare le componenti metalliche e plastiche del lettino da visita.
3. Durante l'utilizzo, evitare di graffiare la superficie del lettino con oggetti appuntiti o affilati. Pulire regolarmente per mantenerla asciutta e in buone condizioni igieniche.
4. Se la superficie del lettino dovesse macchiarsi accidentalmente, si consiglia di pulirlo al più presto. Non utilizzare prodotti chimici alcalini o corrosivi per pulire il lettino da visita, per evitare che la superficie in acciaio inossidabile si arrugginisca.

4. Confezionamento, trasporto e conservazione

1. Il lettino da visita viene confezionato secondo quanto previsto dal contratto o dallo standard di prodotto.
2. Durante il trasporto del lettino da visita, evitare movimenti bruschi, vibrazioni violente e tenerlo al riparo dalla luce solare e dalla pioggia.
3. Condizione ambientali di conservazione:
 - a) Temperatura: -40°C ~ +70°C.
 - b) Umidità relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressione atmosferica: 500hPa ~ 1060hPa.

5. Servizio di assistenza post-vendita

1. Conservare correttamente tutta la documentazione fornita con il prodotto, compresa la fattura. Questi documenti devono essere presentati in caso di richiesta di assistenza in garanzia o di manutenzione.
2. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il nostro servizio clienti. Ciò ci consentirà di fornire prontamente l'assistenza tecnica necessaria e un intervento in modo accurato.
3. A partire dalla data di acquisto, il prodotto è coperto da una garanzia di un anno, a condizione che sia stato installato e utilizzato correttamente secondo il manuale d'uso. Durante questo periodo, eventuali malfunzionamenti o danni saranno riparati gratuitamente dietro presentazione della fattura originale o del certificato di garanzia.
4. Qualora il prodotto non funzioni correttamente a causa di un difetto di fabbricazione confermato entro il periodo di garanzia di un anno, provvederemo alla riparazione gratuita.
5. Assistenza a vita: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

Nota: Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

ITALIANO

Simboli	
Simboli	Significato
	Fabbricante
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Smaltimento RAEE
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico
	Codice prodotto
	Identificatore univoco del dispositivo
	Importato da
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
	Limite di pressione atmosferica
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Data di fabbricazione
	Numero di lotto